

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - SPACE CF

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.06.09.003		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	LRBLL60UK - Nr: 2523986/R LRCGL60UK - Nr: 2523989/R LRSGM55UK - Nr: 2523992/R LRCGM55UK - Nr: 2523994/R LRBLM55UK - Nr: 2523996/R	LRACL60RE - Nr: 2795368/R LRACM55RE - Nr: 2795369/R LRHFL60RE - Nr: 2795372/R LRHFM55RE - Nr: 2795374/R LRHTL60RE - Nr: 2795375/R	LRHTM55RE - Nr: 2795376/R LRRPL60RE - Nr: 2795377/R LRRPM55RE - Nr: 2795378/R LRZBL60RE - Nr: 2795379/R LRZBM55RE - Nr: 2795380/R
CND	Y122109		

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator SPACE LX combina un design intuitivo, linee pulite e leghe di materiali altamente performanti. Il telaio leggero lo rende molto agevole da spingere, sollevare e spostare, sia internamente che esternamente. Fascia schienale e portabastoni

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	- Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole. - Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi - Maniglie di spinta regolabili in altezza a posizione multipla - Freni di marcia e posizione a leva chiusa - Ruote 200X35 cm antifuoristrada con gommatura morbida - Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza - Appoggiatesta separati in plastica - Portata massima 150 Kg - Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe". - Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator. - Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie. - Dotato di schienale. - Dotato di porta bastone. •Tanti colori e fantasie → 

DIMENSIONI

Peso*	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza impugnature	Altezza impugnature
Large 5.3 kg	Fino a 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	Large 74-102cm
Medium 4.9 kg	Fino a 150 kg	Medium 55 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	Medium 66-86cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• LRBLL60UK - Blu L • LRCGL60UK - Champagne L • LRSGM55UK - Grigio M • LRCGM55UK - Champagne M • LRBLM55UK - Blu M • LRACL60RE - Nuvola - L • LRACM55RE - Nuvola - M • LRHFL60RE - Fiori - L • LRHFM55RE - Fiori - M • LRHTL60RE - Ghepardo - L • LRHTM55RE - Ghepardo - M • LRRPL60RE - Peonia R. - L • LRRPM55RE - Peonia R. - M • LRZBL60RE - Zebra - L • LRZBM55RE - Zebra - M
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.