



**CARROZZINA
SHELLEY**

MEDILAND SRL
Viale delle Industrie 5, Arese (MI)
www.mediland.it - ordini@mediland.it



CARROZZINA LEGGERA AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI SHELLEY

- Struttura in lega di alluminio, leggera, a crociera singola maggiorata.
- Pieghevole.
- Braccioli ribaltabili ed estraibili, imbottitura in PU morbida ad altezza regolabile.
- Ruote posteriori da 24" x 1 3/8", PU soft anti-foratura nere, ad estrazione rapida, complete di anello corrimano di spinta, dotate di freno di stazionamento.
- Ruote posteriori a posizione variabile asse verticale (5 posizioni ogni 2,5cm) e orizzontale (4 posizioni ogni 2,5cm).
- Ruote anteriori da 7" (cm 17,78) ad altezza variabile (5 posizioni ogni 1cm).
- Forcelle anteriori a inclinazione variabile.
- Pedane separate, ribaltabili ed estraibili.
- Piatto pedana regolabile in altezza e flessione-estensione.
- Schienale ad altezza regolabile (4 posizioni ogni 2,5cm).
- Schienale regolabile in inclinazione (5 posizioni ogni 10°).
- Schienale imbottito con 5 fasce tensionabili.
- Profondità sedile regolabile da 40 a 55cm (ogni 2,5cm).
- Dalla misura cm 53 in poi doppia crociera con portata di 180kg.

Accessori disponibili: barra stabilizzatrice, pedane elevabili, supporto amputato, ruotine per passaggi stretti, ruotina antiribaltamento altezza variabile regolabile a mano

Carrozzina leggera indicata per persone con disabilità funzionale con gravi problemi di mobilità, per utilizzo interno ed esterno. Indicata per uso quotidiano nel corso della giornata, in condizioni clinico ambientali, che richiedono facile manovrabilità.

Codice LEA 12.22.03.006

Cod.156035 (35cm)	Nr: 2398879	Cod.156045 (45cm)	Nr: 2398883	Cod.156057 (57cm)	Nr: 2398887
Cod.156037 (37,5cm)	Nr: 2398880	Cod.156047 (47,5cm)	Nr: 2398884	Cod.156061 (61cm)	Nr: 2398888
Cod.156040 (40cm)	Nr: 2398881	Cod.156050 (50cm)	Nr: 2398885		
Cod.156042 (42,5cm)	Nr: 2398882	Cod.156053 (53cm)	Nr: 2398886		

Codice	Larghezza totale (cm)	Larghezza piegata (cm)	Larghezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza tela schienale (cm)	Peso (Kg)	Peso massimo utente (Kg)
											
156035	59	31	35	23-28	43-48	86-97	102	37,5-45	40-47	14,60	150
156037	61,5	31	37,5	23-28	43-48	86-97	102	37,5-45	40-47	14,80	150
156040	64	31	40	23-28	43-48	86-97	102	37,5-45	40-47	15,00	150
156042	66,5	31	42,5	23-28	43-48	86-97	102	37,5-45	40-47	15,20	150
156045	69	31	45	23-28	43-48	86-97	102	40-55	40-47	17,00	150
156047	71,5	31	47,5	23-28	43-48	86-97	102	40-55	40-47	17,20	150
156050	74	31	50	23-28	43-48	86-97	102	40-55	40-47	17,40	150
156053	77	31	53	23-28	43-48	86-97	102	40-55	40-47	17,70	180
156057	81	31	57	23-28	43-48	86-97	102	40-55	40-47	18,00	180
156061	85	31	61	23-28	43-48	86-97	102	40-55	40-47	18,30	180