



REHASENSE

SCHEDA TECNICA - M202

PRODUTTORE

Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5,
20044 ARESE (MI)

CODICE ISO

12.22.03.003

REPERTORIO

DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –

Cod. 700290 Nr.2412124

Cod. 700291 Nr.2412125

Cod. 700292 Nr.2412126

Cod. 700293 Nr.2412128

Cod. 700294 Nr.2412129

CND

Y122106

CODICE PRODOTTO

700290 (41) – 700291 (43) – 700292 (46) – 700293 (48) – 700294 (51)



DESCRIZIONE

Indicata per un uso quotidiano, in condizioni clinico-ambientali che ne consentano facile manovrabilità. Carrozzina ad auto-spinta sulle ruote posteriori, con corrimano, telaio pieghevole, in lega di metallo verniciato epossidico, anticorrosione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Doppia crociera
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Fiancate con braccioli estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito in plastica.
- Ruote posteriori fisse 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), gommatura PU SOFT, provviste di anello corrimano di spinta
- Ruote anteriori PU soft 200 x 50
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza
- Appoggiatepiedi separati in metallo (alluminio)
- Larghezza seduta cm 41 – 43 – 46 – 48 – 51 cm
- Portata massima Kg. 130
- Peso carrozzina Kg. 18 ca.



REHASENSE

Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

OPTIONAL

- Braccioli imbottiti regolabili in altezza, estraibili
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili
- Prolunga schienale
- Tavolo con incavo avvolgente

Codice	Larghez za totale (cm)	Larghez za piegata (cm)	Larghez za seduta (cm)	Altezz a bracci oli (cm)	Altez za sedut a (cm)	Altez za totale (cm)	Lunghez za totale (cm)	Profondi tà seduta (cm)	Altezza schiena le (cm)	Peso (kg)	Peso massi mo utente (kg)
700290	57.8	28.5	41	23	49.5	89.5	107	45.5	42	18.4	130
700291	60.2	28.5	43	23	49.5	89.5	107	45.5	42	18.6	130
700292	62.8	28.5	46	23	49.5	89.5	107	45.5	42	18.9	130
700293	65.2	28.5	48	23	49.5	89.5	107	45.5	42	19.1	130
700294	67.8	28.5	51	23	49.5	89.5	107	45.5	42	19.3	130

CONFORMITA'

Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

