



REHASENSE

SCHEDA TECNICA - CARROZZINA M212

PRODUTTORE

Rehasense Italy,
Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

CODICE ISO

12.22.18.003

REPERTORIO

DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)
– Nr: 590166/R CND: Y122103

CND

Y122103

CODICE PRODOTTO

700295(41) – 700296(43) – 700297(46)
700298(48) – 700299(51)



DESCRIZIONE

Indicata per un uso quotidiano, in condizioni clinico-ambientali che ne consentano facile manovrabilità. Carrozzina standard da transito, telaio pieghevole, in lega di metallo verniciato epossidico, anticorrosione, doppia crociera.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Doppia crociera
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, **ignifughe (fuoco ritardante)**
- Fiancate con braccioli estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito in plastica.
- Ruote posteriori fisse 12 ½" x 2 ¼" (DIA cm 31,75), gommatura PU SOFT
- antiforatura.
- Ruote anteriori PU soft 200 x 50
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza
- Appoggiapiedi separati in metallo (alluminio)
- Larghezza seduta cm 41 – 43 – 46 – 48 – 51 cm
- Portata massima 120 kg

Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

OPTIONAL:

- Braccioli imbottiti regolabili in altezza, estraibili
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili
- Prolunga schienale
- Tavolo con incavo avvolgente

Larghezza totale (cm)	Larghezza piegata (cm)	Larghezza a seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Profondità a seduta (cm)	Altezza schienale (cm)	Peso (kg)	Peso massimo utente (kg)
										
54.7	26.5	41	23	50	91	92	40	45	15.3	120
57.2	26.5	43	23	50	91	92	40	45	15.6	120
59.6	26.5	45	23	50	91	92	40	45	15.9	120
62.2	26.5	48	23	50	91	92	40	45	16.2	120
64.7	26.5	51	23	50	91	92	40	45	16.6	120

CONFORMITA':

Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

