

SCHEDA TECNICA M305

PRODUTTORE: REHASENSE ITALY SRL, Viale delle Industrie 5 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CARROZZINA MOD. M305 STANDARD con ruote ad estrazione rapida, doppia crociera.

Codice LEA 12.22.03.003

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –

700220 (38cm) Nr: 2425798 – 700221 (41cm) Nr: 2425802– 700222 (43cm)

Nr 2425805: – 700223 (46cm) Nr: 2425811– 700224(48cm) Nr: 2425812–

700225 (51cm) Nr: 2425813



CODICE PRODOTTO:

700220 (38cm) – 700221 (41cm) – 700222 (43cm) – 700223 (46cm) –

700224 (48cm) – 700225 (51cm)

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), doppia crociera, ruote ad estrazione rapida, pieghevole

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Struttura a doppia crociera
- Braccioli ribaltabili a scrivania, regolabili in altezza Pedane estraibili e regolabili in altezza
- Piatti pedana in plastica dura
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida Ruotine ascensore
- Larghezza sedile cm 38- 41-43-46-48-51 Colore “azzurro brillante”

Optional:

Pedane elevabili in altezza



REHASENSE

Larghezza totale da aperta	Larghezza totale da chiusa	Larghezza a seduta	Altezza braccioli	Altezza a sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità seduta	Altezza schienale	Peso	Peso massimo utente
55.2	26.5	38	25.4-34	49.5	91	103	41	42	18.1	130
57.8	26.5	41	25.4-34	49.5	91	103	41	42	18.4	130
60.2	26.5	43	25.4-34	49.5	91	103	41	42	18.6	130
62.8	26.5	46	25.4-34	49.5	91	103	41	42	18.9	130
65.2	26.5	48	25.4-34	49.5	91	103	41	42	19.1	130
67.8	26.5	51	25.4-34	49.5	91	103	41	42	19.3	130

Ruote: Anteriori PU Soft 200 x 50
Posteriori PU Soft 24" x 1 3/8"

Capacità di portata: Kg. 130

CONFORMITA':

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745 è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.