

SCHEDA TECNICA - ECO ASSIST

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.24.09.015
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr. 2496189/R
CND	Y122409
CODICE PRODOTTO	REA12MMS00


DESCRIZIONE GENERALE

ECO Assist è progettato principalmente per la guida in città e su superfici stradali lisce. Leggerezza, maneggevolezza e sicurezza sono le caratteristiche principali di questo ausilio.

	DATI TECNICI
	• Ruota motrice pneumatica da 12". • Semplice sistema di aggancio alla carrozzina tramite morsetti manuali che permettono di non applicare alcun dispositivo accessorio alla carrozzina. • Sistema frenante realizzato con disco da 160mm, due freni a cavo con due pinze indipendenti (doppio pistoncino frenante), utilizzabili per rallentare e in qualità di freno di stazionamento. • Freno elettromagnetico con modalità dinamo (ricarica durante la frenata) . • Selettore di direzione (avanti e indietro). • Clacson. • Display LCD a colori 1,8" (IP65 WR). • Tasto di accensione/spengimento e selettore di marcia (da 0 a 5). • Velocità massima fino a 20 km/h. * • Luce frontale con tasto di accensione al manubrio. • Batteria 48V 5.8Ah 278 Wh (adatta al trasporto aereo IATA). • Autonomia su terreno pianeggiante 30km. ** • Controllo di trazione. • Mantenimento traiettoria. • Funzione Camminata. • Cavalletto. • Parafango. • Manubrio regolabile in altezza ed inclinazione * ECO ASSIST arriverà programmato con una velocità max di 15km/h. I limiti di velocità sono stabiliti secondo le norme locali di circolazione. ** Autonomia riferita a batteria 48V 5.8Ah 278 Wh. Con batteria 48V, 11.6 Ah, 556.8 Wh autonomia fino a 50km.

CARATTERISTICHE

Dimensione totale Lun*Lar*Alt: (mm)	800 x 490 x 810
Confezionamento Lun*Lar*Alt: (mm)	1110 x 600 x 300
Portata massima (utente + carrozzina):(kg)	125,5
Peso massimo utente: (kg)	110
Peso totale: (kg)	15,5
Peso batteria: (kg)	2
Peso totale senza batteria con cavalletto (kg)	13,5
Peso trasporto (senza batteria e cavalletto) (kg)	9,4
Potenza motore: (W)	350
Potenza massima erogabile (W)	1.100
Coppia massima erogabile (N.M)	39
Voltaggio motore: (V)	48
Wattaggio batteria: (Wh)	278
Dimensioni batteria: LunxLarxAlt (mm)	320 x 89 x 86
Carica batterie	Standard
Tempo ricarica completa: (Ore)	3
Freno a disco e Elettromagnetico	Standard
Freno di stazionamento	Standard
Raggio di sterzata:(cm)	100
Massima pendenza superabile lunghi tratti	10%
Massima pendenza superabile brevi tratti	15%
Massimo gradino superabile (mm)	50
Autonomia*: (km)	30
Velocità massima: (km/h)	20 km/h
Retromarcia	SI
Cruise Control	SI
Walking Mode	SI
Materiale telaio	Acciaio inox
Dimensioni Copertoni: Pollici (mm)	12½" x 2¼" (57-203)
Cerchione (mm)	24x 203
Disco del freno	160
Luci frontali	Si

INFO UTILI			
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1		
GARANZIA	• ECO ASSIST - 2 anni • Batteria - 1 anno		
ACCESSORI			
 Pesi supplementari ruote COD. EBF00E-A	 Borsa frontale porta oggetti COD. EBH20A	 Manubrio con comandi tetra COD. EBH00L	 Batteria 48V, 11.6 Ah, 556.8 Wh COD. EBB0048T2A
 Ruotine per cavalletto standard COD. EBL215	 Poggia piedi compatto e leggero COD. R02988H	 Hill-start assist control COD. EBH600	 Ruote per trasporto COD. EBH00Y
 Cavalletto con ruote integrate COD. EBL200A	 Cavalletto con poggia piedi COD. EBL01G	 Porta bottiglia COD. EBH225-A	 Compressore COD. EBE01D
 Specchietto retrovisore (1pz) COD. EBH01B	 Specchietto retrovisore+Luci (1pa) COD. EBH00N	 Borsa per trasporto ECO Assist COD. /	 Blocco maniglia pinza (1PZ) COD. EBX035-S
CONFORMITÀ			
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.			