

ICON 60 RTS

CARROZZINA LEGGERA A TELAIO RIGIDO

Configurazione standard: 1.600 € *

- Peso dell'utente max - 120 kg
- Serie 7000 Carrozzina rigida attiva in alluminio
- Molteplici regolazioni, profondità del sedile, altezza del sedile anteriore e posteriore e baricentro
- Forcelle anteriori regolabili in angolazione
- Ruota posteriore Day Light da 24" con corrimano anodizzato nero e perno ad estrazione rapida
- Ruota anteriore da 4" 100x34 in alluminio anodizzato nero
- Schienale regolabile in inclinazione e in altezza con fasce tensionabili e schienale imbottito con tessuto traspirante 3D
- Cuscino di seduta incluso
- Freni sport a ingombro ridotto
- Spondina estraibile in carbonio con parafango integrato
- Maniglia di spinta pieghevole
- Fascia ferma-polpacci e custodia con cerniera sotto il sedile in dotazione
- Borsa/ custodia sotto il sedile inclusa

COMPATIBILE CON KIT DI MOTORIZZAZIONE
PAWS ED ECOASSIST



LARGH.SEDILE	COLORE	CODICE PRODOTTO	QTA'
36 cm	Black Matt	RW06000AEZ	
38 cm	Black Matt	RW06000AEY	
40 cm	Black Matt	RW06000AEX	
42 cm	Black Matt	RW06000AES	
44 cm	Black Matt	RW06000AEW	
46 cm	Black Matt	RW06000AEU	
48 cm	Black Matt	RW06000AET	

Nome	Data:
Codice Cliente:	N. ordine:
Persona di contatto	Indirizzo di spedizione
E-Mail:	Via
Tel./Fax:	CAP, Città