

ATHLON HD

ROLLATOR ULTRALEGGERO IN CARBONIO



REHASENSE



VEDI VIDEO



ATHLON HD

PORTATA MASSIMA 200 KG



IL ROLLATOR PREMIUM IN CARBONIO

Basato sul bestseller in carbonio ATHLON SL, l'ATHLON HD è dotato di un doppio supporto trasversale e ha una portata massima di 200 kg. È considerato uno dei rollator in carbonio più sicuri, stabili e leggeri del mercato. Telaio dal design senza tempo ed elegante, tipico del design danese.

"Sono assolutamente soddisfatta del mio rollator ATHLON HD in carbonio. È così affidabile, leggero e facile da manovrare che non riesco più a farne a meno - L'ho portato con me in una recente vacanza in Egitto".

Sibylle da Brema

CARATTERISTICHE

- Grande borsa della spesa per trasportare fino a 5 kg
- Maniglie ergonomiche con funzione di blocco
- Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza
- Chiusura di sicurezza brevettata "Click & Safe"
- Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza disponibili per la borsa, il telaio e le maniglie, per garantire una visibilità a 360° in scarse condizioni di visibilità
- Ampia scelta di accessori disponibili

DIMENSIONI & COLORI

L: nero carbonio

SPECIFICHE TECNICHE

Peso	Portata massima	Altezza del sedile	Larghezza del sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
5.8 kg esclusa borsa 340 grammi	fino to 200 kg	62 cm	55 cm	23 cm	69 cm	56 cm	74-102 cm

CARATTERISTICHE SPECIALI



TPE



PUR




Porta bastone
incluso



Impugnature
ergonomiche



Leva del freno
facile da azionare
e senza sforzo



Impugnature
ergonomiche per
il sollevamento
e il trasporto



Sistema di chiusura
"Click & Safe"
brevettato e sicuro

ACCESSORI



Fascia posteriore




Lampade a LED



Sedile confortevole

DISTRIBUTORE



Seguiteci sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

