

ATHLON SL

IL ROLLATOR IN CARBONIO ULTRA LEGGERO



REHASENSE



VEDI VIDEO



ATHLON SL

IL ROLLATOR ULTRALEGGERO IN CARBONIO



IL BESTSELLER IN CARBONIO

ATHLON SL è unico nella sua categoria. È considerato uno dei rollator in fibra di carbonio più sicuri, stabili e leggeri del mercato. Il telaio elegante e senza tempo si ispira allo stile del design danese. Combina design ed eccellenza ingegneristica in modo unico. Che siate in città, al parco o all'opera, l'ATHLON SL è un compagno affidabile per ogni situazione.

"Grazie all'ATHLON SL non vedo l'ora di andare a fare una passeggiata. I negozi non sono più una sfida, il che è fantastico!"

Elle da Hannover

IN SINTESI

- Borsa grande per trasportare fino a 5 kg
- Maniglie ergonomiche con funzione di bloccaggio
- Altezza dell'impugnatura estremamente comoda e facile da adattare
- Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe"
- Impugnature ergonomiche per il sollevamento e il trasporto del rollator
- Riflettori di sicurezza a tutto campo disponibili per la borsa della spesa, telaio e maniglie

DIMENSIONI & COLORI

Large: nero carbonio, rosso, bianco, grigio

Medium: nero carbonio, rosso

Small: nero carbonio



SPECIFICHE TECNICHE

Peso	Portata massima	Altezza del sedile	Larghezza del sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large 5.2 kg	fino to 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	60 cm	47 cm	63-102 cm
Medium 5.1 kg		Medium 55 cm					
Small 5.0 kg esclusa borsa 340 grams		Small 50 cm					

CARATTERISTICHE SPECIALI



Con ruote classiche in TPE o morbide ad assorbimento degli urti



PUR




Porta bastone
Incluso



Impugnature ergonomiche



Leva del freno facile da azionare e senza sforzo



Impugnature ergonomiche per il sollevamento e il trasporto



Sistema di chiusura "Click & Safe" brevettato e sicuro

ACCESSORI



Fascia posteriore



Lampade a LED



Borsa da trasporto

DISTRIBUTORE



Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

