

EXPLORER

ROLLATOR DA ESTERNO



REHASENSE



VEDI VIDEO



EXPLORER

ROLLATOR DA ESTERNO



PERFETTO PER L'USO ALL'APERTO

L'EXPLORER è il SUV tra i rollator: questo modello sportivo e ricco di dettagli intelligenti è stato progettato e realizzato appositamente per l'uso all'aperto. Il telaio flessibile offre una maggiore flessibilità sui terreni accidentati e rende l'EXPLORER il compagno perfetto per la vostra prossima avventura all'aperto..

"Mia madre frequenta corsi di riabilitazione sportiva e ama stare all'aria aperta, quindi quando ho scoperto il rollator Explorer sapevo che sarebbe stato perfetto. Lo adora per averle restituito indipendenza e autonomia".

Nils di Brema

CARATTERISTICHE

- Borsa grande per trasportare fino a 5 kg di peso
- Maniglie ergonomiche con funzione di blocco
- Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza
- Chiusura di sicurezza brevettata, rossa, "Click & Safe".
- Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza disponibili per la borsa della spesa, la parte anteriore e laterale del telaio e le maniglie
- Ampia scelta di accessori come cinghie per lo schienale, borse, sedile comfort, ombrello per rollator

DIMENSIONI E COLORE

L, M: marrone

SPECIFICHE TECNICHE

Peso	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Diametro ruote frontali	Diametro ruote posteriori	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza utilizzatore
Large 9.2 kg	fino 200 kg	Large 62 cm	56 cm	285 x 45 mm	235 x 45 mm	25 cm	70 cm	55 cm	78-112 cm
Medium 9.0 kg esclusa borsa 420 grams		Medium 53 cm							

CARATTERISTICHE SPECIALI



Grandi ruote anteriori ideali per affrontare gli ostacoli




Porta bastone incluso



Impugnature ergonomiche



La leva del freno può essere azionata senza sforzo



Impugnature ergonomiche per il sollevamento e il trasporto



Sistema di chiusura "Click & Safe" brevettato e sicuro

ACCESSORI



Fascia posteriore




Lampade a LED



Sedile confortevole

DISTRIBUTORE



Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

