

NAVIGATOR

CON SUPPORTI FISSI PER L'AVAMBRACCIO



REHASENSE



NAVIGATOR

CON SUPPORTI FISSI PER L'AVAMBRACCIO




IL ROLLATOR SPECIALISTICO PER INTERNI

Il NAVIGATOR è stato sviluppato appositamente per gli utenti affetti da artrite e/o con funzionalità limitata di braccia e mani. Il rollator è dotato di supporti per gli avambracci che garantiscono un comfort ottimale. Le maniglie regolabili, l'intelligente funzione di trasporto e i pratici accessori fanno di questo rollator un compagno di primo ordine per gli ambienti interni. Il NAVIGATOR è disponibile con le popolari ruote in TPE o con ruote morbide ammortizzate.

CARATTERISTICHE

- Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg
- Maniglia facile da usare e facilmente regolabile in altezza
- Supporto per l'avambraccio con regolazione orizzontale dell'angolo di impugnatura
- Freno a mano con funzione di blocco, affidabile e facile da usare
- Chiusura di sicurezza brevettato "Click & Safe"
- Funzione stand-alone
- Riflettori di sicurezza su borsa e telaio



DIMENSIONI E COLORI

L: antracite, rosso
M: antracite, rosso



SPECIFICHE TECNICHE

Peso	Portata massima	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza utilizzatore	Diametro ruote (TPE/SOFT)
Large 9.6 kg	fino 150 kg	46 cm	28 cm	63 cm	30 cm	Large 90-115 cm	TPE: 200 x 35 mm SOFT: 200 x 37 mm
Medium 9.2 kg esclusa borsa 340 grammi						Medium 83-99 cm	


CARATTERISTICHE SPECIALI



TPE



PUR




Porta bastone incluso



Supporto imbottito



Leva freno facile da usare



Impugnature ergonomiche per il sollevamento e il trasporto



Sistema di chiusura "Click & Safe" collaudato e sicuro

ACCESSORI



Fascia posteriore



Lampade a LED



Meccanismo che consente di avere il rollator leggermente frenato per assicurare più sicurezza all'utilizzatore

DISTRIBUTORE

Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

