

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - ATHLON SL

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.06.09.003		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	CRBKL600 - Nr: 2524026/R CRWRL600 - Nr: 2524027/R CRWHL600 - Nr: 2524029/R	CRSGL600 - Nr: 2524030/R CRBKM550 - Nr: 2524033/R CRWRM550 - Nr: - 2524034/R	CRBKS500 - Nr: 2524035/R CRCGM55GUP: Nr 2861752/R CRGBM55GUP: Nr 2861753/R
CND	Y122109		

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator ATHLON SL combina un design intuitivo, linee pulite e leghe di materiali altamente performanti. Il telaio leggero lo rende molto agevole da spingere, sollevare e spostare, sia internamente che esternamente.
Disponibile in tre taglie.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	- Struttura in fibra di carbonio, telaio pieghevole. - Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi. - Maniglie di spinta regolabili in altezza a posizione multipla - Freni di marcia e posizione a leva chiusa - Ruote 200X35 cm antiforatura con gommatura morbida - Portata massima 150 Kg - Maniglia per il trasporto ergonomica che permette il perfetto bilanciamento dei pesi - Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe", che permette chiusura e apertura sicura dell'ausilio - Borsa removibile con portata 5 kg - Dotato di porta bastone.

DIMENSIONI

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	5.2 kg	fino a 150 kg	62 cm	46 cm	23 cm	60 cm	47 cm	da 63 a 69 cm
Medium	5.1 kg		55 cm					da 66 a 86 cm
Small	5.0 kg		50 cm					da 74 a 102 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• CRBKL600 - Nero - L • CRWRL600 - Rosso - L • CRWHL600 - Bianco - L • CRSGL600 - Grigio - L • CRBKM550 - Nero - M • CRWRM550 - Rosso - M • CRBKS500 - Nero - S • CRCGM55GUP- Champagne - M • CRGBM55GUP-
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Freno azionabile con una mano sola (destro o sinistro) • Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

