

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - EXPLORER

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	• ERBOL600 Nr: 2528423/R • ERBOM550 Nr: 2528426/R
CND	Y122109

DESCRIZIONE GENERALE

EXPLORER è il modello di rollator più sportivo progettato e realizzato appositamente per l'uso all'aperto. Il telaio flessibile offre una maggiore flessibilità sui terreni accidentati .La funzione brevettata "Click & Safe" garantisce la massima tranquillità, impedendo al rollator di aprirsi una volta piegato per essere riposto, sollevato o trasportato.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg • Portata 200kg • Maniglie ergonomiche con funzione di blocco • Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza • Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe". • Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator • Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, la parte anteriore e laterale del telaio e le maniglie. • Schienale non incluso.

DIMENSIONI

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	9.2 kg	fino a 200 kg	62 cm	53 cm	25 cm	70 cm	55 cm	Large da 91 a 112 cm
Medium	9 kg		53 cm					Medium da 78 a 90 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• ERBOM550 - Marrone - M • ERBOL600 - Marrone - L
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	• Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Freno azionabile con una mano sola (destro o sinistro) • Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.