

SCHEDA TECNICA - DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO GATEWAY

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.48.21.015
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 2537700/R
CND	Y080504

DESCRIZIONE GENERALE

GATEWAY è stato sviluppato appositamente per il trasferimento sicuro di persone in abitazioni private, cliniche e strutture di assistenza. Questo ausilio di trasferimento pieghevole può essere trasportato facilmente ed è dotato di supporti per le gambe imbottiti e regolabili in altezza e angolazione. La robusta struttura in acciaio e un totale di sei ruote garantiscono ulteriore stabilità e sicurezza durante l'uso.

La robusta struttura in acciaio è dotata di un totale di 6 ruote: due più grandi ai lati della pedana e quattro più piccole sul lato inferiore. Semplifica il trasferimento tra letto, WC e posti a sedere come sedia o poltrona.

Sulla pedana sono indicate delle sagome che indicano il posizionamento ottimale dei piedi per garantirne l'utilizzo funzionale.

I poggia gambe imbottiti e anatomici offrono comfort durante il trasporto. Un unico freno a pedale agisce su entrambe le ruote laterali per garantire controllo e sicurezza.

GATEWAY può essere facilmente ripiegato e dispiegato per il trasporto e lo stoccaggio.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Peso del prodotto Kg 19,2 • Lunghezza max 66 cm • Larghezza 56 cm • Altezza totale 112,5 cm – tolleranza +/- 5 cm (dalla pedana) • Portata massima Kg 150 • Dimensioni ruote 20 x 125 mm + 40 x 350 mm • Freno di sicurezza a pedale da attivare durante la fase di alzata e discesa del paziente • Appoggia tibiali imbottiti e regolabili in altezza in 7 posizioni.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• GETW1002
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.