

SCHEDA TECNICA - ICON 10

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.22.03.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RW01040SL2 - Nr: 2523606/R RW01047SLO - Nr: 2523612/R RW01042SL2 - Nr: 2523609/R RW01050SLO - Nr: 2523613/R RW01045SL2 - Nr: 2523611/R
CND	Y122106

DESCRIZIONE GENERALE

Carrozzina pieghevole ad auto-spinta, indicata per un uso quotidiano, in condizioni clinico-ambientali che ne consentano facile manovrabilità.
Telaio in lega di metallo anticorrosione verniciato epossidico.
Ruote posteriori estraibili regolabili verticalmente in 6 posizioni, con corrimano.
Ruote anteriori regolabili in 5 posizioni.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio) • Telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione. • Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante) • Braccioli ribaltabili, estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito in plastica. • Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), estraibili (quick realease) • Ruote anteriori Pu soft 8" (200x32) • Freni di stazionamento • Pedane estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza, girevoli sia internamente che esternamente • Piatti pedana separati in plastica con fascia ferma talloni • Larghezza seduta cm 40 – 42 – 45 – 47 – 50 cm • Portata massima Kg. 140 • Peso carrozzina Kg. 16,6 ca. (mis. 45 cm) □

DIMENSIONI

Peso	Portata massima	Tipo crociera	Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza maniglie (da terra)
16.6 kg (seduta 45 cm)	140 kg (seduta 35-50 cm)	singola	40-42-45-47-50 cm	40 cm, 45 cm	42 cm	91 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• RW01040SL2 - 40cm • RW01042SL2 - 42cm • RW01045SL2 - 45cm • RW01047SLO - 47cm • RW01050SLO - 50cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Ruotine antiribaltamento regolabili in altezza altezza • Ruotina antiribaltamento disinnescabili • Ruote per passaggi stretti
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.