

SCHEDA TECNICA - ICON 60

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
CODICE LEA	12.22.03.009	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	CUSTOM MADE - Nr. 2470698/R RW06000AEZ - Nr. 2540103/R RW06000AEY - Nr. 2540106/R RW06000AEX - Nr. 2540108/R	RW06000AES - Nr. 2540110/R RW06000AEW - Nr. 2540114/R RW06000AEU - Nr. 2540116/R RW06000AET - Nr. 2540118/R
CND	Y122106	

DESCRIZIONE GENERALE

Carrozzina superleggera a telaio rigido. Icon 60 è una delle più adattabili sul mercato. Ha un telaio robusto ma leggero realizzato in lega di alluminio 7000. Icon 60 è stata progettata per consentire all'utente di adattare i vari elementi per soddisfare le proprie esigenze individuali. Possibilità di avere configurazioni standard oppure di poter richiedere modulo per poter assemblarla con le caratteristiche desiderate. Scheda d'ordine visionabile sul sito ufficiale www.mediland.it.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	- Struttura in lega di alluminio, telaio rigido con angolo 90°. - Molteplici posizioni: profondità seduta, altezza anteriore/posteriore della seduta e del centro di gravità. - Angolo forcelle anteriori adattabile. - Schienale con altezza, inclinazione e tensionamento delle fasce adattabili. - Schienale ribaltabile - Ruote ad estrazione rapida. - Ruote posteriori 24". - Ruote anteriori 3", 4", 5". - Spondine in carbonio.

DIMENSIONI

Peso da	Peso massimo utente	Larghezza seduta	Profondità seduta	Angolo schienale	Altezza anteriore sedile	Altezza posteriore sedile	Altezza pedana	Centro di gravità	Altezza schienale
6,9 kg	120 kg	36 - 48 cm	40 - 49 cm	avanti 0 -> +20° indietro 0 -> -10°	47 / 49 / 50 cm	42 / 44,5 / 47 cm	41,5 - 46 cm	-3 / +7,5 cm	fisso 25 / 30 / 35 cm <u>variable 30 - 36 cm</u>

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• RW06000AEZ - 36cm • RW06000AEY - 38cm	• RW06000AEX - 40cm • RW06000AES - 42cm	• RW06000AEW - 44cm • RW06000AEU - 46cm • RW06000AET - 48cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1		
ACCESSORI	/		
GARANZIA	2 anni		

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.