

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - LASER

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RRSAFWHL00 - Nr: 2528408/R
CND	Y122109

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator LASER in acciaio è disponibile con cestino (dimensioni 47x23x12 cm), vassoio in propilene (dimensioni 42,5x 32,5 cm). Le maniglie sono regolabili in altezza, le impugnature ergonomiche e il freno a mano con funzione di parcheggio morbido e facile da attivare. Ruote resistenti in TPE di colore nero

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	- Rollator standard in acciaio - Cestino in filo metallico incluso: 47 cm x 23 cm x 12 cm (L/A), carico massimo 5 kg - Vassoio incluso: 42,5 x 32,5 cm, nero, materiale: Polipropilene - Supporto per stampelle/bastone incluso - Inclusi 6 catarifrangenti di sicurezza - Sedile: rigido, in plastica nera - Maniglie di base regolabili in altezza (9 gradini) - Impugnature ergonomiche di base - Freno a mano con funzione di parcheggio (morbido e facile da attivare) - Freni efficienti, affidabili e che non richiedono manutenzione - Ruote: resistenti pneumatici in TPE di colore nero - Testato e approvato secondo la norma PN-EN ISO 11199-2: 2005

DIMENSIONI

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	9 kg	130 kg	60 cm	45 cm	18cm	63 cm	47 cm	77-99 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	- RRSAFWHL00 - Grigio - RRSAFWHL02 - Bianco/nero
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.