

SCHEMA TECNICA - ROLLATOR - NAVIGATOR

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.06.12.003		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	NRSGL600 - Nr: 2528370/R NRWRL600 - Nr: 2528371/R NRSGM550 - Nr: 2528372/R	NRWRM550 - Nr: 2528387/R NRRCHL60 - Nr: 2528388/R	
CND	Y122109		

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator NAVIGATOR è stato sviluppato appositamente per gli utenti con artrite e/o con funzionalità limitata delle braccia e delle mani. Il rollator è dotato di supporti per gli avambracci che garantiscono un comfort ottimale. Maniglie regolabili maniglie regolabili, un'intelligente funzione di trasporto e pratici accessori fanno di questo questo rollator un compagno di prim'ordine in casa.

Il rollator NAVIGATOR è disponibile con le ruote in TPE o con ruote morbide ammortizzate, e in due misure: medium e large.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Ampia borsa per trasportare oggetti fino a 5 kg • Supporto per l'avambraccio con regolazione orizzontale dell'angolo della maniglia • Maniglie ergonomiche con funzione di blocco • Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza • Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe", che permette chiusura e apertura sicura dell'ausilio • Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator • Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie • Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi • Portata massima 150 Kg • Dotato di porta bastone.

DIMENSIONI

Peso*	Portata massima	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza tra supporti avambr.	Regolazione altezza avambr.	Misure ruote (mm)
Large 9.9 kg	Fino a 150 kg	46 cm	28 cm	63 cm	30 cm	Large 90-115 cm	TPE: 200 x 35 mm SOFT: 200 x 37 mm
Medium 9.2 kg						Medium 75-98 cm	

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• NRSGL600 - Grigio - L • NRWRL600 - Rosso vino - L • NRRCHL60 - Champagne - L • NRWRM550 - Rosso vino - M • NRSGM550 - Grigio - M
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Freno azionabile con una mano sola (destro o sinistro) • Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

