

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - NAVIGATOR AIR

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.12.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	NACHL600 - Nr: 2528394/R
CND	Y122109

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator NAVIGATOR AIR è la versione da esterno del modello NAVIGATOR. E' anch'esso stato sviluppato appositamente per gli utenti con artrite e/o con funzionalità limitata delle braccia e delle mani. Il rollator è dotato di supporti per gli avambracci che garantiscono un comfort ottimale. Le maniglie sono regolabili, dispone di pratici accessori.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Ampia borsa per trasportare oggetti fino a 5 kg • Maniglie ergonomiche con funzione di blocco • Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza • Supporto per l'avambraccio con regolazione orizzontale dell'angolo della maniglia. • Supporto dell'avambraccio regolabile in due angolazioni 22,5° e 45° • Grandi ruote anteriori per superare facilmente gli ostacoli • Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe", che permette chiusura e apertura sicura dell'ausilio • Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator • Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie • Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi • Portata massima 200 Kg • Fascia posteriore di sicurezza integrata, appositamente progettata e adatta a tutte le taglie

DIMENSIONI

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	12 kg	fino a 200 kg	62 cm	56 cm	28 cm	63 cm	30 cm	Large da 87 a 110 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• NACHL600 - Champagne - L
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Freno azionabile con una mano sola (destro o sinistro) • Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.