

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - PIXEL

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.06.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	PRBRL700 - Nr: 2524068/R PRWBL700 - Nr: 2524069/R PRCBL700 - Nr: 2524070/R
CND	Y122109

DESCRIZIONE GENERALE

L'agile rollator da interni per la casa, ultraleggero e realizzato in alluminio. PIXEL è stato progettato appositamente per l'uso interno. L'elegante rollator è dotato della chiusura di sicurezza brevettata "Click & Safe" che garantisce che non si apra una volta piegato e dispone di un ampio vassoio che, all'occorrenza, può essere utilizzato come pratico tavolino. Le ruote morbide e ammortizzate e l'innovativo telaio flessibile consentono di superare facilmente piccoli ostacoli come le soglie delle porte. Questa elegante soluzione di mobilità è disponibile in tre splendidi design.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Ampio vassoio lavabile in lavastoviglie • Pratica borsa in rete per cellulare, occhiali, cosmetici, medicinali e telecomando, ecc. • Borsa in tessuto rimovibile • Impugnatura morbida e confortevole • Barra di controllo del freno di sicurezza con ampia impugnatura • Maniglia facile da usare e facilmente regolabile in altezza (86-97 cm) • La forcella integrata impedisce al rollator PIXEL di incastrarsi e di graffiare i mobili. • Ruote TPE, ruote anteriori e posteriori da 6" • Dimensioni vassoio 43x33 cm • Dimensioni ripiegato 91x54x27 cm

DIMENSIONI

Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
5.2 kg	fino a 110 kg	64 cm	54 cm	27 cm	54 cm	56 cm	86-97 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• PRBRL700 - Marrone • PRWBL700 - Nero & Bianco • PRCBL700 - Nero & Champagne
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Borsa piccola con cerniera - ACR01032 • Vassoio con bordo - ACR01040
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.