

SCHEDA TECNICA - DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO PLATFORM

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.48.21.015+04.48.91.036
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 2532720/R
CND	Y080504

DESCRIZIONE GENERALE

PLATFORM offre agli utenti un elevato grado di stabilità e sostegno durante la deambulazione. I supporti per gli avambracci, comodi e imbottiti, e le ruote girevoli consentono una facile manovrabilità e offrono all'utente un maggiore comfort. Dotata di ruote TPE-Grip progettate appositamente per l'uso in ambienti interni.

Un passo avanti per la riabilitazione e l'assistenza domiciliare.

Deambulatore regolabile in altezza e adattabile con comodi appoggi per le braccia.

Il dispositivo a pressione a gas garantisce e facilita lo standing del paziente.

Le maniglie ergonomiche, regolabili, con dispositivo frenante e il supporto per gli avambracci consentono una regolazione ottimale e quindi una maggiore sicurezza e comfort nella deambulazione e quando ci si siede.

PLATFORM è dotato di un dispositivo frenante integrato nella parte inferiore e non necessita di manutenzione.

Le ruote posteriori possono essere facilmente frenate, bloccate e rilasciate. Tutte e 4 le ruote sono dotate di un blocco che ne impedisce l'oscillazione.

Con il suo design elegante, PLATFORM sostiene e facilita la deambulazione dell'utente in modo comodo e sicuro, anche attraverso il passaggio fra le porte avendo una larghezza contenuta di soli 70 cm.

L'utilizzo è consigliato durante la fase di riabilitazione e di terapia di esercizio in ambienti interni.

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Peso del prodotto Kg 18,5
- Lunghezza 80 cm
- Larghezza 69 cm
- Portata max Kg 150
- Dimensione ruote DIA cm 10, con dispositivo frenante
- Larghezza esterna dei braccioli 31,5-48 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• PLAT1000GB
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.