

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - SERVER

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.06.09.003		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	SRCHL600 – Nr: 2524090/R SRWRL600 – Nr: 2524093/R SRBOL600 – Nr: 2524095/R SRSGL600 – Nr: 2524097/R	SRBKL600 – Nr: 25240978/R SRWHL600 – Nr: 2524100/R SRCHM550 – Nr: 2524102/R SRWRM550 – Nr: 2524104/R SRVTL60UP - Nr: 251764/R SRVTM55UP- Nr 2861765	SRSGM550 – Nr: 2524105/R SRCHS500 – Nr: 2524107/R SRPGL60UP - Nr: 2861759/R SRPGM55UP - Nr: 2861765
CND	Y122109		

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator leggero in alluminio più venduto. SERVER è il classico rollator leggero in alluminio. Il telaio elegante e senza tempo dal design unico. Grazie al profilo inconfondibile, il rollator può essere facilmente mantenuto pulito e sottoposto a manutenzione. Le impugnature ergonomiche del manico e la chiusura di sicurezza brevettata "Click & Safe" consentono di sollevare, trasportare e trasportare il rollator in tutta sicurezza, mentre il sistema di sicurezza garantisce che non si apra una volta piegato.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Ampia borsa per trasportare oggetti fino a 5 kg • Maniglie ergonomiche con funzione di blocco • Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza • Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe", che permette chiusura e apertura sicura dell'ausilio • Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator • Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie • Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi • Portata massima 150 Kg • Dotato di porta bastone.

DIMENSIONI

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	7 kg	fino a 150 kg	62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	63-102 cm
Medium	6.5 kg		55 cm					
Small	6.4 kg		50 cm					

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• SRCHL600 - Champagne - L • SRBOL600 - Marrone - L • SRWRL600 - Rosso vino - L • SRSGL600 - Grigio - L • SRBKL600 - Nero - L • SRWHL600 - Bianco - L • SRWRM550 - Rosso vino - M • SRCHM550 - Champagne - M • SRVTL60UP - Viola, L • SRVTM55UP - Viola, M • SRSGM550 - Grigio - M • SRCHS500 - Champagne - M • SSRPGL60UP - Verde pistacchio, L • SRPGM55UP - Verde
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	• Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Freno azionabile con una mano sola (destro o sinistro) • Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.