

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - SPACE CF

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.003
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	• XRBKM55UK Nr: 2527152/R • XRBKL60UK Nr: 2527157/R
CND	Y122109

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator SPACE CF combina un design intuitivo, linee pulite e leghe di materiali altamente performanti. Il telaio leggero lo rende molto agevole da spingere, sollevare e spostare, sia internamente che esternamente. Fascia schienale e portabastoni incluso.
Disponibile in due taglie.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Ampia borsa per trasportare oggetti fino a 5 kg • Maniglie ergonomiche con funzione di blocco • Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza • Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe". • Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator • Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie • Dotato di schienale. • Dotato di porta bastone.

DIMENSIONI

Peso*	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza impugnature	Altezza impugnature
Large 5.3 kg	Fino a 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	Large 74-102cm
Medium 4.9 kg	Fino a 150 kg	Medium 55 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	Medium 66-86cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• XRBKM55UK - Nero - M • XRBKL60UK - Nero - L
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	• Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Freno azionabile con una mano sola (destro o sinistro) • Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.