

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - STYLUS

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.06.09.003		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RRTBXCHL10 Nr: 2527600/R	RRTBXCHM10 Nr: 2527602/R	RRTBXTULRE : Nr 2861742/R
CND	RRTBXFRL10 Nr: 2527601/R		RRTBXVTLRE: Nr 2861744/R

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator STYLUS è il modello base con struttura leggera in alluminio, con portata massima di 150 kg e un peso di 6,5Kg
Viene fornito con la fascia posteriore e il supporto per le stampelle/porta bastone

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Struttura leggera in alluminio, con capacità di carico fino a 150 kg.
- Peso complessivo 6,3 kg(tg.M), compresa la cinghia dorsale e il supporto per le stampelle.
- "Smart Turn": il supporto per le stampelle ruota quando è ripiegato.
- Staffa per fissare il rollator in modalità di ripiegamento.
- Impugnature ergonomiche.
- Freni efficienti e facili da usare.
- Diametro di sterzata ridotto di 85 cm.
- La borsa per la spesa può trasportare fino a 5 kg.
- Riflettori su borsa, telaio e maniglie.
- Con parasigoli e pedale a gradini.
- Dotato di ruote in TPE (colori azzurro e viola montano ruote soffici).
- Schienale incluso
- Porta bastone incluso

DIMENSIONI

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	6.5 kg	fino a 150 kg	60 cm	44 cm	21 cm	60 cm	45 cm	Large da 150-200 cm
Medium	6.3 kg		53 cm					Medium da 135 a 170 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• RRTBXCHL10 - Champagne - L • RRTBXFRL10 - Rosso - L • RRTBXCHM10 - Champagne - M	RRTBXTULRE : azzurro - L RRTBXVTLRE: viola - L
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	2 anni	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.