

SCHEDA TECNICA - TRACK WHEEL

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
CODICE ISO	12.24.21.130	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RTW12SABK - Nr. 2532722/R	RTW12SC - Nr. 2532724
CND	RTW12DABK - Nr. 2532723/R	RTW12DC - Nr. 2532725/R
	Y122411	

DESCRIZIONE GENERALE

Il Track wheel è il dispositivo ideale per le escursioni in città, in aperta campagna o sulla spiaggia. Leggerissima, facile, semplice e comoda da agganciare. Attraversare strade dissestate in città, percorrere piste ciclabili ed escursionistiche, esplorare sentieri naturali impervi, grazie alla ruota anteriore TRACK WHEEL è possibile muoversi senza fatica su ogni terreno. La ruota anteriore da 12" (dia 30,48 cm) consente di sollevare anteriormente la carrozzina che si inclina leggermente all'indietro, favorendo un migliore e più agevole utilizzo della su terreni sconnessi. Di conseguenza, è possibile ottenere una maggiore velocità, comfort e manovrabilità durante l'utilizzo. Dopo aver regolato correttamente la ruota TRACK WHEEL per adattarla alla carrozzina, sarà possibile fissarla in pochi secondi.

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Ultraleggero, solo da 2,65 kg.
- Disponibile in quattro esecuzioni:
 - 1) Alluminio/carbonio a braccio singolo per carrozzine con telaio fisso.
 - 2) Alluminio/carbonio a braccio doppio per carrozzine con telaio fisso e/o pieghevole, con pedane fisse. Per carrozzine con pedane estraibili si rende necessario un accessorio per il montaggio, che verrà spedito unitamente al Track Wheel.
- Non necessitano di alcun dispositivo/supporto aggiuntivo.
- Elevato comfort grazie alla grande ruota da 12".
- Semplici e versatili soluzioni di montaggio sia per carrozzine rigide che pieghevoli, grazie alla capacità di regolazione alle diverse dimensioni di larghezza della seduta.

DIMENSIONI

	DOPPIO BRACCIO carbonio	DOPPIO BRACCIO alluminio	SINGOLO BRACCIO carbonio	SINGOLO BRACCIO alluminio
Lunghezza totale	570 mm	570 mm	670 mm	670 mm
Larghezza totale	250 mm	250 mm	80 mm	80 mm
Altezza totale	440 mm	440 mm	360 mm	360 mm
Peso totale	4,5 kg	4,7 kg	2,65 kg	2,87 kg
Dimensione ruota	12"	12"	12"	12"
Pressione pneumatico	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar
Campo di regolazione dell'angolo della pedana	60°-110°	60°-110°	75°-95°	75°-95°
Campo di regolazione dell'altezza da terra	210 mm + (0-50, 110, 125, 140 mm)	210 mm + (0-50, 110, 125, 140 mm)	-	-
Diametro tubo	19-40 mm	19-40 mm	15-32 mm	15-32 mm
Portata massima utente	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	RTW12SABK - AL braccio singolo RTW12DABK - AL braccio doppio	RTW12SC - C a braccio singolo RTW12DC - C a braccio doppio
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1	
ACCESSORI	• Adattatore per regolare l'altezza: Lato SX cod. EBX08L – lato DX cod. EBX08R • Pedana estraibile (solo per la versione a doppio braccio alluminio cod. EBX074). • Supporto per Track Wheel a braccio singolo – cod. EBX070. • Copertone cod.411202. • Camera d'aria cod.451214. • Incluso set aggiuntivo di bracci più lunghi per adattarsi a carrozzine con larghezza di seduta maggiore.	
GARANZIA	2 anni	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.