

SCHEDA TECNICA - ICON 125

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
CODICE ISO	12.22.18.012	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RW12541SA0 - 2555628/R RW12546SA0 - 2555631/R RW12551SA0 - 2555632/R	RW12541SS0 - 2571296/R RW12546SS0 - 2571297/R RW12551SS0 - 2571299/R
CND	Y180918	

DESCRIZIONE GENERALE

Carrozzina con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile, indicata per complesse problematiche posturali e/o in caso di instabilità del tronco che impongono una configurazione personalizzata del sistema di supporto posturale. Consente di assumere varie posizioni (seduta, distesa o altre posizioni funzionali fino al limite della statica eretta).

Caratteristiche tecniche di base: a) schienale regolabile in altezza e inclinazione, appoggiatesta (o appoggia-nuca) regolabile in altezza, profondità e inclinazione, c) profondità e larghezza della seduta regolabile, d) fiancate o spondine, in genere, imbottite sul lato interno (comunque di materiale morbido) e braccioli regolabili in altezza e inclinazione, e) due ruote fisse medie (oppure grandi), con freni azionabili dall'accompagnatore, f) due ruote piroettanti, g) appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabili in altezza e appoggiapiedi separati e ribaltabili.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Schienale regolabile in altezza e inclinazione. • Appoggiatesta (o appoggia-nuca) regolabile in altezza, profondità e inclinazione. • Dotata di sistemi posturali per braccioli e pannelli laterali. • I cuscini del sedile e dello schienale forniscono controllo posturale e una distribuzione della pressione del corpo offrendo un buon supporto laterale. • Profondità e larghezza della seduta regolabile, il sedile può essere allungato nella parte anteriore di 5 cm (profondità sedute: 41/46 cm) o 10 cm (profondità sedute: 51/56/61 cm). • Schienale regolabile in inclinazione, profondità e altezza • Maniglie di spinta regolabili in altezza • Disponibili le manopole di spinta anatomiche (optional) • Fiancate o spondine, imbottite sul lato interno in materiale morbido, braccioli regolabili in altezza e inclinazione. • Ruote posteriori da 24" (20" e 22" su richiesta) per la versione ad auto-spinta, dotate di freni azionabili dall'accompagnatore. • Ruote posteriori da 16" per la versione da transito, dotate di freni azionabili dall'accompagnatore. • Ruote anteriori piroettanti, disponibili in PU nero da 8" (6" e 7" su richiesta) • Appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabili in altezza e appoggiapiedi separati e ribaltabili. • Dotato di apposite staffe di fissaggio anteriori e posteriori per consentirne il trasporto in auto e sui veicoli per trasporto disabili. Il prodotto è stato sottoposto a crash test

DIMENSIONI

Portata massima	Peso	Larghezza seduta (cm)	Profondità del sedile	Altezza sedile anteriore	Altezza sedile posteriore	Angolo di inclinazione	Range di inclinazione
150 kg	Sed. 41 cm 31 kg Sed. 46 cm 33 kg Sed. 51 cm 36 kg	41, 46, 51 cm	40 - 53 cm (per sedute 41/46) 45 - 58 cm (per sedute 51)	44 - 47 cm	43 - 50.5 cm	più di 35°	FINO A 30°

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	RW12541SA0 - 41cm - 16" RW12546SA0 - 46cm - 16" RW12551SA0 - 51cm - 16"	RW12541SS0 - 41cm - 24" RW12546SS0 - 46cm - 24" RW12551SS0 - 51cm - 24"
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1	
ACCESSORI	• Spinte laterali (no al paio) • Cuneo divaricatore	• Tavolo in Plexiglass • Guida per tavolo in Plexiglass
GARANZIA	2 anni	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.