





REHASENSE

„Il nostro obiettivo è migliorare
la mobilità,
l'indipendenza e la qualità della vita
delle persone
e offrire loro un futuro più luminoso.
Questo è ciò che Rehasense
rappresenta”.

Roger Dutton
CEO Rehasense Group

CHI SIAMO	7
ROLLATORS	8
- Garanzia	10
- Le caratteristiche distintive	12
- SERVER	Il classico elegante 14
- SERVER HD	Portata massima 200 kg 16
- ATHLON SL	L'ultraleggero in carbonio 18
- ATHLON HD	Portata massima 200 Kg 20
- EXPLORER	Rollator per esterno 22
- NAVIGATOR	Lo specialistico 24
- NAVIGATOR AIR	Il rollator da esterni con supporto per avambraccio 26
- SPACE LX	Il rollator leggero in alluminio 28
- SPACE CF	Il rollator elegante in carbonio 30
- PIXEL	L'agile per uso interno 32
BASE LINE	34
- STYLUS	Il rollator base 34
- LASER	Il rollator standard 36
ACCESSORI PER ROLLATOR	38
- Accessori	40
- Misure rollator	48
DEAMBULATORI	50
- Da esterno	52
- Da interno	54
- Ascellari	56
PER L'ASSISTENZA	58
- PLATFORM	Per la stabilita' e il sostegno in ambienti chiusi 60
- GATEWAY	Per un trasferimento sicuro 62
- BURE RISE & GO	Stabilizzatore-deambulatore il più completo ed avanzato 64
RAMPE	66
- PONDUS	La rampa regolabile sistema 68
- BROADBAND	Rampe robuste e leggere 70
- DOORSTEP	Rampe In alluminio ad alta resistenza 74
CARROZZINE	76
- ICON 60	La carrozzina attiva 78
- ICON 30 FAF	Per attività all'aperto 80
- ICON 35	Leggera e compatta 82

- ICON 125	La carrozzina comfort	84
- ICON 10	Carrozzina ad autospinta con ruote posteriori estraibili e regolabili	86
- ICON 20	Carrozzina pieghevole leggera	88
- ICON 40 HS	Carrozzina con schienale reclinabile e poggiatesta regolabile	90
- PRIME	Resistente e leggera	92
- M020	Carrozzina standard	94
- M202	Carrozzina standard	96
- M212	Carrozzina standard	98
- M300	Carrozzina standard	100
- M310	Carrozzina standard	102
- M305	Carrozzina standard	104
- SHELLEY	Carrozzina leggera e adattabile	106

SOLUZIONI AGGIUNTIVE MANUALI E DI POTENZA	108
- PAWS	Sistema di motorizzazione per carrozzine 110
- ECO ASSIST	Potenziare la vostra mobilità 112
- TRACK WHEEL	Transforma la tua carrozzina 114

ALTRI AUSILI	116
- FALCON	Scooter elettrici 118
- KRONO 2	Scooter elettrici 120
- TITAN 2	Scooter elettrici 122
- SCORPION 2	Scooter elettrici 124
- INDOOR	Carrozzine Elettriche 126
- DISPOSITIVO DI TRAZIONE ELETTRICO	127
- FREE HOME	Carrozzine Elettriche 128
- OVERLAND	Carrozzine Elettriche 130
- CUSCINI IN SCHIUMA CELLE APERTE	Antidecubito 132
- CUSCINI AD ARIA	Antidecubito 132
- CUSCINI CON SUPPORTO IN GEL	Antidecubito 133
- CUSCINI IN FIBRA CAVA SILICONATA	Antidecubito 134
- MATERASSI VENTILATI IN ESPANZO	Antidecubito 135
- MATERASSI VENTILATI IN ESPANZO FUNZ. EVAQUAZIONE	Antidecubito 136
- KIT ANTIDECUBITO ME550	Antidecubito 137
- LINEA DI AUSILI POSIZIONAMENTO POSIMED	Antidecubito 138
- BAGNO	140



CHI SIAMO

Siamo un'azienda del settore medicale dal carattere internazionale con un ampio catalogo prodotti completo di soluzioni per la mobilità e l'assistenza. Il nostro obiettivo è quello di rendere i nostri utilizzatori sempre più liberi e indipendenti, supportandoli nella loro vita quotidiana, sociale e professionale. Per raggiungere questi obiettivi pensiamo fuori dagli schemi nello sviluppare soluzioni di mobilità e miglioriamo costantemente i nostri prodotti e il nostro know-how.

Le dinamiche aziendali sono caratterizzate da una struttura agile e dal rispetto reciproco. Cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri clienti per la loro fiducia nel marchio Rehasense e nei suoi prodotti.

I MIGLIORI ESPERTI DI TECNOLOGIA

Il team Rehasense è composto da specialisti in ingegneria, design di prodotto e industria dei beni di lusso con decenni di esperienza professionale. Rehasense è specializzata in prodotti innovativi di qualità per il mercato della riabilitazione, con particolare attenzione alla sicurezza, alla conformità, al design e alla funzionalità. La gamma di prodotti comprende ausili per la mobilità come rollator, ausili elettrici, carrozzine, ausili per il trasferimento e rampe.



ROLLATOR

TROVA IL TUO COMPAGNO
E GODITI LA VITA
OGNI GIORNO!




LA GARANZIA

Il portfolio di prodotti Rehasense include rollator di alta qualità dal design accattivante ideati per offrire agli adulti di tutte le età uno stile di vita indipendente e attivo.


Per informazioni sulla garanzia fare riferimento al manuale d'uso e contattare il distributore locale per maggiori dettagli.

Roger Dutton
CEO Rehasense Group

I FONDAMENTI DEL DESIGN DI REHASENSE:



COMPROVATO E SICURO
"CLICK & SAFE"
SISTEMA DI CHIUSURA BREVETTO
CON GANCIO ROSSO



COMFORT
IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
MANIGLIA ERGONOMICA PER SOLLEVAMENTO
E TRASPORTO



PRATICA
BORSA SHOPPING
SEMPLICE DA RIMUOVERE E DA RIAGGANCIARE,
CON MANIGLIE PER IL TRASPORTO

SICUREZZA-COMFORT-FUNZIONALITA'

CONFORTEVOLE
IMPUGNATURE ERGONOMICHE
PRESA CONFORTEVOLE DURANTE LA CAMMINATA
PERFETTE PER APPOGGIARE GLI AVAMBRACCI DA SEDUTI



SICURA E RAPIDA
LEVA DEL FRENO
AZIONE FRENANTE PER RALLENTARE O FERMARSI



A VOI LA SCELTA
RUOTE IN TPE O MORBIDE
RUOTE CLASSICHE IN TPE O MORBIDE AMMORTIZZATE



SERVER

IL CLASSICO ELEGANTE



IL PIU' VENDUTO

SERVER è il classico rollator in alluminio leggero. L'elegante telaio senza tempo si ispira allo stile purista del design danese. Il suo profilo unico ne facilita la pulizia e la manutenzione. Le impugnature ergonomiche e il sistema di bloccaggio "Click & Safe" consentono di sollevare, movimentare e trasportare il rollator in piena sicurezza. SERVER HD è la versione XL di questo rollator.

CARATTERISTICHE

- Borsa per la spesa con portata fino a 5 kg
- Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
- Originale maniglia per il trasporto: un'impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio permette di sollevare e trasportare il rollator.
- Riflettori di sicurezza sono disponibili per la borsa shopping, il telaio e le impugnature
- Ampia gamma di accessori tra cui: fasce per lo schienale, borse, vassoio, freno azionabile ad una mano, freno di rallentamento, ombrello

ACCESSORI

- Fasce per schienale Classic: larghezza 8 cm, lunghezza 71, 76, 81 cm
- Borse per la spesa con chiusura magnetica o cerniera
- Vassoio con materassino antiscivolo
- Luci LED bianche o rosse
- Campanello blu o rosso
- Sedile comfort
- Kit freno azionabile ad una mano
- Kit freno di rallentamento
- Borsa per il trasporto
- Altri articoli disponibili

DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza tra le impugnature	Altezza impugnature
Large 7.0 kg	Fino a 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	74-102 cm
Medium 6.8 kg		Medium 55 cm					66-86 cm

*escluso borsa per la spesa 340 g

MISURE E COLORI

Large: Antracite, Rosso, Bianco, Champagne, Marrone, Nero
Medium: Antracite, Rosso, Champagne
Small: Champagne, Blu



Ruote TPE



Ruote morbide ammortizzate in PUR



Schienale e porta stampelle



Pratica borsa per la spesa con maniglie



I riflettoni sono un'ulteriore sicurezza. L'innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l'apertura accidentale

BREVETTO



SERVER HD

PORTATA MASSIMA 200 KG



L'XL PIU' VENDUTO

Ideato appositamente per utilizzatori che necessitano di un modello più ampio, il rollator SERVER HD è una combinazione tra design purista e funzioni ergonomiche intelligenti che offrono sicurezza e comfort durante l'impiego, la movimentazione ed il trasporto. SERVER HD è disponibile sia con le ruote classiche TPE che con quelle morbide shock-assorbenti.

CARRATERISTICHE

- Borsa per la spesa con portata fino a 5 kg
- Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
- Sistema di chiusura brevettato "Click & Safe"
- Originale maniglia per il trasporto: un'impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio permette di sollevare e trasportare il rollator.
- Riflettori di sicurezza sono disponibili per la borsa shopping, il telaio e le impugnature
- Ampia gamma di accessori tra cui: fasce per lo schienale, borse, vassoio, freno azionabile ad una mano, freno di rallentamento, ombrello.

ACCESSORI

- Fasce per schienale Classic: larghezza 8 cm, lunghezza 71, 76, 81 cm
- Borse per la spesa con chiusura magnetica o cerniera
- Vassoio con materassino antiscivolo
- Luci LED bianche o rosse
- Campanello blu o rosso
- Sedile comfort
- Kit freno azionabile ad una mano
- Kit freno di rallentamento
- Altri articoli disponibili

DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza tra le impugnature	Altezza impugnature
Large 7.9 kg	Fino a 200 kg	Large 62 cm	55 cm	23 cm	69 cm	56 cm	Large 74-102 cm
Medium 7.6 kg		Medium 55 cm					Medium 66-86 cm

*escluso borsa per la spesa 340 g

MISURE E COLORI

Large: Antracite
Medium: Antracite



Ruote TPE



Ruote morbide ammortizzate in PUR



Schienale e porta stampelle



Pratica borsa per la spesa con maniglie. I riflettoni sono un'ulteriore sicurezza



L'innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l'apertura accidentale.

BREVETTO



ATHLON SL

L'ULTRALEGGERO IN CARBONIO

„Grazie a ATHLON SL non vedo l'ora di fare una passeggiata. La spesa non è più un problema e ciò è fantastico”.

Elle da Hannover



IL ROLLATOR PREMIUM IN CARBONIO

ATHLON SL è unico nel suo genere. E' considerato il rollator in fibra di carbonio tra i più sicuri, stabili e leggeri sul mercato. Il telaio si ispira allo stile puristico senza tempo del design danese. E' una combinazione unica dell'eccellenza di ingegneria e design. Che sia in città, al parco o a teatro, ATHLON SL è il compagno affidabile per la mobilità nella vita quotidiana.

CARATTERISTICHE

- Borsa per la spesa con portata fino a 5 kg
- Impugnature ergonomiche con funzione di bloccaggio.
- Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
- Sistema di chiusura brevettato "Click & Safe"
- Originale maniglia per il trasporto: un'impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio permette di sollevare e trasportare il rollator.
- Riflettori di sicurezza sono disponibili per la borsa shopping, il telaio e le impugnature.
- Ampia gamma di accessori tra cui: fasce per lo schienale, borse, vassoio, freno azionabile ad una mano, freno di rallentamento, ombrello.

ACCESSORI

- Fasce per schienale Classic: larghezza 8 cm, lunghezza 71, 76, 81 cm
- Borse per la spesa con chiusura magnetica o cerniera
- Vassoio con materassino antiscivolo
- Luci LED bianche o rosse
- Campanello blu o rosso
- Sedile comfort
- Kit freno azionabile ad una mano
- Kit freno di rallentamento
- Borsa per il trasporto
- Altri articoli disponibili

DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Altezz sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza tra le impugnature	Altezza impugnature
Large 5.2 kg	Fino a 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	Large 74 - 102 cm
Medium 5.1 kg		Medium 55 cm					Medium 66 - 86 cm

*escluso borsa per la spesa 340 g

MISURE E COLORI

Large: Nero, Rosso, Bianco, Grigio, Marrone, Champagne
Medium: Nero, Rosso, Champagne, Grigio
Small: Champagne, Blu



Ruote TPE



Ruote morbide ammortizzate in PUR



Schienale e porta stampelle



Pratica borsa per a spesa con maniglie. I riflettoni sono un'ulteriore sicurezza



L'innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l'apertura accidentale

BREVETTO



ATHLON HD

PORTATA MASSIMA 200 KG

„Sono assolutamente soddisfatta del mio rollator ATHLON HD in carbonio. E' talmente affidabile, leggero e semplice da manovrare che non riesco più a farne a meno. L'ho persino portato con me in una recente vacanza in Egitto.”

Sibylle from Bremen



IL ROLLATOR PREMIUM IN CARBONIO

Basato sul bestseller ATHLON SL, il rollator ATHLON HD è dotato di una doppia crociera e ha una portata massima di 200 Kg. E' considerato il rollator in fibra di carbonio tra i più sicuri, stabili e leggeri sul mercato che unisce stile ed eleganza. Il telaio si ispira allo stile puristico senza tempo del design danese.

- ### CARATTERISTICHE
- Borsa per la spesa con portata fino a 5 kg
 - Impugnature ergonomiche con funzione di bloccaggio.
 - Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
 - Sistema di chiusura brevettato "Click & Safe"
 - Originale maniglia per il trasporto: un'impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio permette di sollevare e trasportare il rollator.
 - Riflettori di sicurezza sono disponibili per la borsa shopping, il telaio e le impugnature.
 - Ampia gamma di accessori tra cui: fasce per lo schienale, borse, vassoio, freno azionabile ad una mano, freno di rallentamento, ombrello.

- ### ACCESSORI
- Fasce per schienale Classic: larghezza 8 cm, lunghezza 71, 76, 81 cm
 - Borse per la spesa con chiusura magnetica o a zip
 - Vassoio con materassino antiscivolo
 - Luci LED bianche o rosse
 - Campanello blu o rosso
 - Sedile comfort
 - Kit freno azionabile ad una mano
 - Kit freno di rallentamento
 - Altri articoli disponibili

DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza tra le impugnature	Altezza impugnature
Large 5.8 kg	Fino a 200 kg	Large 62 cm	55 cm	23 cm	69 cm	56 cm	74-102 cm

*escluso borsa per la spesa 340 g

MISURE E COLORE

Large: Nero



Ruote TPE

20 TPE



SOFT

Ruote morbide ammortizzate in PUR



Schienale e porta stampelle



Pratica borsa per a spesa con maniglie. I riflettoni sono un'ulteriore sicurezza



L'innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l'apertura accidentale

BREVETTO



EXPLORER

ROLLATOR PER ESTERNO

„Mia madre frequenta corsi di riabilitazione sportiva e ama trascorrere il suo tempo all’aria aperta. Quando ho scoperto il rollator Explorer sapevo che sarebbe stato perfetto: lo adora per l’indipendenza ritrovata”.

Nils da Bremen



Ruote anteriori di grandi dimensioni per agevolare gli spostamenti su terreni sconnessi



IDEALE PER USO ALL’APERTO

EXPLORER è il SUV dei rollators: questo modello sportivo caratterizzato da dettagli intelligenti è stato progettato e prodotto appositamente per l’uso all’aperto. Il telaio flessibile conferisce a SERVER XC maggiore duttilità su terreni accidentati rendendolo il compagno perfetto per la vostra prossima avventura all’aria aperta

CARATTERISTICHE

- Borsa per la spesa con portata fino a 5 kg
- Impugnature ergonomiche con funzione di bloccaggio.
- Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
- Sistema di chiusura brevettato "Click & Safe"
- Originale maniglia per il trasporto: un’impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio permette di sollevare e trasportare il rollator.
- Riflettori di sicurezza sono disponibili per la borsa shopping, il telaio e le impugnature.
- Ampia gamma di accessori tra cui: fasce per lo schienale, borse, vassoio, freno azionabile ad una mano, freno di rallentamento, ombrello.

ACCESSORI

- Fasce per schienale Classic: larghezza 8 cm, lunghezza 86, 91 cm
- Borse per la spesa con chiusura magnetica o cerniera
- Vassoio con materassino antiscivolo
- Luci LED bianche o rosse
- Campanello blu o rosso
- Sedile comfort
- Kit freno azionabile ad una mano
- Kit freno di rallentamento
- Altri articoli disponibili

DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Ruote anteriori	Ruote posteriori	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza impugnature	Altezza impugnature
Large 9.2 kg	Fino a 200 kg	Large 62 cm	53 cm	285 x 45 mm	235 x 45 mm	25 cm	70 cm	55 cm	Large 91-112cm
Medium 9.0 kg		Medium 53 cm							Medium 78-90cm

*escluso borsa per la spesa 390 g

MISURE E COLORE

Large: Marrone
Medium: Marrone



Ruote morbide ammortizzate in PUR



Massima fluidità grazie al lungo asse tra le ruote



Schienale e porta stampelle



Pratica borsa per la spesa con maniglie. I riflettori sono un’ulteriore sicurezza



L’innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l’apertura accidentale

BREVETTO



NAVIGATOR

LO SPECIALISTICO



ROLLATOR DA INTERNI CON SUPPORTI FISSI PER AVAMBRACCIO

Il rollator NAVIGATOR è dedicato in modo specifico ad utilizzatori affetti da artrite e/o con limitate funzionalità delle braccia e delle mani. I supporti per gli avambracci offrono un comfort ottimale. Le impugnature regolabili, l'originale maniglia per il trasporto e i pratici accessori lo rendono il compagno perfetto per gli ambienti interni.

CARATTERISTICHE

- Borsa per la spesa con portata fino a 5 kg
- Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
- Supporti per avambracci con regolazione orizzontale dell'angolo di impugnatura
- Freno a mano con funzione di bloccaggio affidabile e pratico
- Sistema di chiusura brevettato "Click & Safe"
- Funzione autoportante
- Riflettori di sicurezza sulla borsa e sul telaio

ACCESSORI

- Porta stampelle/bastone Art. ACR01012N
- Borsa in rete con cerniera Art. ACR0100A
- Freno di rallentamento Art. ACR01024S
- Freno ad una mano Art. ACR01001N
- Porta stand per infusione Art. ROL54Y-RS
- Stand per infusione Art. ACR01002

DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza tra supporti avambr.	Regolazione altezza avambr.	Misure ruote (mm)
Large 9.9 kg	Fino a 150 kg	46 cm	28 cm	63 cm	30 cm	Large 90-115 cm	TPE: 200 x 35 mm SOFT: 200 x 37 mm
Medium 9.2 kg						Medium 75-98 cm	


*escluso borsa per la spesa 340 g

MISURE E COLORI

Large: Antracite, Rosso
Medium: Rosso



Opzione Navigator con supporti per avambraccio girevoli disponibile solo in alcuni Paesi.



Ruote TPE



SOFT

Ruote morbide ammortizzate in PUR



Freno ad una mano disponibile come optional



Porta stampelle/bastone disponibile come optional



Freno per regolare il rollator in base al passo dell'utilizzatore. Disponibile anche per: SERVER, SERVER HD, ATHLON SL, ATHLON HD




L'innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l'apertura accidentale

BREVETTO



NAVIGATOR AIR


IL ROLLATOR DA ESTERNI CON
SUPPORTO PER AVAMBRACCIO



Testato secondo
ISO 11199-3:2008



Ruote morbide
ammortizzate
in PUR



Interasse maggiorato

NATO PER L'AVVENTURA

NAVIGATOR AIR è il rollator per ambienti esterni. Sportivo ed elegante è dotato di comodi supporti per avambraccio che possono essere regolati verso l'interno a 0° / 22.5° / 45° per il massimo comfort. L'originale maniglia di trasporto, le ruote ammortizzate e i pratici accessori rendono NAVIGATOR AIR un compagno affidabile per le escursioni e le passeggiate.

CARATTERISTICHE

- Borsa per la spesa con portata fino a 5 kg
- Grandi ruote anteriori per superare facilmente gli ostacoli
- Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
- Fascia di sicurezza posteriore integrata appositamente disegnata, misura universale
- Freno a mano con funzione di bloccaggio affidabile e pratico
- Sistema di chiusura brevettato "Click & Safe"
- Funzione autoportante
- Safety reflectors on bag and frame
- Riflettori di sicurezza sulla borsa e sul telaio

ACCESSORI

- Porta bastone Art. ACR01012N
- Borsa in rete con cerniera Art. ACR0100A
- Freno di rallentamento Art. ACR01024S
- Porta stand per infusione Art. ROL54Y-RS
- Stand per infusione Art. ACR01002
- Sedile comfort Art. ACR01021E
- Ombrello Art. ACR01014
- Clip per ombrello Art. ROL54Y-RS


DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Larghezza sedile	Ruote anteriori	Ruote posteriori	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza tra supporti avambr	Regolazione altezza avambr	Certificato ISO 11199-3
Large 12 Kg	Fino a 200 kg	56 cm	285 x 45 mm	235 x 45 mm	28 cm	71 cm	40 cm	Large 87-110 cm	2008

*escluso borsa per la spesa 390 g

MISURE E COLORE

Large: Champagne



Freno per regolare il rollator in base al passo dell'utilizzatore. Compatibile anche con SERVER HD



L'innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l'apertura accidentale.

BREVETTO



SPACE LX

IL ROLLATOR LEGGERO
IN ALLUMINIO



BEST
SELLER



IL PIU' VENDUTO

SPACE LX è il rollator che combina design intuitivo, linee morbide e materiale in lega altamente resistente. Grazie al suo design leggero è la soluzione ideale per passeggiare, è leggero da sollevare e semplice da sterzare sia in ambienti interni che all'aperto. Fascia posteriore e porta stampelle/bastone inclusi. Disponibile nelle misure medium e large in tre colori. Per utilizzatori fino a 150 Kg

CARATTERISTICHE

- Ampia borsa per la spesa con portata fino a 5 Kg
- Impugnature ergonomiche con funzione di blocco
- Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
- Sistema di chiusura brevettato "Click & Safe"
- Originale maniglia per il trasporto: un'impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio permette di sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza sono disponibili per la borsa per la spesa, il telaio e le impugnature.
- Paraspigoli e pedale per i gradini incluso

ACCESSORI

- Fasce per schienale Classic: larghezza 8 cm, lunghezza 71, 76, 81 cm
- Borse per la spesa con chiusura magnetica o cerniera
- Vassoio con materassino antiscivolo
- Luci LED bianche o rosse
- Campanello blu o rosso
- Sedile comfort
Medium: ACR01044M
Large: ACR01044
- Kit freno azionabile ad una mano
Medium: ACR01001U Large: ACR01001T
- Altri accessori disponibili

DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza impugnature	Altezza impugnature
Large 5.8 kg	Fino a 150 kg	Large 62 cm	46 cm	Large 22 cm	Large 62 cm	56 cm	Large 80-102 cm
Medium 5,7 kg		Medium 55 cm		Medium 22 cm	Medium 62 cm		Medium 72-85 cm

*escluso borsa per la spesa 330 g

MISURE E COLORI

Large: Champagne, Blu, Verde
Medium: Antracite, Champagne, Blu, Verde



Ruote TPE



Ruote morbide ammortizzate in PUR



Fascia posteriore e porta stampelle/bastone inclusi



Pratica borsa per la spesa con maniglie. I riflettori sono un'ulteriore sicurezza



Innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l'apertura accidentale

BREVETTO ☒



SPACE CF

IL ROLLATOR ELEGANTE
IN CARBONIO

solo
4,9 KG



CLASSE PREMIUM

Fondato sui principi di design di Rehasense in materia di sicurezza, comfort e funzionalità, il nostro team R&D è stato pioniere nella produzione di rollator in fibra di carbonio realizzando il più leggero attualmente disponibile sul mercato. Il telaio elegante di SPACE CF si ispira allo stile puristico del design danese. Il sistema di regolazione intelligente delle impugnature migliora ulteriormente il comfort per l'utilizzatore

CARATTERISTICHE

- Ampia borsa per la spesa con portata fino a 5 Kg
- Impugnature ergonomiche con funzione di blocco
- Impugnature estremamente comode regolabili in altezza con facilità
- Sistema di chiusura brevettato "Click & Safe"
- Originale maniglia per il trasporto: un'impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio permette di sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza sono disponibili per la borsa per la spesa, il telaio e le impugnature
- Ampia selezione di accessori: fasce posteriori, borse, vassoio, freno ad una mano, freno di rallentamento e ombrello

ACCESSORI

- Fasce per schienale Classic: larghezza 8 cm, lunghezza 71, 76, 81 cm
- Borse per la spesa con chiusura magnetica o cerniera
- Vassoio con materassino antiscivolo
- Luci LED bianche o rosse
- Campanello blu o rosso
- Sedile comfort
Medium : ACR01044M
Large : ACR01044
- Kit freno azionabile ad una mano
Medium : ACR01001U
Large: ACR01001T
- Altri accessori disponibili

DATI TECNICI

Peso*	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Distanza impugnature	Altezza impugnature
Large 5.3 kg	Fino a 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	Large 74-102cm
Medium 4.9 kg	Fino a 150 kg	Medium 55 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	Medium 66-86cm

*escluso borsa per la spesa 330 g

MISURE E COLORI

Large: Carbonio
Medium: Carbonio



Ruote TPE



Ruote morbide ammortizzate in PUR



Fascia posteriore e porta stampelle/bastone inclusi



Pratica borsa per la spesa con maniglie. I riflettori sono un'ulteriore sicurezza



L'innovativo sistema di chiusura "Click & Safe" consente di piegare e trasportare in sicurezza il rollator evitando l'apertura accidentale

BREVETTO ☒



PIXEL

L'AGILE PER USO INTERNO

„Da quando mia madre utilizza SPACE io e mio padre proviamo una tranquillità impagabile. In seguito ad un recente intervento chirurgico al ginocchio aveva problemi a muoversi in casa in modo indipendente; ora grazie a PIXEL non più”
Manuel da Berlin



solo
5.2 kg



UN COMPAGNO PER CASA

PIXEL è stato creato specificatamente per ambienti interni. Questo elegante rollator con il sistema di chiusura brevettato "Click & Safe" ha un ampio vassoio e, se necessario, può essere utilizzato anche come comodino. Le ruote morbide ammortizzate e l'innovativo telaio flessibile permettono di superare piccoli dislivelli come, ad esempio, le soglie delle porte. Disponibile in 3 design.

CARATTERISTICHE

- Ampio vassoio, lavabile in lavastoviglie
- Borsa in rete ideale per cellulare, occhiali, cosmetici, farmaci, telecomando ecc.
- Borsa in tela removibile
- Impugnature morbide e confortevoli
- Freno di sicurezza a barra con maniglia larga
- Altezza regolabile facilmente (86-97 cm)
- Utilizzabile come comodino: il design permette di infilarlo facilmente sotto o sopra il letto, il divano ecc.
- Ruota con forcella integrate per prevenire che PIXEL si blocchi e danneggi mobili

ACCESSORI

- Porta stampelle/bastone Art. ACR01012P
- Tappetino antiscivolamento Art. ACR01037
- Borsa in rete con cerniera ACR01032

DATI TECNICI

Peso incluso vassoio e borse	Portata massima	Misure vassoio	Altezza vassoio	Altezza impugnature	Lunghezza totale	Larghezza totale	Misure piegato
5.2 kg	Fino a 110 kg	33 x 43 cm	71 cm	86-97 cm	64 cm	54 cm	91 x 54 x 27 cm



Sblocca il sistema "Click & Safe"



Porta in avanti la borsa



Piega il telaio

MISURE E COLORI

Misura standard: Toffee e Marrone, Nero e Bianco, Nero e Champagne
Vassoio: Marrone



Vassoio



Ruote morbide ammortizzate in PUR



27 cm



54 cm

Solo 54 cm di larghezza! Ideale per piccoli ambienti e porte strette



Meccanismo di bloccaggio integrato nella cerniera
IN ATTESA DI BREVETTO



Freno di sicurezza a barra con maniglia larga



Sistema innovativo "Click & Safe"



STYLUS

IL ROLLATOR BASE



IL ROLLATOR PER USO QUOTIDIANO

STYLUS è il rollator leggero in alluminio. Una linea base di rollator per una soluzione pratica ed economica. Questi prodotti sono perfetti per chi si avvicina per la prima volta agli ausili per la mobilità.

CARATTERISTICHE

- Struttura leggera in alluminio con portata massima fino a 150 Kg
- Peso totale 6,5 KG, incluso fascia posteriore e porta stampelle/
- “Smart Turn”: il porta stampelle/bastone ruota quando il rollator viene ripiegato
- Staffa per assicurare il rollator in modalità ripiegato
- Impugnature ergonomiche
- Freno a mano con funzione di parcheggio (morbido e semplice da azionare)
- Raggio di sterzata ridotto da 85 cm
- Borsa per la spesa con portata fino a 5 Kg
- Riflettori su borsa, telaio e impugnature
- Paraspigoli e pedale per i gradini inclusi
- Equipaggiato con ruote in TPE

DATI TECNICI

Misura	Peso	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza piegato	Larghezza totale	Raggio di sterzata	Altezza utilizzatore	Ruote mm	Misure piegato (lpxh)
Large	6.5 kg	Fino a 150 kg	60 cm	44 cm	21 cm	60 cm	85 cm	150-200 cm	200x35 mm	(L/B/H): 67 x 21 x 81 cm

MISURE E COLORI

Large: Champagne, Rosso
Medium: Champagne, Rosso



Ruote in TPE



Fascia posteriore



Porta stampelle/bastone



Smart Turn: il porta stampelle ruota quando il rollator viene ripiegato



Staffa



LASER

IL ROLLATOR STANDARD



IL ROLLATOR STANDARD

Rollator standard in acciaio di facile montaggio. La gamma di rollator **BASE LINE** offre prodotti perfetti per chi desidera acquistare ausili per la mobilità a un buon rapporto qualità/prezzo.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Meccanismo ad A: facile da aprire e chiudere, riporre e trasportare
- Funzione stand-alone quando è piegato
- Maniglie di spinta morbide ed ergonomiche in TPRButterfly
- Maniglie di spinta regolabili in altezza (9 gradini)
- Freno a mano con funzione di stazionamento (morbido e facile da attivare)
- Freni efficienti, affidabili e privi di manutenzione
- Sedile: rigido, in plastica nera
- Incl. supporto per stampella, pedale per superare gli ostacoli e 6 catarifrangenti di sicurezza
- Testato e approvato secondo PN-EN ISO 11199-2: 2005

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza Sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Lunghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza delle maniglie	Altezza utilizzatore	Dimensioni ruote	Raggio sterzata
9 kg	130 kg	60 cm	45 cm	18 cm	63 cm	66 cm	47 cm	77-99 cm	150 - 200 cm	20 x 3,5 cm	86 cm

Nota: inserire le maniglie di spinta nei tubi del telaio laterale, in modo che il LASER sia pronto per l'uso.

MISURE E COLORI

Large: Nero / Bianco



Ruote in TPE con battistrada morbido e pedale che aiuta a superare gli ostacoli

TPE



Dotato di un pratico cestino metallico



Sono inclusi il tavolino e il supporto per stampelle



Accessorio disponibile: fascia schienale





ACCESSORI

COMPLETA IL TUO ROLLATOR
CON PRATICI ACCESSORI

UNA PICCOLA SELEZIONE DI ACCESSORI PER ROLLATOR:



Con o senza zip
BORSA IN RETE
Per gli oggetti essenziali
nella vita quotidiana



Pratico
VASSOIO
Per cibo e bevande



Aperta/Magnetica/Cerniera
BORSA PER LA SPESA
Per la grande spesa
BORSA EXTRA
Per ulteriore spazio



Borsa per bagagli

Borsa della spesa

Pratico
**OMBRELLO
CON BRACCIO SNODATO**
Basta chiudere l'ombrello, ripiegarlo
e continuare la passeggiata.



Standard/Regolabile
FASCIA POSTERIORE REGOLABILE
Realizzata in tela foderata
con finiture morbide e confortevoli.



Blu e Rosso
CAMPANELLO

Bianco e rosso
LUCI LED
Consiglio: bianco
anteriore, rosso
posteriore



		MISURA	ROLLATOR	ARTICOLO
Borsa classica per la spesa				
	• aperta • 4 piccoli scomparti • 1 grande scomparto interno con cerniera per gli oggetti ingombranti	L/ M	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ROL1AA-RS
		S	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ROLSAA-RS
		L	SERVER HD, ATHLON HD	ROL3AA-RS
		M	SERVER HD, ATHLON HD	ROL3AAM-RS
		L	EXPLORER, NAVIGATOR AIR	ROL5AA-RS
		M	EXPLORER	ROL5AAM-RS

Borsa per la spesa con cerniera				
	• chiusa • idrorepellente • 1 grande scomparto interno con cerniera per gli oggetti ingombranti	L/ M	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ACR01028
		S	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ACR01029
		L	SERVER HD, ATHLON HD	ACR01030
		M	SERVER HD, ATHLON HD	ACR01039
		L	EXPLORER, NAVIGATOR AIR	ACR01031
		M	EXPLORER	ACR01038

Borsa per la spesa con chiusura magnetica				
	• chiusa • idrorepellente • 1 grande scomparto interno con cerniera per gli oggetti ingombranti	L/ M	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ACR01028C
		S	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ACR01029C
		L	SERVER HD, ATHLON HD	ACR01030C
		M	SERVER HD, ATHLON HD	ACR01039C
		L	EXPLORER, NAVIGATOR AIR	ACR01031C
		M	EXPLORER	ACR01038C

Come trovare l'accessorio desiderato? Utilizzando la misura e il nome del rollator.
Esempio per borsa classica: Misura L, rollator SERVER = articolo ROL 1 AA-RS

		ROLLATOR	ARTICOLO
Borsa in rete aperta			
	• senza cerniera • per contenere oggetti tra le impugnature	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ROL5BQ-RS
		SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER, NAVIGATOR AIR	ROL558-RS
		NAVIGATOR	ROL5BP-RS
		PIXEL	ROL5BN-RS

Borsa in rete con cerniera			
	• chiusa • per contenere oggetti tra le impugnature	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ACR01034
		SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER	ACR01035
		NAVIGATOR	ACR01033
		PIXEL	ACR01032

Luggage bag with zipper			
	• chiusa • da agganciare sotto al sedile del rollator	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX, SPACE CF	ROL7AA-RS
		SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER, NAVIGATOR AIR	ROL6AA-RS

Fascia posteriore classic larghezza 8 cm		ROLLATOR	ARTICOLO
	• 71 cm lungo	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR01009M
	• 76 cm lungo	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR01009L
	• 81 cm lungo	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR00810
	• 86 cm lungo	SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER	ACR01009XL
	• 91 cm lungo	SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER	ACR00910

Schienale confortevole largo 20 cm

	• 71 cm lungo	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR01009CM
	• 76 cm lungo	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR01009CL
	• 81 cm lungo	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR00810C
	• 86 cm lungo	SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER	ACR01009CX
	• 91 cm lungo	SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER	ACR00910C

Schienale regolabile di 8 cm di larghezza

	• 70-75 cm lungo	SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR01009A
---	------------------	-----------------------------	-----------

Kit freno rallentatore

	SERVER, ATHLON SL, NAVIGATOR, SPACE LX	ACR01025
	EXPLORER, NAVIGATOR AIR	
	SPACE LX, SPACE CF	ACR01041

Suggerimento Chiedi consiglio al tuo rivenditore specializzato per il modello che meglio si addice alle tue esigenze.

Vassoio		MISURA	ROLLATOR	ARTICOLO
	• con tappetino antiscivolo incluso		SERVER, ATHLON SL, NAVIGATOR, SPACE LX	ACR0100A
			SERVER HD, ATHLON HD	ACR0100H
		L	EXPLORER, NAVIGATOR AIR	ACR0100EL
		M	EXPLORER	ACR0100EM
		L	SPACE LX, SPACE CF	ACR0100C
		M	SPACE LX, SPACE CF	ACR0100D

Sedile comfort

	• imbottitura per il massimo comfort • da attaccare al sedile del rollator		SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR01021
			SERVER HD, ATHLON HD	ACR01021W
			EXPLORER, NAVIGATOR AIR	ACR01021E
		L	SPACE LX, SPACE CF	ACR01044
		M	SPACE LX, SPACE CF	ACR01044M

Ombrello per rollator con braccio multifunzione

	• nero		SERVER, ATHLON SL, SPACE LX	ACR01014
			SERVER HD, ATHLON HD, EXPLORER, NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR	
			1 staffa da ordinare separatamente per: NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR	
				ROL54Y-RS

Borsa per il trasporto



- per rollator con larghezza sedile 46 cm

SERVER, SPACE LX, ATHLON SL

ACR01003

Campanelli



- blu
- rosso

SERVER, SERVER HD, SPACE LX, NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR, SPACE LX, SPACE CF

ACR01007

SERVER, SERVER HD, SPACE LX, NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR, SPACE LX, SPACE CF

ACR01007R

Luci a LED



- luce bianca
- luce rossa


SERVER, SERVER HD, SPACE LX, NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR, SPACE LX, SPACE CF

ACR01010W

SERVER, SERVER HD, SPACE LX, NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR, SPACE LX, SPACE CF

ACR01010R

Ruota anteriore morbida in PUR
Ruota posteriore morbida in PUR



- in PUR
- profile argento, pneumatico nero incluso distanziatore
- per convertire pneumatici daTPE a PUR


SERVER, SERVER HD, SPACE LX, ATHLON SL, ATHLON HD, NAVIGATOR

ACR 1016FSB

SERVER, SERVER HD, SPACE LX, ATHLON SL, ATHLON HD, NAVIGATOR

ACR1016RSB

Freno azionabile ad una mano



- cavi

L SERVER, SERVER HD, SPACE LX, ATHLON SL

ACR01001L

M SERVER, SERVER HD, SPACE LX, ATHLON SL

ACR01001M

S SERVER, ATHLON SL
EXPLORER
NAVIGATOR

ACR01001S
ACR01001E
ACR01001N

L SPACE LX, SPACE CF

ACR01050L

M SPACE LX, SPACE CF

ACR01050

Porta stampelle



- 1 Linea Space
- 2 Linea Server
- 3 da interni
- 4 Artrite
- 5 Stylus

SPACE LX, SPACE CF

ACR01043

SERVER, SERVER HD, ATHLON SL, ATHLON HD, EXPLORER

ACR01012

PIXEL

ACR01012P

NAVIGATOR, NAVIGATOR AIR

ACR01012N

STYLUS

ACR01022

MISURE ROLLATOR

CHIEDETE CONSIGLIO AL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO

Checklist per individuare l'altezza corretta delle impugnature

- 1. In posizione eretta tra le ruote posteriori del rollator
- 2. Tenere le braccia lungo i fianchi
- 3. Le impugnature devono essere all'altezza dei polsi: afferrare le impugnature con le braccia leggermente piegate



Altezza utilizzatore: 150 - 200 cm



Altezza utilizzatore: 135 - 170 cm

Panoramica delle misure sulla base del rollator SERVER Altezza utilizzatore: 135-170 cm

MISURE RACCOMANDATE

	L Large			M Medium			S Small		
	ALTEZZA utilizzatore	ALTEZZA impugnature	ALTEZZA sedile	ALTEZZA utilizzatore	ALTEZZA impugnature	ALTEZZA sedile	ALTEZZA utilizzatore	ALTEZZA impugnature	ALTEZZA sedile
SERVER	150-200 cm	74-102 cm	62 cm	135-170 cm	66-86 cm	55 cm	125-155 cm	63-79 cm	50 cm
SERVER HD	150-200 cm	74-102 cm	62 cm	135-170 cm	66-86 cm	55 cm			
ATHLON SL	150-200 cm	74-102 cm	62 cm	135-170 cm	66-86 cm	55 cm	125-155 cm	63-79 cm	50 cm
ATHLON HD	150-200 cm	74-102 cm	62 cm						
EXPLORER	170-220 cm	91-112 cm	62 cm	150-180 cm	78-90 cm	53 cm			
PIXEL	125-195 cm	86-97 cm							
NAVIGATOR	140-190 cm	90-115 cm	62 cm	125-160 cm	75-98 cm	55 cm			
NAVIGATOR AIR	140-185 cm	87-110 cm	62 cm						
SPACE LX	150-200 cm	74-102 cm	62 cm	135-170 cm	66-86 cm	55 cm			
SPACE CF	150-200 cm	74-102 cm	62 cm	135-170 cm	66-86 cm	55 cm			
STYLUS	150-200 cm	75-10 cm	60 cm						



DEAMBULATORI

DA ESTERNO
DA INTERNO
ASCELLARI

DEAMBULATORI DA ESTERNO

PRATICITA', FUNZIONALITA' E COMODITA'

La gamma dei deambulatori indicati per un utilizzo in esterno si caratterizzano per essere utilizzati in tutta sicurezza in quanto dotati di freni a leva con modalità di stazionamento. Maniglie ergonomiche, e tanti accessori inclusi

DATI TECNICI A CONFRONTO				
	CROSSOVER 854120 (rosso) 854129 (verde)	CITY PARTNER 854930	CITY COMFORT 854400	ENERGYC 854858
Diametro ruote anteriori (cm)	240 x 40	20,8	20	20,3
Diametro ruote posteriori (cm)	240 x 40	20,8	20 - fisse	20,3
Larghezza massima (cm)	59	67	58,5	66
Passo ruote (cm)	70	70	68	70
Larghezza sedile	43	44,5	43	53
Regolazione altezza (cm)	da 82 a 95	da 86 a 98	da 114 a 148	da 84 a 94
Ingombro da chiuso (cm)	87 x 24 x 69	66 x 29 x 34	114 x 26 x 62	53 x 25 x 90
Peso	8,65	9	14	9,4
Portata massima (kg)	136	136	130	180
Sistema frenante	leva a freno a duplice funzione di sicurezza e stazionamento	leva a freno a duplice funzione di sicurezza e stazionamento	leva a freno a duplice funzione di sicurezza e stazionamento	leva a freno a duplice funzione di sicurezza e stazionamento
Fascia schienale	inclusa	inclusa	inclusa	inclusa
Accessori inclusi	cestino, dispositivo porta bastone/ stampella, luce led	cestino, dispositivo porta bastone/ stampella	cestino, dispositivo porta bastone/ stampella, vassoio in ABS, sedile imbottito, appoggi antibracchiali	cestino, dispositivo porta bastone/ stampella, amortizzatori



GLI ESSENZIALI PER LA VITA QUOTIDIANA

Tra i modelli da utilizzo in esterno ci sono questi deambulatori che sono il vostro compagno ideale per la vita quotidiana. Andare a fare la spesa al supermercato, o le commissioni non sarà mai più un ostacolo. Dotati di comodi cestini sarà semplice riporre gli oggetti e se si è stanchi, basterà azionare il freno in posizione di stazionamento e riposarsi.

DATI TECNICI A CONFRONTO				
	ROLLATOR A4 RUOTE 854900	ACTIVE 854947	DYNAMIC 854859	EASYACT 857105
Diametro ruote anteriori (cm)	15,2	20,3	20,3 PU soft	20
Diametro ruote posteriori (cm)	15,2	20,3	20,3 PU soft	20
Larghezza massima (cm)	61	62	62	50
Passo ruote (cm)	60	71	61	45
Larghezza sedile	45,5	44	48	40
Regolazione altezza (cm)	da 84 a 95	da 82 a 96	da 84 a 100	da 80 a 96
Ingombro da chiuso (cm)	88 x 26 x 60	82 x 26 x 62	97 x 27 x 62	90 x 23 x 54
Peso	6,74	8,2	7,5	12,28
Portata massima (kg)	120	135	120	130
Sistema frenante	leva a freno a duplice funzione di sicurezza e stazionamento	leva a freno a duplice funzione di sicurezza e stazionamento	leva a freno a duplice funzione di sicurezza e stazionamento	leva a freno a duplice funzione di sicurezza e stazionamento
Fascia schienale	sostegno imbottito	sostegno imbottito	sostegno imbottito	nd
Accessori inclusi	cestino, sedile imbottito	cestino, sedile imbottito	cestino, sedile imbottito, dispositivo porta bastone/stampella	vassoio in ABS, cestino, dispositivo porta bastone/stampella

DEAMBULATORI DA INTERNO

MODELLI IN DURALLUMINIO

La gamma dei deambulatori si completa con i classici modelli in duralluminio da interno. Leggeri, pratici, dal semplice design offrono un utile supporto alla deambulazione.

DATI TECNICI A CONFRONTO					
	000961	000963	000954	854793	854959
Diametro ruote anteriori	3,7"	3,7"	3,7"	7"	5"
Diametro ruote posteriori	3,7"	fisse	3,7" con freno	7"	5"
Larghezza massima (cm)	64	62	64	62	62
Lurghezza massima (cm)	53	52	53	54	54
Larghezza interna (cm)	42,5	44	42,5	43	43
Regolazione altezza (cm)	da 82 a 92	da 82 a 92	da 82 a 92	da 81 a 91	da 81 a 91
Ingombro da chiuso (cm)	83,2 x 8 x 62,4	83,2 x 8 x 62,4	83,2 x 8 x 62,4	82 x 14 x 61	82 x 14 x 61
Peso	3,5	3,2	3,5	4,1	4,1
Portata massima (kg)	120	120	120	136	136
Sistema frenante	nd	nd	freno posteriore	sistema a doppio bloccaggio	sistema a doppio bloccaggio



PERFETTI PER UN UTILIZZO IN CASA

Sono indicati per l'uso in ambiente interno e alcuni modelli, anche per brevi passeggiate in esterno.

DATI TECNICI A CONFRONTO				
	854956	854951	854950	854952
Diametro ruote anteriori	3,7"	3"		
Puntali posteriore	antiscivolo	antiscivolo		
Larghezza massima (cm)	55	57	59	55
Lurghezza massima (cm)	48	48	43	45
Larghezza interna (cm)	42,5	43	44	46
Regolazione altezza (cm)	da 82 a 92	da 81 a 91	da 80 a 98	da 76 a 94
Ingombro da chiuso (cm)	83 x 9 x 59	81 x 9,5 x 56	82 x 9,5 x 57	77 x 9 x 51
Peso	3,2	2,5	2,5	3,5
Portata massima (kg)	120	120	120	114

DEAMBULATORI ASCELLARI

MODELLI PIEGHEVOLI CON SISTEMA DI CHIUSURA A MANIGLIA

Dalla struttura pieghevole in acciaio verniciato epossidico, dotati di 4 ruote da 100 mm. Tutti i modelli sono dotati di sistema di chiusura a maniglia.

DATI TECNICI A CONFRONTO					
	STANDARD 857140	BASE REGOLABILE IN ALTEZZA 857141	CON FRENI 857142	APPOGGI ANTIBRACHIALI E FRENI 857143	DEAMBULATORE CON TAVOLINO 857154
Diametro ruote anteriori (cm)	10	20,3	20,3 PU soft	20	10
Diametro ruote posteriori (cm)	10	20,3	20,3 PU soft	20	10
Larghezza totale (cm)	61	62	62	50	61
Profondità tottale (cm)	78	71	61	45	78
Altezza sedile da terra (cm)	61	44	48	40	61
Regolazione altezza (cm)	da 115 a 142	da 82 a 96	da 84 a 100	da 80 a 96	da 107 a 133
Ingombro da chiuso (cm)	94 x 78 x 14	82 x 26 x 62	97 x 27 x 62	90 x 23 x 54	94 x 78 x 14
Peso	13,3	8,2	7,5	12,28	13,3
Portata massima (kg)	130	135	120	130	130
Sistema frenante	freno di stazionamento ruote posteriori	freno di stazionamento ruote posteriori	dispositivo frenante manuale a leva	dispositivo frenante manuale a leva	freno di stazionamento ruote posteriori
Accesori inclusi	imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza	base regolabile ogni 2 cm, imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza	imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza (sedile imbottito optional)	appoggi antibrachiali con dispositivo frenante manuale a leva, imbottiture ascella- ri girevoli, regolabili in altezza (sedile imbottito optional)	tavolino imbottito con incavo per appoggio brachia- le regolabile in altezza

ACCESSORI PER DEAMBULATORI

- Vasta gamma di optional disponibili:
- sedile imbottito dimensioni cm 51 x 21 x 5 - cod. 857144
 - tavolino imbottito con incavo ed appoggi antibrachiali. Regolabile in altezza da cm 107 a cm 133. Dimensione cm 60 x 40 x 5 - cod. 857145
 - appoggi antibrachiali. Regolabili da cm 107 a cm 133 - cod. 857146



Sedile imbottito
51 x 21 x 5 cm
cod. 857144



Tavolino imbottito con
incavo ed appoggi
antibrachiali
60 x 40 x 5
cod. 857145



Appoggi
antibrachiali
Regolabili
da cm 107
a cm 133
cod. 857146





PER L'ASSISTENZA

PLATFORM
GATEWAY
BURE RISE & GO



For our indoor photo shoot we chose the beautiful design hotel Nobu in Warsaw. The global lifestyle brand Nobu Hospitality was founded by Nobu Matsuhisa, Robert De Niro and Meir Teper.

PLATFORM

PER LA STABILITA'
E IL SOSTEGNO
IN AMBIENTI CHIUSI



PER LA STABILITÀ E IL SOSTEGNO IN AMBIENTI CHIUSI

PLATFORM offre agli utenti un elevato grado di stabilità e sostegno durante la deambulazione. I supporti per gli avambracci, comodi e facili da pulire, e le ruote girevoli consentono una facile manovrabilità e offrono all'utente un maggiore comfort. Dotata di ruote TPE-Grip progettate appositamente per l'uso in ambienti interni.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Deambulatore regolabile in altezza e adattabile, con comode maniglie e supporti per le braccia
- La molla di pressione a gas garantisce un sollevamento e un abbassamento confortevoli e uniformi
- Le maniglie regolabili e i supporti per gli avambracci consentono una regolazione ottimale e quindi una maggiore sicurezza e comfort quando si cammina e ci si siede
- PLATFORM è dotato di un sistema frenante a bassa manutenzione integrato nella parte inferiore
- Le ruote posteriori possono essere facilmente frenate, bloccate e rilasciate
- Tutte e 4 le ruote sono dotate di un blocco direzionale
- Grazie al suo design elegante, PLATFORM consente di passare comodamente e in sicurezza attraverso porte con una larghezza di 70 cm, senza che i braccioli vengano ulteriormente piegati. Struttura speciale in alluminio-acciaio con telaio in due parti per il trasporto

DATI TECNICI

Peso	Portata max	Lunghezza totale	Larghezza totale	Larghezza esterna braccioli	Distanza tra i braccioli	Diametro delle ruote	Dimensioni del cartone di imballaggio lunghezza, larghezza e altezza	Garanzia	Certificato
18,5 kg	150 kg	80 cm	69 cm	66-80 cm	31.5-48 cm	4 x 10 cm with foot brake	85 x 77 x 23 cm	2 anni	PN-EN-ISO 11199-3 : 2008

DIMENSIONI E COLORE DISPONIBILI

Bianco



Con ruote con grip in TPE, specialmente per uso interno



Facile regolazione dell'altezza grazie alla molla a gas



GATEWAY

PER UN TRASFERIMENTO
SICURO



PER UN TRASFERIMENTO SICURO

GATEWAY è stato sviluppato appositamente per il trasferimento sicuro di persone in abitazioni private, cliniche e strutture di assistenza. Questo ausilio di trasferimento pieghevole può essere trasportato facilmente ed è dotato di supporti per le gambe imbottiti e regolabili in altezza e angolazione. La robusta struttura in acciaio e le sei ruote garantiscono una maggiore stabilità e sicurezza durante l'uso.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- L'elegante e robusta struttura in acciaio è dotata di un totale di 6 ruote: due più grandi ai lati della pedana e quattro più piccole sul lato inferiore
- Semplifica il trasferimento e la rotazione tra letto, WC e posti a sedere come sedia o poltrona
- Una marcatura sulla pedana facilita il posizionamento ottimale e lo spostamento del peso
- I poggiambracci anatomici offrono comfort durante il trasporto.
- Un unico freno a pedale agisce su entrambe le ruote laterali per garantire controllo e sicurezza
- GATEWAY può essere facilmente ripiegato e dispiegato per il trasporto e lo stoccaggio

DATI TECNICI

Peso	Portata max	Dimensioni (L x W x H)	Larghezza supporto di appoggio	Dimensioni delle ruote	Dimensioni del cartone di imballaggio lunghezza, larghezza e altezza	Garanzia	Certificazione
13,6 kg	150 kg	66 x 56 x 120 cm	47,5 cm	2 x 100 mm + 4 x 35 mm	72 x 61 x 27 cm	2 years	PN-EN-ISO 12182: 2005

COLORE

Antracite



- Con ruote con grip in TPE, specialmente per uso interno



Freno a pedale facile da usare per una maggiore sicurezza



Dotato di quattro ruote più piccole sotto la struttura per facilitarne il trasporto



Dotato anche di due ruote più grandi poste lateralmente rispetto alla base



BURE RISE & GO

STABILIZZATORE-DEAMBULATORE IL PIÙ COMPLETO ED AVANZATO



BURE RISE & GO™

StandTall walker with power rise

- **BURE RISE & GO** è una completa ed efficace soluzione: consente risparmio di tempo (nella fase riabilitativa), di spazio (prodotto polifunzionale multi-paziente) e di denaro (saving cost).
- **SICURO E FUNZIONALE** ottima compliance del paziente, semplifica il lavoro del personale sanitario assistente.
- **L'EFFICACE SISTEMA DI STANDING** favorisce e fornisce sicurezza al paziente ed al personale assistente.
- **BURE RISE & GO** è brevettato da GATE Rehab Development AB.
- **IL DEAMBULATORE** può essere utilizzato per la movimentazione di pazienti, per brevi distanze.
- **LA FASCIA (IMBRACATURA)** è lavabile a 60 gradi. Divisa in due appoggi: uno di sostegno addominale ed un'altro di supporto ai glutei, fornisce un valido sostegno e consente un facile accesso ed utilizzo del WC.
- **BURE RISE & GO** è dotato di regolazione in altezza elettrico. Migliora e facilita la qualità di vita del paziente e del personale addetto all'assistenza.



STEP 1

La fascia (imbracatura) viene posizionata a livello schiena e glutei, le cinghie regolate e fissate ben tese, gli appoggi tibiali posizionati correttamente.



STEP 2

Regolate le impugnature ed impugnate correttamente iniziare a sollevare il paziente con l'apposito telecomando. Il paziente, grazie alla fascia (imbracatura), alla corretta impugnatura, all'efficace supporto brachiale ed agli appoggi tibiali inizia ad alzarsi in modo naturale e senza alcun sforzo.



STEP 3

Terminato lo standing del paziente, ribaltare e posizionare esternamente gli appoggi tibiali. Il paziente potrà così procedere subito alla deambulazione grazie al supporto e sostegno del deambulatore. Alternativamente, ove e se ritenuto necessario, una pedana in alluminio potrà essere applicata alla struttura di base consentendo la movimentazione di pazienti per brevi tratti.

Efficiente ed efficace nella sua funzione, brevettato, rappresenta la soluzione ideale e più idonea nel rapporto costo - beneficio sia per l'utilizzatore che per il personale sanitario addetto. Grazie al dispositivo elettrico di regolazione in altezza, unisce la funzione sollevamento a quella di sostegno (standing) nella deambulazione e, dove necessario, nella movimentazione di pazienti per brevi distanze. „Tutto in uno”

Sono disponibili anche i seguenti modelli:
BURE STANDARD con pistone a GAS
BURE STANDARD ELETTRICO, munito di telecomando per la regolazione delle funzioni di salita e discesa, utilizzabile sia dal paziente che dall'assistente



IMBRACATURA PER LA DEAMBULAZIONE

(accessorio optional)

Accessorio utilizzato per una maggiore sicurezza all'utilizzo del Bure Rise & Go. Le due cinghie inguinali, munite di gancio di fissaggio al deambulatore, minimizzano il rischio ed aumentano la compliance del paziente se sofferente di vertigini o di forte instabilità.




RAMPE

PER LA VOSTRA
VITA QUOTIDIANA
SENZA BARRIERE

PONDUS

LA RAMPA
REGOLABILE SISTEMA



PER L'ACCESSO SENZA BARRIERE

Il sistema di rampe adattabili PONDUS convince per il suo design leggero e compatto. La struttura in alluminio ad alta resistenza trattato termicamente, con l'innovativa superficie perforata, è estremamente resistente e consente un utilizzo sicuro durante tutto l'anno, anche in condizioni di bagnato. Disponibile in 5 versioni:

S	- Set (2 pezzi)	1 parte
F2	- Set (2 pezzi) pieghevole:	2 parti
T2	- Set (2 pezzi) telescopico:	2 parti
T3	- Set (2 pezzi) telescopico:	3 parti
FT3	- Set (2 pezzi) pieghevole e telescopico:	3 parti

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Le rampe sono dotate di una maniglia di trasporto ergonomica e di una un blocco per il trasporto. Sul lato inferiore, un rivestimento antiscivolo impedisce alle rampe di scivolare. Le rampe a binario Pondus sono disponibili in 3 versioni: pieghevole, telescopica e come combinazione di entrambe le varianti
- Le rampe sono dotate di cuscinetti a strisciamento in plastica, che garantiscono il funzionamento regolare del meccanismo telescopico. Le rampe non richiedono manutenzione. La superficie anodizzata offre un'elevata resistenza ai graffi e conferisce un aspetto gradevole

PONDUS S: SET (2 PEZZI) 1 PEZZO:

LUNGHEZZA	CODICE Set	LARGHEZZA	PESO Set	PORTATA max	ALTEZZA SUPERABILE max
55 cm	PS000550	21 cm	2,9 kg	400 kg	11 cm
120 cm	PS001170	21 cm	5,9 kg	400 kg	23 cm

PONDUS F2: SET (2 PEZZI) PIEGHEVOLE: IN 2 PARTI

110 cm	PF201100	21 cm	7,1 kg	400 kg	22 cm
150 cm	PF201500	21 cm	9,2 kg	400 kg	30 cm
200 cm	PF202000	21 cm	11,9 kg	300 kg	40 cm

PONDUS T2: SET (2 PEZZI) TELESCOPICO: 2 SEZIONI

120 cm	PT201190	19,5 cm	7,4 kg	350 kg	24 cm
200 cm	PT202030	19,5 cm	11,4 kg	300 kg	40 cm

PONDUS T3: SET (2 PEZZI) TELESCOPICO: 3 SEZIONI

200 cm	PT301990	18 cm	12,2 kg	300 kg	40 cm
290 cm	PT302890	18 cm	16,5 kg	250 kg	58 cm

PONDUS FT3: SET (2 PEZZI) PIEGHEVOLE E TELESCOPICO: 3 SEZIONI

280 cm	PFT32770	19,5 cm	16,6 kg	250 kg	60 cm
--------	----------	---------	---------	--------	-------

TAGLIE

Tutte le informazioni sono disponibili nella prossima pagina!

COLORI

Alluminio e blu



Maniglia ergonomica maniglia di trasporto su entrambi i lati




Con superficie antiscivolo e perforata



BROADBAND

RAMPE ROBUSTE E LEGGERE



PER IL SUPERAMENTO DI GRADINI E OSTACOLI

La rampa leggera BROADBAND è ideale per superare in tutta sicurezza gradini e altri ostacoli in tutte le condizioni atmosferiche

Disponibile in due versioni:

SPECTRUM: 1 pezzo pieghevole nel senso della lunghezza

DEFRAG: Set (2 pezzi) pieghevole e larghezza

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- La nostra nuova serie leggera a carreggiata larga è basata su un robusto a nido d'ape
- Le rampe sono realizzate in un materiale di nuova concezione, leggero e al tempo stesso materiale di nuova concezione, leggero ma ad alta resistenza
- Questo processo di produzione rende le nostre rampe leggere fino al 20% più leggere rispetto ai modelli analoghi della concorrenza, senza compromettere la capacità di carico estremamente elevata (fino a 300 kg). (fino a 300 kg)
- La superficie ampia e antiscivolo garantisce una manipolazione sicura
- Il design robusto ed eccezionalmente resistente rende le rampe a banda larga adatte alla maggior parte delle sedie a rotelle, delle sedie a rotelle elettriche e degli scooter, nonché ai passeggini e ai deambulatori.
- Le rampe sono disponibili in diversi modelli e lunghezze per soddisfare le diverse esigenze

COLORI

Alluminio e antracite



TAGLIE

Tutte le informazioni sono disponibili nella prossima pagina!



Pieghevole
in lunghezza



Pratica maniglia
per il trasporto





BROADBAND – SPECTRUM: 1 PEZZO. PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA

LUNGHEZZA	ARTICOLO NO. Set	LARGHEZZA	PESO Set	PORTATA max	ALTEZZA SUPERABILE
70cm	BSIP700	71 cm	6,3 kg	300 kg	16 cm
90cm	BSIP900	71 cm	7,6 kg	300 kg	19 cm
120 cm	BSIP1200	71 cm	9,5 kg	300 kg	25 cm
150 cm	BSIP1500	71 cm	11,5 kg	300 kg	31 cm



BROADBAND – DEFRAG: SET (2 PEZZI) PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA

LUNGHEZZA	ARTICOLO NO. Set	LARGHEZZA	PESO Set	PORTATA max	ALTEZZA SUPERABILE	LUNGHEZZA PIEGATO
180 cm	BD2P1800	73 cm	14,2 kg	300 kg	37 cm	94 cm
240 cm	BD2P2400	73 cm	21,2 kg	300 kg	50 cm	125 cm
300 cm	BD2P3000	73 cm	24,8 kg	300 kg	60 cm	155 cm

DOORSTEP

RAMPE IN ALLUMINIO
AD ALTA RESISTENZA

MICRO



MINI




REGOLABILE



Vista della rampa di soglia MICRO



- Rampe di soglia MICRO
- set di 2 pezzi
- compresa la borsa
- pieghevole



- Rampa di soglia MINI
- 1 pezzo
- pieghevole in lunghezza

RAMPE DI SOGLIA REGOLABILI

1 pezzo



Vista della mini rampa di soglia

Sono disponibili 3 diverse rampe di soglia, pratiche e molto facili da posizionare. È possibile superare varie soglie, piccoli gradini individuali e altri ostacoli. La superficie ondulata e anodizzata assicura una tenuta affidabile anche in condizioni di bagnato ed è altamente resistente ai graffi. Le rampe sono facili e flessibili da usare.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Design innovativo per un facile accesso e per il superamento di piccoli ostacoli (all'interno e all'esterno)
- La superficie nervata e anodizzata offre una maggiore aderenza, anche in condizioni di bagnato
- In alluminio ad alta resistenza e antigraffio
- Le mini rampe a soglia sono dotate di pratiche maniglie per il trasporto e possono essere ripiegate
- Facilità di gestione

DATI TECNICI

DOORSTEP	Larghezza (mm)	Altezza superabile (mm)	Portata max (kg)	Peso netto (kg)	Numero dell'articolo
Mini	760	30-70	350	3,3	PFD04076
Micro	2 x 250	30-70	350	2 x 1,1	PFD04225
Adjustable	760	30-70	350	1,6	PAW04276

COLORE

Alluminio



- Regolabile rampe a soglia
- 1 pezzo





CARROZZINE

SOSTENETE LA VOSTRA MOBILITA'
CON LA CARROZZINA GIUSTA

ICON 60

LA CARROZZINA ATTIVA

„ICON 60 è una delle migliori carrozzine attive che io abbia usato. E' rigida e facile da regolare per trovare realmente una buona postura seduta. Il suo aspetto accattivante poi, è la ciliegina sulla torta”.

Mats Laveborn, 64 anni, utilizzatore attivo di carrozzine dal 1973. Para e tetraplegico, con lesione spinale T6, C2-C7. Titolare di Swedish Goliat e fotografo per Freeborn Imagination.



DISEGNATA PER LA MASSIMA ADATTABILITA'

La nuova carrozzina manuale ICON 60 è una tra le più adattabili attualmente disponibili. E' l'ultima arrivata nel portfolio di prodotti Rehasense e presenta un telaio rigido e leggero il lega di alluminio della Serie 7000 e pannelli laterali in fibra di carbonio. E' stata ideata per permettere all'utilizzatore di adattare vari elementi a seconda delle necessità individuali. La lunghezza del telaio e l'angolo del sedile possono essere regolati. Inoltre, per ulteriore comfort, lo schienale - che è ribaltabile per favorire il trasporto della ICON 60 all'interno dell'automobile - può essere inclinato in avanti fino a 20° e all'indietro fino a 10°.

CARATTERISTICHE

- Portata massima 120 Kg
- Carrozzina rigida attiva Serie 7000 Aluminium
- Regolazioni multiple: profondità sedile, altezza anteriore e posteriore del sedile, assetto
- Angolo della forcella anteriore regolabile
- Ruote posteriori 24", asse QR e copertoni pneumatici
- Rotelle anteriori da 4" con nucleo in alluminio
- Chiusura con bloccaggio, schienale regolabil in angolazione, altezza e tensione con rivestimento traspirante 3D e cuscino per sedile
- Freni a forbice a basso profilo
- Pannelli laterali in carbonio

ALTRE OPZIONI PER RUOTE:


- Ruote MTB Mountain Bike
- Ruote fuoristrada
- Ruote Fat con pneumatici Crazy Bob

DATI TECNICI

Peso	Peso trasporto	Portata max.	Larghezza sedile	Profondità sedile	Angolo telaio anteriore	Angolo sedile	Angolo schienale	Altezza anteriore sedile	Altezza posteriore sedile	Altezza pediera	Regolazione assetto	Altezza schienale	Ruote posteriori
from 6.9 kg	5,8 Kg	120 kg	36-48 cm	40-49 cm (ogni 2 cm)	90°	6° 10° 13°	in avanti: da 0 a +20° indietro: da 0 a -10°	47.5-50 cm (+ cuscino 3-5 cm)	37.5-45 cm (+ cuscino 3-5 cm)	4 posizioni (ogni 1,5 cm)	8 posizioni (ogni 1,3 cm)	Regolazione 6 cm	2 camere asse 1/2"

COLORI

Standard: Nero Opaco
Optional: Oro, Argento, Bianco, Blu, Rosso, Verde



Schienale regolabile in altezza e in tensione



Sedile sportivo rivestito con tessuto traspirante 3D



Ruote anteriori da 4" nucleo in alluminio con angolo forcella regolabile



Pannello laterale in fibra di carbonio leggera: ripiegabile, removibile, ribaltabile



Pedana aperta regolabile in altezza



Freno a sport orizzontale



ICON 30 FAF

PER ATTIVITÀ ALL'APERTO



NUOVO
PRODOTTO

STABILE E AFFIDABILE

ICON 30 FAF è una carrozzina estremamente stabile che può essere utilizzata per attività all'aperto. La carrozzina pieghevole con telaio anteriore fisso (FAF) offre diverse possibilità di regolazione e può quindi essere adattata alle esigenze dell'utente. A seconda del livello di attività dell'utente, è possibile selezionare diversi livelli di regolazione. L'angolo delle ruote anteriori è regolabile, consentendo un'ampia combinazione di altezze e angoli di seduta per supportare tutti i tipi di utenti della carrozzina. La carrozzina è costruita in tubi di alluminio ad alta resistenza con telai laterali rinforzati per garantire un collegamento stabile con i PAWS Power Add-Ons e TRACK WHEEL.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- A propulsione autonoma e assistita
- Varie possibilità di regolazione
- Centro di gravità regolabile
- Ruote posteriori con campanatura di 2 gradi
- Maniglie pieghevoli
- Poggiagambe fisso

DATI TECNICI

Peso (Larghezza del sedile 45 cm)	Peso di trasporto	PLS (Peso limite sicuro)	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza del sedile anteriore	Altezza del sedile posteriore	Altezza dello schienale	Altezza sedia a rotelle	Larghezza piegata	Larghezza totale	Angolo poggia- piedi (nella gamba)	Ruote anteriori a rotelle	Ruote posteriori
13 kg	8,5 kg	125 kg	40 or 45 cm	40 or 45 cm	43,5 - 48,5 cm	39 - 45,5 cm	31 or 34 cm	83 or 86 cm	35 cm	63 or 68 cm	80°	5"/ 125 mm	24" x 1"

COLORE

Nero Opaco



Dorsali
regolabili
in tensione



Antiribaltamento
disponibile
come accessorio



Braccioli
regolabili in altezza
e rimovibili



Pedane regolabili
in lunghezza



Ruote leggere 24" x 1"
con pneumatico ad alta
pressione



ICON 35

LEGGERA E COMPATTA



Fino a
8.2 kg



Configurazione: Lx nero,
ruote da transito in PU da 22"
Configurazione: Lx nero,
ruote da transito in PU da 14"



PER PASSEGGIATE SPENSIERATE

Le carrozzine da trasporto ICON 35 hanno un design ergonomico. Con la consueta qualità REHASENSE rappresentano la compagna affidabile nella vita quotidiana sia per l'utilizzatore che per l'accompagnatore. ICON 35 è disponibile nella versione luxury Lx e in quella base Bx. ICON 35 Lx pesa solo 9 Kg ed è equipaggiata con un sedile ergonomico e cuscino posteriore di alta qualità oltre che con braccioli regolabili per maggior supporto e riduzione della pressione. ICON 35 Bx pesa solo 8,2 kg ed è la carrozzina più leggera della linea ICON. Offre un sedile ergonomico e un'angolazione posteriore che permette un'eccellente postura seduta. Entrambi i modelli possono essere piegati e quindi riposti e trasportati con facilità. Sono inoltre dotati di maniglia per il trasporto. La portata massima è 125 Kg.

DOTAZIONI

Le caratteristiche standard di ICON 35 Lx e Bx includono:

- Pedana eccezionalmente funzionale (ribaltabile, removibile)
- Appoggiapiedi ripiegabile
- Sistema frenante intuitivo
- Braccioli (con regolazione in altezza per il modello Lx)
- Maniglie ergonomiche di spinta
- Pedale per l'assistente per superare i cordoli
- Maniglia per il trasporto della carrozzina in modalità ripiegata

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Larghezza sedile	Altezza sedile	Larghezza piegata	Altezza piegata	Lunghezza piegata	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità del sedile	Sedile larghezza	Larghezza totale		Altezza del bracciolo
9.0 kg (Lx)	125 kg	44-49 cm	44 cm	27 cm	74 cm	65 cm	91 cm	105 cm	40 cm	40 cm (Lx, Bx)	55 cm (14")	64 cm (22")	18-25 cm (Lx)
8,2 kg (Bx)										45 cm (Lx, Bx)	60 cm (14")	69 cm (22")	20 cm (Bx)
										50 cm (Lx, Bx)	65 cm (14")	74 cm (22")	

MISURE E COLORE


Larghezza sedile: Lx: 45 cm, Bx: 50 cm
Nero



Freno per accompagnatore semplice da attivare




Pedane e appoggia-piedi, ruote sterzanti in PU da 7"l




Imbottitura posteriore ergonomica (Lx, Bx). La versione Lx ha imbottitura extra




Borsa di trasporto optional



Braccioli Lx e Bx. I braccioli della versione Lx sono regolabili in altezza.



Pratica maniglia per il trasporto



Grazie al sistema "Click & Safe", i braccioli possono essere regolati e bloccati in posizione



ICON 125

LA CARROZZINA COMFORT



GRANDE COMFORT DI SEDUTA E DI POSIZIONE

Le carrozzine comfort, o “carrozzine multifunzionali”, come vengono chiamate, devono soddisfare requisiti elevati per soddisfare le esigenze degli utenti e degli assistenti. ICON 125 offre un ottimo comfort di seduta e di posizione, oltre a numerose possibilità di regolazione integrate per garantire un adattamento preciso.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- I cuscini laminati del sedile e dello schienale offrono un buon controllo posturale e una distribuzione della pressione sulle aree vulnerabili, con un buon supporto laterale per evitare che l'utente si sposti lateralmente
- Il telaio dello schienale è regolabile in angolazione, profondità e altezza per adattarsi a tutti i tipi di schienale
- Il supporto testa/collo è dotato di 11,5 cm di regolazione della slitta medio-laterale e di regolazione dell'altezza, dell'angolo e della profondità
- Il sistema di mobilità ICON consente una regolazione infinita della profondità del sedile
- La larghezza dei fianchi può essere regolata con i braccioli e le imbottiture dei pannelli laterali (disponibile solo con la versione con ruote da 16")
- Dotata di freni azionabili dall'accompagnatore (freni a tamburo)

DATI TECNICI

Portata massima	Peso	Larghezza del sedile (SW)	Profondità del sedile	Altezza del sedile anteriore	Altezza del sedile posteriore	Angolo di inclinazione	Gamma di reclinazione
150 kg	SW 41 cm 31 kg SW 46 cm 33 kg SW 51 cm 36 kg	41, 46, 51 cm	40 - 53 cm (per la larghezza del sedile 41/46) 45 - 58 cm (per la larghezza del sedile 51)	44 - 47 cm	43 - 50.5 cm	up to 35 °	up to 30 °

COLORE

Argento



Versione autospinta con ruote posteriori da 24"



Braccioli: a scomparsa, regolabili in altezza e profondità regolabile. Poggiamambe con cuscinetti per i polpacci: estraibili, staccabili e sollevabili.



Diverse opzioni di inclinazione e reclinazione



Maniglie di spinta regolabili in altezza



Poggiatesta completamente regolabile, con alette laterali pieghevoli per un maggiore sostegno laterale



ICON 10

CARROZZINA AD AUTOSPINTA
CON RUOTE POSTERIORI
ESTRAIBILI E REGOLABILI



CARROZZINA IN ACCIAIO DI BASE

ICON 10 è una scelta che assicura sicurezza e affidabilità. Offre un'ampia gamma di regolazioni per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore e di chi lo assiste, offrendo il miglior supporto possibile nella vita quotidiana. Le ruote anteriori, le ruote posteriori, le pedane, i braccioli e i freni sono disponibili in varie dimensioni (OPTIONAL su richiesta) Gli accessori e i ricambi possono essere utilizzati anche su altri modelli ICON.

POSSONO ESSERE FORNITE OPTIONAL:

- Ruotine transito
- Ruotine antiribaltamento

CARATTERISTICHE

- 6 posizioni di regolazione delle ruote posteriori
- 4 posizioni di regolazione delle ruote anteriori
- Tela schienale e tela sedile in nylon per offrire il massimo comfort
- Sono dotate di viti a testa piatta per evitare traumi da contatto,
- Ruota posteriore da 24" in PU
- Ruota anteriore da 8" in PU
- Pedane separate regolabili in altezza, estraibili, girevoli sia internamente che esternamente

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Tipo crociera	Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza maniglie (da terra)
16.6 kg (seduta 45 cm)	140 kg (seduta 35-50 cm)	singola	40-42-45-47-50 cm	40 cm, 45 cm	42 cm	91 cm

COLORE

Argento



Versione con ruote posteriori da 12" per la propulsione del passeggero



Pedane estraibili, girevoli, regolabili in altezza



Ruote posteriori Quick-release a 6 posizioni di regolazione



Braccioli estraibili e ribaltabili



ICON 20

CARROZZINA PIEGHEVOLE LEGGERA



CARROZZINA BASIC IN ALLUMINIO

ICON 20 è una carrozzina della linea ICON Mobility, con possibilità di componenti intercambiabili. Carrozzina pieghevole, struttura in lega di alluminio ad alta resistenza ed anticorrosione, ad auto-spinta. ICON 20 è parte di una linea di carrozzine agili e facili da manovrare sia per utilizzo interno che esterno, per poter soddisfare le esigenze di mobilità ed autonomia completa per l'utente. Diverse possibilità di regolazioni consentono all'utente di adattare la carrozzina con soluzioni individuali di utilizzo e funzionalità.

- Piatto pedana separato e fascia ferma talloni
- Braccioli ribaltabili con protezione laterale
- Ruote posteriori anti-foratura in PU, con anello corrimano di spinta, estraibili (quick-release)
- Maniglie di spinta
- Struttura pieghevole per facilitare il trasporto in auto
- Disponibile con e senza il freno per accompagnatore

CARATTERISTICHE

- Carrozzina ad auto-spinta, facile da manovrare
- Portata max. 140 kg, disponibile nelle sedute 40-42-45-47-50 cm
- Struttura telaio pieghevole in lega di alluminio leggera ad alta resistenza
- Pedane separate, estraibili, regolabili in altezza con regolazione della flessione
- Freno a tamburo su richiesta (OPTIONAL)

DATI TECNICI

Peso da	Portata massima	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza della pedana	Altezza delle maniglie di spinta misurata da terra
14.2 kg (larghezza del sedile 45 cm)	140 kg (larghezza del sedile 40-50 cm)	40-42-45-47-50 cm	40 cm, 45 cm	42 cm	91 cm

COLORE

Champagne



Pedane estraibili con rotazione interna ed esterna e fascia ferma talloni



Braccioli ribaltabili per facilitare il trasporto dell'utente



Freni standard a spinta



Ruote anteriori neri da 7"/170 x 40 mm in PUR. Diametro e larghezza selezionati per condizioni di guida ottimali. Forcella in alluminio con tre posizioni di regolazione in altezza



Pieghevole con telaio a crociera singola per un facile trasporto e stoccaggio



ICON 40 HS

CARROZZINA CON SCHIENALE RECLINABILE
E POGGIATESTA REGOLABILE



CARROZZINA CON SCHIENALE RECLINABILE E POGGIATESTA REGOLABILE

ICON 40 HS è una carrozzina leggera in alluminio, progettata per offrire il massimo comfort e sostegno alle persone che necessitano di riabilitazione e supporto per le persone che necessitano di riabilitazione. Grazie a moderne soluzioni tecniche, offre comfort e stabilità.

CARATTERISTICHE

- **Schienale reclinabile** - il passeggino è dotato di due attuatori indipendenti che consentono la regolazione continua dell'angolo di inclinazione dello schienale da 0° a 30°
- **Poggiatesta regolabile** - su misura per all'utente, regolabile su tutti i piani con sgancio rapido, per ripiegare facilmente il passeggino per il trasporto
- **Design pieghevole** - grazie al suo telaio a traverse, il carrello può essere facilmente ripiegato per essere riposto e trasportato con facilità
- **Poggiapiedi regolabili** - girevoli e personalizzabili, con cinghia di protezione per i piedi
- **Comodi braccioli** - regolabili, rapidamente rimovibili per facilitare l'accesso e il comfort
- **Sicurezza e stabilità** - il passeggino è dotato di un set di ruote antiribaltamento per una maggiore stabilità durante l'uso

DATI TECNICI

Peso da (per una larghezza di seduta di 45 cm)	Peso massimo	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza schienale	Larghezza totale	Angolo dello schienale
18,3 kg	140 kg	40 cm, 42,5 cm, 45 cm, 47,5 cm, 50 cm	40 cm	40 cm	Larghezza del sedile +21 cm	0-30°

COLORI

Champagne, Argento



Poggiapiedi a scomparsa con cinghia poggiapiedi (poggiapiedi con regolazione angolare disponibili come opzione)



Ruota posteriore da 24". Facile da staccare grazie all'asse a sgancio rapido



Schienale liscio Angolo dello schienale regolabile da 0 a 30 gradi



Poggiatesta staccabile e regolabile



Ruote scorrevoli antiribaltamento



PRIME
RESISTENTE E LEGGERA



PERSONALIZZABILE E MANEGGEVOLE

PRIME è una carrozzina con telaio pieghevole dotata di sistema a crociera di altissima precisione. La particolare struttura conferisce alla carrozzina maneggevolezza , rigidità, facilità di guida e di spostamento. Design gradevole, linea accattivante, resistenza e massima personalizzazione grazie ad un'ampia gamma di colori e accessori, fanno di PRIME una carrozzina attiva.


CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Design gradevole
- Linea accattivante
- Resistenza
- RMassima personalizzazione grazie ad un'ampia gamma di colori e di accessori

DATI TECNICI

Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza schienale (cm)	Larghezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Peso	Portata massima
38, 40,5, 43, 45,5, 48 cm	40, 42,5 cm	36, 38,5, 41, 43,5, 46 cm	Larghezza seduta +18 cm	3 (con pedalo angolo 110)	12,5 kg	130 kg

RUOTE



1. 22-24 raggi-corrimano argento; 2. 24-3 raggi-corrimano nero; 3. 24-12 raggi-corrimano nero 4. 24-18 raggi-corrimano carbonio 5. 24-24 raggi-corrimano argento; 6. 24-24 raggi-corrimano nero 7. 25-3 raggi-corrimano carbonio 8. 25-24 raggi-corrimano argento 9. 26-24 raggi-corrimano argento



1. Batt 25 PU 3-4-5-6 pneumatico nero; 2. Batt 29 PU 3-4-5-6 pneumatico nero; 3. Batt 35 PU 3-4-5-6 pneumatico nero 4. PU SOFT 6-pneumatico grigio

COLORI

Bianco Perlato, Antracite Brillante, Bordeaux, Blu, Argento, Fucisa, Azzurro e Verde



Protezione
abito



Sistema di
regolazione



Freno a leva
pieghevole



Minimo
ingombro



Maniglie di spinta



CARROZZINA M020

CARROZZINE STANDARD



CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTO-SPINTA

Carrozzina pieghevole ad auto-spinta a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), esecuzione a “TELAIO STRETTO”. Indicata per persone con disabilità funzionale, per utilizzo interno ed esterno. La struttura della carrozzina, grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta, risulta particolarmente indicata per uso in ambienti con passaggi stretti.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Braccioli desk model (a scrivania) estraibili, muniti di protezione laterale proteggi abito
- Tela sedile imbottita, con viti di fissaggio a testa piatta, per evitare traumi da contatto
- Tela sedile e schienale ignifughe (fuoco ritardante), lavabili e sanificabili
- Gruppo pedane regolabili in altezza ed estraibili
- Piatto pedana separato
- Ruote posteriori da 20” (cm 50,80) x 1 3/8” PU SOFT
- Portata massima kg. 120

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Crociera	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza schienale	Altezza totale
da 18 kg (seduta 41 cm)	120 kg	1 x 1	da 41 a 43 cm	40 cm	36 cm	91 cm

Larghezza totale (cm)	Larghezza Chiusa (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza sedile (cm)	Lunghezza totale (cm)
da 52 a 54.5	30	21	55	99

COLORE

Blu



Braccioli desk model (a scrivania) estraibili, muniti di protezione laterale proteggi abito



Tela sedile imbottita



Pedane regolabili in altezza ed estraibili



Maniglie di spinta



CARROZZINA M202

CARROZZINE STANDARD



CARROZZINA PIEGHEVOLE A DOPPIA CROCIERA

La carrozzina standard M202 è una robusta carrozzina pieghevole in acciaio che offre il massimo comfort sia per l'utente sia per chi lo assiste. A doppia crociera, standard e facile da piegare in pochi secondi. Grazie alle fiancate con braccioli estraibili, queste carrozzine risultano facili per essere riposte.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Di facile manovrabilità e per un uso quotidiano
- Disponibile in 5 sedute
- Telaio a doppia crociera
- Ruote anteriori 200×50 PU antiforatura
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli desk estraibili

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Crociera	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza schienale	Altezza totale
da 18.4 kg (seduta 41 cm)	130 kg	2 x 1	da 41 a 51 cm	45,5 cm	42 cm	89,5 cm

Larghezza totale (cm)	Larghezza Chiusa (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza sedile (cm)	Lunghezza totale (cm)
da 57.8 a 65.2	28,5	23	49,5	107

COLORE

Blu



Braccioli desk model (a scrivania) estraibili



Telaio a doppia crociera



Pedane regolabili in altezza ed estraibili



Maniglie di spinta



CARROZZINA M212

CARROZZINE STANDARD



CARROZZINA PIEGHEVOLE A DOPPIA CROCIERA

La carrozzina da transito M212 è una robusta carrozzina pieghevole in acciaio che offre il massimo comfort sia per l'utente sia per chi lo assiste. A doppia crociera, standard e facile da piegare in pochi secondi. Grazie alle fiancate con braccioli estraibili, queste carrozzine risultano facili per essere riposte.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Di facile manovrabilità e per un uso quotidiano
- Disponibile in 5 sedute
- Telaio a doppia crociera
- Ruote anteriori 200x50 PU antiforatura
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli desk estraibili

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Crociera	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza schienale	Altezza totale
da 15.3 kg (seduta 41 cm)	130 kg	2 x 1	da 41 a 51 cm	40 cm	45 cm	91 cm

Larghezza totale (cm)	Larghezza Chiusa (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza sedile (cm)	Lunghezza totale (cm)
da 54.7 a 64.7	26,5	23	50	92

COLORE

Blu



Braccioli desk model (a scrivania) estraibil



Telaio a doppia crociera



Pedane regolabili in altezza ed estraibili



Maniglie di spinta



CARROZZINA M300

CARROZZINE STANDARD



CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA

Carrozzina standard ad autospinta, indicata per uso quotidiano, in condizioni clinico- ambientali che consentano facile manovrabilità. Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori munite di corrimano, pieghevole, in lega di metallo verniciato epossidico, anticorrosione.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Tele sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli ribaltabili, imbottiti, mod. desk (a scrivania), con fiancata proteggi abito
- Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), gommatura PU SOFT, provviste di anello corrimano di spinta
- Ruote anteriori 8" x 1" (DIA cm 20,32)
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Crociera	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza schienale	Altezza totale
da 17,7 kg (seduta da 38 cm)	120 kg	2 x 1	da 38 a 48 cm	40 cm	41 cm	89 cm

Larghezza totale (cm)	Larghezza Chiusa (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza sedile (cm)	Lunghezza totale (cm)
da 55 a 65	26,5	25	51	104

COLORE

Blu



Braccioli ribaltabili, con fiancata per proteggere gli abiti



Dotata di freni di stazionamento



Pedane regolabili in altezza ed estraibili e ribaltabili



Appoggiapiedi separati in PU/NYLON



CARROZZINA M310

CARROZZINE STANDARD



CARROZZINA DA TRANSITO PIEGHEVOLE

Indicata ove l'assistito, per la mobilità esterna e per uso quotidiano, necessita di un accompagnatore. Facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni contenute per agevolare il passaggio in ascensore, uffici, bagni ecc. Carrozzina a spinta assistita da un accompagnatore, pieghevole, in lega di metallo, verniciata epossidico, anticorrosione.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione
- Tele sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza
- Appoggiapiedi separati in PU/NYLON
- Portata massima 115 kg
- Peso carrozzina 16 ca. kg

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Crociera	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza schienale	Altezza totale
da 15,7 kg (seduta 38 cm)	130 kg	2 x 1	da 38 a 48 cm	40 cm	41 cm	91 cm

Larghezza totale (cm)	Larghezza Chiusa (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza sedile (cm)	Lunghezza totale (cm)
da 53 a 63	26,5	25	51	97

COLORE

Blu



Braccioli ribaltabili, con fiancata per proteggere gli abiti



Ruote anteriori 8" x 1" (DIA cm 20,32)



Pedane regolabili in altezza ed estraibili e ribaltabili



Ruote posteriori 12" (DIA cm 30,48), gommatura PU SOFT



CARROZZINA M305

CARROZZINA STANDARD



COMFORT E QUALITA'

La carrozzina M305 è la combinazione perfetta tra comfort e qualità. La struttura è a doppia crociera per garantire maggior stabilità e sicurezza. I braccioli sono ribaltabili e regolabili in altezza. Le pedane estraibili e regolabili in altezza, per consentire un maggior comfort. In dotazione sono previste le ruote ascensore.

REQUISITI ESSENZIALI

- Minimo ingombro
- Ruote ad estrazione rapida per un veloce smontaggio
- Compatta e stabile
- Disponibile in 6 sedute

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Crociera	Larghezza seduta	Profondità del sedile	Altezza schienale	Altezza totale
18.1 kg (seduta 38 cm)	130 kg (seduta 35-50 cm)	2x1	da 38 a 51 cm	41 cm	42 cm	91 cm

COLORE

Azzurro



Struttura a doppia crociera per maggiore stabilità



Pedane estraibili e regolabili in altezza



Ruote ad rapida estrazione



Freno standard



Ruote anteriori in PU Soft 200 x 50 mm



Dotata di comodi braccioli imbottiti



CARROZZINA SHELLEY

CARROZZINA LEGGERA E ADATTABILE



PER USO QUOTIDIANO

La carrozzina Shelley è una carrozzina leggera indicata per persone con disabilità funzionale con gravi problemi di mobilità, per utilizzo interno ed esterno. Indicata per uso quotidiano nel corso della giornata, in condizioni clinico ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Struttura in lega di alluminio, leggera, a crociera singola maggiorata. Disponibile in 10 sedute.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Braccioli ribaltabili ed estraibili, imbottitura in PU morbida ad altezza regolabile
- Ruote posteriori da 24" x 1 3/8", PU soft antiforatura nere, ad estrazione rapida, complete di anello corrimano di spinta, dotate di freno di stazionamento
- Ruote posteriori a posizione variabile asse verticale (5 posizioni ogni 2,5cm) e orizzontale (4 posizioni ogni 2,5cm)
- Ruote anteriori da 7" (cm 17,78) ad altezza variabile (5posizioni ogni 1cm)
- Forcelle anteriori a inclinazione variabile
- Pedane separate, ribaltabili ed estraibili
- Piatto pedana regolabile in altezza e flessioestensione
- Schienale ad altezza regolabile (4 posizioni ogni 2,5cm)
- Schienale regolabile in inclinazione (5 posizioni ogni 10°)
- Schienale imbottito con 5 fasce tensionabili

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Crociera	Larghezza seduta	Profondità del sedile	Altezza schienale	Altezza totale
14.6 kg (seduta 45 cm)	150 kg (sedute 35-50 cm)	1x1	da 35 a 61 cm	da 37,5 cm a 55 cm	da 40 a 47 cm	da 86 a 97 cm
	180 kg (sedute 53-61 cm)	2x1				

COLORE

Blu



Braccioli ribaltabili ed estraibili, imbottitura in PU morbida ad altezza regolabile



Schienale ad altezza e inclinazione regolabile. Imbottitura su 5 fasce tensionabili



Piatto pedana regolabile in altezza e flessioestensione



Forcelle anteriori a inclinazione variabile.



Ruote posterior PU soft anti-foratura ad estrazione rapida, complete di anello corrimano di spinta, dotate di freno di stazionamento





SOLUZIONI AGGIUNTIVE MANUALI E DI POTENZA

PER UNA VITA PIU' ATTIVA
E MAGGIORE MOBILITA'

PAWS

SISTEMA DI MOTORIZZAZIONE PER CARROZZINE

PAWS è il Sistema di motorizzazione ideale per la tua carrozzina: unisce ergonomia e funzionalità ad un design accattivante e trasforma la tua carrozzina manuale in un veicolo stimolante. Raggiungi il tuo posto di lavoro in totale indipendenza, fai la spesa e scopri nuovi luoghi. PAWS è un'alternativa all'uso dell'autovettura e ti permette di godere la tua vita in autonomia.

PAWS è disponibile in tre modelli: City, con ruote da 12" o da 14" ha una base corta e un raggio di sterzata ridotto che lo rendono ideale per ambienti interni o su strade pianeggianti; Cruiser ha ruote da 16" ed è indicato per terreni di livello da medio a più impegnativi. Tourer ha ruote da 20" con pneumatici a scelta tra due larghezze: quelli da 2" per ogni occasione e i fat tyre da 4" per terreni impervi.

„Per me, utilizzatore di carrozzine, è estremamente importante avere dei prodotti adatti alle mie esigenze e che supportino la mia mobilità. Come atleta mi spingo sempre oltre i miei limiti e do sempre il mio meglio. PAWS è il Sistema di motorizzazione più innovativo. Ti dà un senso fantastico di mobilità senza limiti”.

Tomasz Biduś è un giocatore professionista di rugby su sedia a rotelle ed è il coach della nazionale brasiliana di rugby su sedia a rotelle.



DATI TECNICI

					
	CITY 12"	CITY 14"	CRUISER 16"	TOURER 20" x 2"	TOURER 20" x 4" (FAT TYRE)
Misure (L x P x H)	800 x 490 x 810 mm	800 x 490 x 810 mm	820 x 490 x 860 mm	1000 x 520 x 920 mm	1000 x 520 x 920 mm
Peso totale	from 22.5 kg	from 23.4 kg	from 24.24 kg	from 25.4 kg	from 25.9 kg
Peso senza batteria, morsetti e cavaletto	da 15.26 kg	da 16.02 kg	da 17 kg	da 18.18 kg	da 18.68 kg
Peso mass. dell'utente	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Potenza max erogabile	900 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Coppia massima del motore	45 Nm	60 Nm	78 Nm	87 Nm	87 Nm
Pendenza massima superabile	10%	10%	10%	10%	10%
Raggio di sterzata	100 cm	110 cm	120 cm	150 cm	150 cm
Batteria	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh	48 V / 11,6 Ah / 557 Wh
Misure batt. (L x P x H)	371 x 130 x 86 mm	371 x 130 x 86 mm	371 x 130 x 86 mm	371 x 130 x 86 mm	371 x 130 x 86 mm
Peso della batteria	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
Tempo di ricarica (ciclo completo)	5 hrs	5 hrs	5 hrs	5 hrs	5 hrs
Autonomia (con batteria carica e terreno in piano)	40 km	40 km	38 km	35 km	35 km
Batteria da trasporto aereo	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh	48 V / 5,8 Ah / 278 Wh
Peso batteria da trasporto aereo	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg

Il catalogo PAWS può essere richiesto a info.italy@rehasense.com



AUTO CLAMP
Collegamento/ scollegamento automatico in pochi secondi.



TRACK ASSISTANCE
Dopo la sterzata il track assistant di PAWS allinea la ruota nella direzione di marcia



FRENO TETRA
Freno speciale Tetra per un controllo totale senza sforzo.



MANUAL CLAMP
Collegamento manuale universale.



SOLLEVA- MENTO MANUALE
In posizione di guida



AUTO LIFT
Solleva e abbassa automaticamente la carrozzina.



ECO ASSIST

POTENZIATE LA VOSTRA
MOBILITÀ



NUOVO
PRODOTTO



LEGGERO COMPONENTE AGGIUNTIVO DI POTENZA PER UNA GUIDA SENZA SFORZO

ECO ASSIST è un leggero dispositivo aggiuntivo di Rehasense, caratterizzato da una struttura robusta realizzata in alluminio e acciaio ad alta resistenza. È dotato di un potente motore da 350 W e di un'efficiente batteria agli ioni di litio, che migliorano il comfort e la sicurezza grazie ai comandi regolabili, ai freni affidabili e al design elegante. ECO ASSIST naviga senza sforzo negli ambienti urbani, rendendo ogni viaggio in città un'esperienza rilassante.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Modalità di aggancio manuale
- Larghezza di montaggio della sedia a rotelle - 210-480 mm
- Gamma di altezza di montaggio dei morsetti per sedie a rotelle - 260-420 mm
- Telai compatibili - rigidi e pieghevoli con frontale fisso
- **Dotato di 2 pezzi di sistema Twin-brake: freno a disco meccanico e freno elettrico**
- Disco freno Ø160 mm
- Funzione di camminata
- Controllo della trazione
- Retromarcia
- Accessorio: batteria più grande, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh
- Controllo della velocità di crociera (opzionale)


DATI TECNICI

Peso totale	Peso di trasporto	Portata massima	Ruota Dimensione	Potenza max erogabile	Coppia massima del motore	Modalità di velocità	Massima Velocità	Massima pendenza superabile	Standard batteria	Autonomia **
15.5 kg	10 kg	110 kg	12"	1100 W	39 Nm	da to 3	20 km/h*	Lunghi tratti 10% Brevi tratti 15%	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	Fino a 50 Km/h

* La velocità di guida deve essere sempre adattata alle norme di legge specifiche del paese.
** con batteria 48 V, 11,6 Ah, 556.8 Wh

COLORI

Nero
Forcella anteriore: Grigio Scuro




Sistema di doppia frenata: freno a disco meccanico e freno elettrico



Disconnessione rapida per facilitare la movimentazione e lo stoccaggio, con un solo passaggio per collegare o scollegare l'unità di bloccaggio centrale. Un blocco di sicurezza assicura un collegamento sicuro



Soluzione completa di pedana progettata per l'uso con carrozzine con pedane removibili



Regolazione della larghezza: utilizzare la leva A per una facile e rapida regolazione della larghezza della ganascia. Larghezza del campo di montaggio Da 210 mm a 480 mm



Pesi per ECO ASSIST che forniscono una trazione ottimale in situazioni difficili. Il peso totale è di circa 10 kg (2 x 5 Kg) e può essere ridotto a 7,5 kg o 5 kg



TRACK WHEEL

TRASFORMA LA TUA CARROZZINA

TRACK WHEEL, la ruota anteriore per uso in ambienti esterni, è il compagno ideale per terreni difficoltosi sui quali non è normalmente possibile muoversi con una carrozzina.

TRACK WHEEL è ultraleggera, confortevole e semplice da connettere.

Grazie alla ruota anteriore TRACK WHEEL, è possibile muoversi senza sforzi su diversi terreni sia che si tratti di attraversare strade dissestate in città, di percorrere piste ciclabili ed escursionistiche o di esplorare sentieri naturali accidentati.

TRACK WHEEL da 12" solleva le rotelle della carrozzina inclinandola leggermente all'indietro e riducendo notevolmente la resistenza.

In tal modo la velocità aumenta e si possono percorrere distanze maggiori con più stabilità di direzione e di manovrabilità.

Una volta regolata correttamente in base al tipo della vostra carrozzina, TRACK WHEEL si collega in pochi secondi.



Non sono necessari
utensili



Sistema di collegamento
ultra veloce



E' PRONTA LA TUA CARROZZINA AD ESPLORARE NUOVE VIE?

TRACK WHEEL è disponibile in due innovative soluzioni: A BRACCIO SINGOLO con un solo punto di aggancio e A BRACCIO DOPPIO con due punti di aggancio. Dopo l'assemblaggio non sono necessari altri accessori o staffe per il collegamento.



La versione a **BRACCIO SINGOLO** si collega alla pedana rigida della carrozzina ed è estremamente stabile. E' probabilmente la migliore soluzione di stabilità di direzione disponibile attualmente. Il set include 3 pinze extra per un migliore adattamento all'ampia varietà di pedane e carrozzine




Se la vostra carrozzina ha un telaio fisso o pieghevole con pedane removibili, la versione a BRACCIO DOPPIO è ciò che fa per voi. Grazie al sistema di collegamento universale e ad un set di bracci più lunghi inclusi, la massima flessibilità è garantita.



„Fare sport è un aspetto molto importante per la mia vita. Adoro essere attivo, fare esercizio ed esplorare i dintorni. Track Wheel è un accessorio fantastico per questi obiettivi. Con pochi semplici passi puoi trasformare la tua carrozzina in un veicolo per ambienti esterni così guidare diventa più semplice e i tragitti lunghi sono più confortevoli”.

Tomasz Łyko è un rappresentante nazionale di basketball e un istruttore di riabilitazione attiva.



Accessorio: adattatore di altezza per le differenti carrozzine (solo per DOPPIO BRACCIO)



Accessorio: appoggiapiedi per carrozzine con pedane removibili, si applica direttamente su TRACK WHEEL (solo per versione DOPPIO BRACCIO in alluminio).



Ruota con pneumatico da 12"



Incluso: Set supplementare di bracci più lunghi per carrozzine più larghe e per aumentare l'interasse





ALTRI AUSILI

SCOOTER ELETTRICI
CARROZZINE ELETTRICHE
ANTIDECUBITO
BAGNO

SCOOTER FALCON

AUTONOMIA RITROVATA



LA MIGLIOR COMBINAZIONE TRA DINAMICITA', POTENZA E SICUREZZA

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani "Falcon" è il risultato di un'ottima combinazione tra dinamicità, potenza e sicurezza in un volume contenuto. Indicato per itinerari all'esterno, è dotato di un motore che raggiunge i 10 Km/h. Ottimo comfort nella guida grazie al sedile imbottito abbattibile completo di poggiatesta regolabile. Facilità di guida grazie al dispositivo di controllo della velocità. Dotato di un pannello di controllo digitale con schermo che fornisce informazioni all'utilizzatore sul livello di carica della batteria. Ha un sistema completo di illuminazione a LED, indicatori di direzione, indicatore di retromarcia, specchietto retrovisore, cestino portaoggetti anteriore

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Autonomia 25 Km
- Velocità 10 Km/h
- Infinite possibilità di regolazione del manubrio, sedile regolabile in altezza e profondità e schienale abbattibile con appoggiatesta, rivestimento in elegante similpelle "fuoco ritardante"
- Rutine anti-ribaltamento
- Munito di parafrangente anteriore e posteriore
- Caricabatterie da 4Ah
- Specchietti retrovisori di serie

DATI TECNICI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza sedile da terra	Altezza sedile dalla base	Altezza schienale	Passo ruote	Lunghezza totale	Larghezza totale	Altezza totale	Portata massima	Peso senza batterie
Cod. - cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
854396/7 - 46	40	53-58	42-47	46	85	120	61	99	136	86

Autonomia (km)	Velocità (km/h)	Potenza motore	Pendenza max superabile	Caricabatterie	Ruote	Freno	Schienale	Batterie
25	10	1200 W	6° (10%)	da 4 Ah	pneumatiche da 10"	manuale e elettromagnetico	abbattibile con appoggiatesta, rivestimento in elegante similpelle „fuoco ritardante”	2 batterie da 12V / 35Ah

COLORI

Rosso, Azzurro



Freno manuale sul comando e freno elettromagnetico



Braccioli ribaltabili



Dotato di cestino portaoggetti



Ruote pneumatiche scolpite da 25,40 cm



Specchietto retrovisori di serie



Sistema completo di illuminazione a LED



SCOOTER KRONO 2

POTENZA E SOLIDITÀ



LO SCOOTER DALLE OTTIME PRESTAZIONI

Scooter di medie-grandi dimensioni, solido e potente garantisce ottime prestazioni. Ideale per percorrere lunghi tragitti grazie ad un motore con potenza massima di 1750W ed a un differenziale di motore rinforzato. Le 4 sospensioni indipendenti e la barra di torsione anteriore lo rendono sicuro anche sui terreni sconnessi. Dotato di presa USB per la ricarica di dispositivi elettronici (cellulari, tablet etc.)

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Autonomia 40 Km
- Velocità 6 Km/h
- Rivestimento similpelle ignifugo
- Specchietti retrovisori di serie
- Batterie da 55Ah x 2pz.
- Display di facile lettura ed utilizzo
- Pendenza massima superabile 10° (17,63%) n.b.
- Peso di kg 90
- Caricabatterie 6Ah
- Schienale regolabile in inclinazione

DATI TECNICI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza sedile da terra	Altezza sedile dalla base	Altezza schienale	Passo ruote	Lunghezza totale	Larghezza totale	Altezza totale	Portata massima	Peso senza batterie
Cod. - cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
854551/2 - 51	46	64-71	46-51	51	97	146	65	123	182	96

Autonomia (km)	Velocità (km/h)	Potenza motore	Pendenza max superabile	Caricabatterie	Ruote	Freno	Schienale	Batterie
40	6	1750 W	10° (17,63%)	da 6 Ah	pneumatiche da 12"	manuale	regolabile in inclinazione	da 55Ah x 2pz.

COLORI

Blu, Argento



Manubrio con inclinazione variabile



Ruote pneumatiche 30,48 cm



Dotato di cestino portaoggetti



Braccioli regolabili in altezza e larghezza



Specchietto retrovisori di serie



Sedile imbottito con appoggiatesta, regolabile in altezza e profondità girevole a 360°



SCOOTER TITAN 2

MASSIMA POTENZA



LO SCOOTER PIÙ POTENTE DELLA GAMMA

Rivisto nel lato estetico, telaio in acciaio e carenatura in ABS con particolari che lo rendono moderno, come per esempio i parafranghi indipendenti sulle 4 ruote che migliorano anche l'aspetto aerodinamico. Dotato di sospensioni attive sulle singole ruote, barra di torsione per terreni sconnessi, motore con potenza massima di 2200W. La tecnologia elettronica di livello garantisce al Titan2 un uso sicuro e duraturo.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Autonomia 64 Km
- Velocità 17 Km/h
- Ruotine antiribaltamento
- Sistema di illuminazione con luci "stop"
- Caricabatterie da 8Ah
- Freno manuale sul comando e freno elettromagnetico
- Barra di torsione per terreni sconnessi

DATI TECNICI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza sedile da terra	Altezza sedile dalla base	Altezza schienale	Passo ruote	Lunghezza totale	Larghezza totale	Altezza totale	Portata massima	Peso senza batterie
Cod. - cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
854525 - 51	46	56	46	51	112	154	71	133	204	107

Autonomia (km)	Velocità (km/h)	Potenza motore	Pendenza max superabile	Caricabatterie	Ruote	Freno	Schienale	Batterie
64	17	2200 W	12° (21,26%)	da 8 Ah	pneumatiche da 14"	manuale e elettromagnetico	reclinabile e ribaltabile a leva con poggiatesta,	2 da 12V/75 Ah

COLORE

Blu



Specchietti retrovisori di serie



Ruote pneumatiche tubeless da 35,56 cm



Sedile imbottito, regolabile in altezza e profondità, girevole a 360°, schienale reclinabile e ribaltabile a leva con poggiatesta, rivestimento in elegante similpelle "fuoco ritardante". L'inclinazione dello schienale è regolabile in: 0°-10°-15°-30°



Carenature blu



Braccioli regolabili in altezza, larghezza e ribaltabili



Quattro sospensioni indipendenti montate su ogni ruota



SCOOTER SCORPION 2

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE



TECNOLOGIA,INNOVAZIONE E AEREODINAMICITÀ

Tecnologicamente avanzato e con una spiccata forma aerodinamica, lo scooter SCORPION 2 rappresenta il top di gamma. Design unico e moderno, telaio in struttura di acciaio, carenatura in ABS. Le sospensioni attive sulle 4 ruote e la barra di torsione rendono la guida piacevole e sicura anche su terreni sconnessi. Cerchi in lega da 14" sulle ruote anteriori e da 16" su quelle posteriori.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Autonomia 55 Km
- Velocità 19 Km/h
- Rivestimento in similpelle ignifugo
- Differenziale motore rinforzato per una maggiore stabilità di guida
- Sensore di limitazione velocità in curva
- Batterie da 100Ah x 2pz.
- Cruscotto LCD innovativo
- Pendenza massima superabile 14° (25%)
- Caricabatterie da 12Ah

DATI TECNICI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza sedile da terra	Altezza sedile dalla base	Altezza schienale	Passo ruote	Lunghezza totale	Larghezza totale	Altezza totale	Portata massima	Peso senza batterie
Cod. - cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
854444 - 51	51	64-71	47-52	63	113	154	72	120	204	91

Autonomia (km)	Velocità (km/h)	Potenza motore	Pendenza max superabile	Caricabatterie	Ruote	Freno	Schienale	Batterie
55	19	2200 W	14° (25%)	da 12 Ah	pneumatiche da 12" (anteriori) e 14" (posteriori)	manuale	?	2 da 100 Ah

COLORE

Argento



Sedile imbottito con appoggiatesta, regolabile in altezza e girevole a 360°



Braccioli regolabili in altezza e larghezza



Specchietti retrovisori di serie



Ruote anteriori pneumatiche da 35,56 cm



Ruote posteriori pneumatiche da 40,64 cm



Presa USB per ricarica telefoni cellulari



CARROZZINA INDOOR

PRATICITÀ E COMPATTEZZA



COMPATTEZZA CASALINGA

Telaio pieghevole in acciaio, verniciatura epossidica. Uso interno, indicata anche in ambienti ampi e spaziosi, con giardini. Estremamente pratica, di facile smontaggio/ montaggio per il trasporto in auto. Dopo aver estratto il pacco batterie la carrozzina diventa pieghevole

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Senza impianto di illuminazione
- Freno elettromagnetico
- Raggio di sterzata 58 cm
- Massimo ostacolo o dislivello superabile 12 cm ca.
- Batterie da 12V - 55 Ah AGM ad acido assorbito
- Caricabatterie da 6Ah
- Schienale pieghevole in 2 con sistema a levetta
- Rutine antiribaltamento

DATI TECNICI INDOOR

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza sedile da terra	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza totale	Distanza sedile pedana	Peso incluse batterie	Portata massima
Cod. - cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
854982 - 40	40	38-48	51	57	109	110	40-53	76	136
854983 - 43	40	38-48	51	59	109	110	40-53	77	136
854985 - 46	40	38-48	51	62	109	110	40-53	78	136

Autonomia (km)	Velocità (km/h)	Potenza motore	Ostacolo (dislivello) superabile	Caricabatterie	Ruote	Pedane	Schienale	Batterie
40	6	630 W	fino a 12 cm	da 6 Ah	anteriori 8" (200 x 50) PU SOFT a sezione maggiorata, posteriori 12" 1 ½ PU SOFT a sezione maggiorata, con parafranghi, per circolazione esterna in caso di pioggia o strade dissestate	gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza	parte superiore pieghevole, con sistema a levetta, per facilitare il trasporto in auto	2 da 12 V/55 Ah ad acido assorbito

COLORE

Nero



DISPOSITIVO DI TRAZIONE ELETTRICO



Ruote gemellari progettate per trasportare 136 Kg (peso utente più carrozzina) e in grado di lavorare anche su dislivelli Attacco semplice da applicare su qualsiasi carrozzina (sino ad un massimo di larghezza di cm 50 .Possibilità di marcia anteriore e retromarcia. Leggero, permette di essere portato da qualsiasi parte



CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Autonomia: 16 Km
- Velocità massima: Km/h 5,5
- Motore: DC 12V, 90W / 280W
- Batteria: 12 V / 20 Ah
- Caricabatteria: 3 Ah
- Ruote: 2 da 20 cm di diametro in PU SOFT
- Portata massima: kg 136
- Dispositivo smontabile
- Dimensioni: cm 44 x 25 x 29,5
- Peso della base: kg 7,7
- Peso totale: kg 14
- Peso della batteria: kg 6,3
- Codice: 855000



Comodo sistema di aggancio rapido



Comando con regolazione velocità, indicatore autonomia, clacson e selettore marcia avanti e retro



Leggero e compatto, permette di essere portato da qualsiasi parte



Adattabile a qualsiasi carrozzina con larghezza massima dei punti di aggancio di 50 cm

CARROZZINA FREE HOME

LIBERTÀ DI MOVIMENTO



LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Carrozzina elettronica leggera e compatta, ideata prevalentemente per uso interno. Telaio in acciaio verniciato epossidico, carenatura in ABS . Struttura leggera di facile montaggio e smontaggio per un agevole trasporto e carico nel baule dell’ auto.

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Autonomia 15 km circa
- Velocità 6 km/h
- Struttura leggera di facile montaggio/ smontaggio per trasporto e carico nel baule dell’auto
- Sedile regolabile in altezza e girevole a 360°
- Schienale abbattibile
- Ruotine antiribaltamento
- 2 Batterie da 12V - 1.5Ah gel
- Caricabatterie 1.5Ah

DATI TECNICI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza sedile da terra	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza totale	Distanza sedile pedana	Peso incluse batterie	Portata massima
Cod. - cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
855301 - 46	38	46	46-53	56	90	92	33-43	45	114

Autonomia (km)	Velocità (km/h)	Potenza motore	Ostacolo (dislivello) superabile	Caricabatterie	Ruote	Pedane	Schienale	Batterie
15	6	300 W	fino a 4 cm	da 1,5 Ah	anteriori : PU soft da 15 x 5 cm, posteriori: PU soft da 200 x 7,5 cm	unica, ribaltabile, regolabile in inclinazione	ribaltabile	2 da 12 V - 15 Ah in gel

COLORE

Nero



Telaio smontabile in due parti



Schienale, sedile e braccioli in similpelle lavabile



Braccioli regolabili in altezza, larghezza e inclinazione, ribaltabili ed estraibili



Ruote anteriori PUR soft 15 x 5 cm



Ruote posteriori PUR soft 200 x 7,5 cm



Pedana ribaltabile, regolabile in inclinazione



CARROZZINA OVERLAND

SOLIDITÀ IN VIAGGIO



Portata massima:
206
KG

SOLIDITÀ IN VIAGGIO

Telaio in acciaio verniciato epossidico, carenatura in ABS. Realizzata per uso esterno, munita di 6 ruote, con trazione sulle ruote centrali da 12" che garantiscono grande stabilità. Di struttura particolarmente solida, è ideale per le persone estremamente robuste e/o obese e per utilizzo anche su terreni difficili e sconnessi

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Piatto pedana ribaltabile, regolabile in inclinazione e calpestabile
- Freno elettromagnetico
- Raggio di sterzata 53 cm
- Massimo ostacolo o dislivello superabile 5,5 cm ca
- Massima pendenza superabile 8°
- Batterie da 12V - 55 Ah AGM ad acido assorbito
- Sospensioni attive indipendenti sulle singole ruote e barra di torsione per terreni sconnessi

DATI TECNICI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza sedile da terra	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza totale	Distanza sedile pedana	Peso incluse batterie	Portata massima
Cod. - cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
855007-51	46	51	56-59	66	101	127	46-51	96	206

Autonomia (km)	Velocità (km/h)	Potenza motore	Ostacolo (dislivello) superabile	Caricabatterie	Ruote	Pedane	Schienale	Batterie
32	8	575 W	fino a 5,5 cm	da 6 Ah	anteriori 6" x 2" PU, ruote motrici posteriori 12" pneumatiche, ruote posteriori 6" x 2" PU	unica, ribaltabile, regolabile in inclinazione	anatomico, imbottito, alto con appoggiatesta per il massimo del comfort, rivestimento ignifugo	2 da 12 V / 60 Ah ad acido assorbito

COLORE

Nero



Munita di impianto di illuminazione



Sedile imbottito ed anatomico, in sky, regolabile in altezza, Rivestimento ignifugo



Schienale imbottito ed anatomico, in sky, reclinabile, ribaltabile, dotato di appoggiatesta. Rivestimento ignifugo



Braccioli imbottiti regolabili in larghezza, altezza, inclinazione, ribaltabili ed estraibili



Ruote motrici centrali da 12" pneumatiche



Ruote anteriori e posteriori da 6" x 2" PUR



ANTIDECUBITO

UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI PER LA PREVENZIONE DEL DECUBITO

Offriamo una vasta gamma di soluzione per la prevenzione del decubito. I cuscini a bolle d'aria Komet air 1 e Komet air 2 sono ideali per i pazienti che necessitano di un'elevata protezione. I cuscini Funke sono realizzati in schiuma di poliuretano rappresentano la soluzione ideale per la profilassi e la terapia antidecubito fino al 4° grado (EPUAP). Infine i cuscini con supporto in gel sono le soluzioni per una media prevenzione.



DATI TECNICI A CONFRONTO	Cuscini in schiuma celle aperte					Cuscini ad aria	
							
	GEL SEAT	GEL SEAT CLINIC	X SEAT	XSEAT CLINIC	X SEAT LIGHT	KOMET AIR 1	KOMET AIR 2
Struttura	in schiuma di poliuretano espanso a 2 strati iper-elastici. Base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in schiuma di gel ad effetto raffreddamento (CELTOUCH Technology)	in schiuma di poliuretano espanso a 2 strati iper-elastici. Base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in foam visco elastico (HR-Foam)	in schiuma di poliuretano espanso a 2 strati iper-elastici. Base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in foam visco elastico (HR-Foam)	in schiuma di poliuretano espanso a 2 strati iper-elastici. Base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in foam visco elastico (HR-Foam)	in schiuma di poliuretano espanso a 2 strati iper-elastici. Base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in foam visco elastico	In PVC con micro inter-scambio, 1 valvola	In PVC con micro interscambio, 2 valvole
Accessori	fodera	fodera	fodera	fodera	fodera	fodera, pompa di gonfiaggio	fodera, pompa di gonfiaggio
Altezza (cm)	8	8	8	8	5	6 e 10	6 e 10
Dimensioni disponibili (cm)	38 x 40; 40 x 40; 42 x 40; 45 x 42; 48 x 42; 51 x 44	38 x 40; 40 x 40; 40 x 42; 45x42; 48 x 42; 51 x 44	38 x 40; 40 x 40; 42 x 40; 45 x 42; 48 x 42; 51 x 44	38 x 40; 40 x 40; 40 x 42; 45 x 42; 48 x 42; 51 x 44	38 x 40; 40 x 40; 40 x 42; 45 x 42; 48 x 42; 51 x 44	36 x 36; 40 x 40; 46 x 40; 50 x 46; 55,5 x 51	36 x 36; 40 x 40; 46 x 40; 50 x 46; 55,5 x 51
Portata max (kg)	120	120	120	120	120	180	180
Fodera	fodera removibile MESH 3	fodera removibile MESH 3	fodera removibile MESH 3	fodera removibile MESH 3	fodera removibile MESH 3	ignifuga	ignifuga
Livello di rischio	alto	alto	alto	alto	basso	alto	alto

DATI TECNICI A CONFRONTO	Cuscini con supporto in gel				
					
	FLUGEL	COMPACT	KOMET GEL	FLOWSET	FLUID BASE
Struttura	in poliuretano espanso integrato con fluidi auto modellanti (LAVAGEL)	in viscoelastico compatto integrato con fluidi auto modellanti in gel di silicone	in viscoelastico compatto	con base anatomica integrata con fluidi auto modellanti (LAVAGEL)	con base anatomica integrata con fluidi auto modellanti (LAVAGEL)
Accessori	fodera	fodera	fodera	fodera	fodera
Altezza (cm)	5	4	2	6	6
Dimensioni disponibili (cm)	40 x 40; 45 x 40	40 x 40; 45 x 40	40 x 40; 45 x 40	40 x 40; 43 x 40; 45 x 40	40 x 40; 43 x 40; 45 x 40
Portata max (kg)	120	120	?	?	?
Fodera	fodera in cotone	fodera in cotone	fodera in cotone	fodera in cotone	fodera in cotone
Livello di rischio	medio	medio	medio	medio	medio

ANTIDECUBITO





I cuscini in fibra cava siliconata sono un primo supporto per una bassa prevenzione, alleggeriscono i picchi di pressione assicurando confort di seduta

DATI TECNICI A CONFRONTO	Cuscini in fibra cava siliconata		
			
	CLASSIC	ECO 3	CON FORO ANATOMICO
Struttura	in fibra cava siliconata ad alto denaraggio, superiori a 15 den diametro filo 64 mm	in fibra cava siliconata ad alto denaraggio, superiori a 15 den diametro filo 64 mm	in fibra cava siliconata ad alto denaraggio, superiori a 15 den diametro filo 64 mm
Altezza (cm)	10	10	10
Dimensioni disponibili (cm)	45 x 45; 40 x 40	42 x 42	42 x 42
Portata max (kg)	90	90	90
Fodera	fodera in cotone	fodera in cotone	fodera in cotone
Livello di rischio	basso	basso	basso



LA QUALITÀ MEDICALE INCONTRA LA PROTEZIONE AMBIENTALE 4.0



I materassi FUNKE GREENLINE© hanno inferiori emissioni di CO2 in confronto ai materassi convenzionali per la terapia antidecubito (materassi in schiuma standard o materassi a pressione alternata), offrendo soluzioni per la prevenzione del decubito di medio e alto rischio

DATI TECNICI A CONFRONTO	Materassi ventilati in espanso			
				
	HYPERFOAM PLUS CLINIC	HYPERFOAM VISCO CLINIC	HYPERFOAM 2 CLINIC	MAXX 250 CLINIC
Struttura	in schiuma di poliuretano espanso a 2 strati iper-elastici, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto	a 2 strati: strato superiore in schiuma viscoelastica (memory foam), strato inferiore in schiuma di poliuretano con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto	in schiuma di poliuretano espanso a 3 strati , con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto	in schiuma di poliuretano espanso a 3 strati, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto
Altezza (cm)	14	14	15	18
Dimensioni disponibili (cm)	200 x 90 x 14	200 x 90 x 14	200 x 90 x 15	200 x 90 x 18
Portata max (kg)	140	140	150	250
Fodera	in PU-TEX	in PU-TEX	in PU-TEX	in PU-TEX
Livello di rischio	medio	medio	alto	alto

ANTIDECUBITO

MATERASSI PER LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DEL DECUBITO CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE

Materassi dotati di funzione di evacuazione, è possibile evacuare i pazienti rapidamente e facilmente senzattrasferirli su teli di trasferimento o barelle.Sono caratterizzati da un sistema di cinghie di fissaggio e maniglieche consentono ad un solo operatore di spostare rapidamente il paziente col materasso in caso d'incendio, anche attraverso rampe di scale.

DATI TECNICI A CONFRONTO	Materassi ventilati in espanso funz. evaquazione			
				
	EVA Q PRO	EVA Q PRO VISCO	EVA Q PRO II	EVA Q PRO XL
Struttura	in schiuma di poliuretano espanso a 2 strati iper-elastici, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto	a 2 strati: strato superiore in schiuma viscoelastica (memory foam), strato inferiorein schiuma di poliuretano con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto	in schiuma di poliuretano espanso a 3 strati, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto	in schiuma di poliuretano espanso a 3 strati, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto
Accessori	2 cinture di fissaggio paziente a sgancio rapido e di 8 maniglie per lo spostamento/trascinamento	2 cinture di fissaggio paziente a sgancio rapido e di 8 maniglie per lo spostamento/trascinamento	2 cinture di fissaggio paziente a sgancio rapido e di 8 maniglie per lo spostamento/trascinamento	2 cinture di fissaggio paziente a sgancio rapido e di 8 maniglie per lo spostamento/trascinamento
Altezza (cm)	14	14	15	15
Dimensioni disponibili (cm)	200 x 90 x 14	200 x 90 x 14	200 x 90 x 15	200 x 90 x 18
Portata max (kg)	120	120	120	250
Fodera	in PU-TEX	in PU-TEX	in PU-TEX	in PU-TEX
Livello di rischio	medio	medio	alto	alto

KIT ANTIDECUBITO ME 550



"Kit ME 550 completo di compressore ME 550 con regolatore diflusso e materassino a bolle d'aria Press mod. "Bubble". Ausilio destinato a persone con limitazioni motorie, di prolungata immobilità a letto e con rischio di insorgenza di ulcerazioni cutanee. Concepito per la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I, favorisce un massaggio continuo- alternato al paziente allettato, favorendo una riduzione della pressione ed una buona circolazione dell'aria

MATERASSO PRESS A BOLLE D'ARIA MODELLO "BUBBLE"

- Materiale: PVC (W/EN-71) termo saldato, atossico (trattato antibatterico)
- Dimensione: 200 x 90 x 7 cm (gonfiato)
- Numero celle: 130
- Spessore: > 0.3 mm
- Portata massima: 135 Kg
- Peso: 2 Kg. ca



COMPRESSORE ME 550


- Tensione e frequenza: AC 220V/50Hz
- Potenza assorbita: ≤10W
- Aria in uscita: 6-7 lt./min.
- Range di pressione: 40 - 100 mmHg
- Ciclo (durata): 6 minuti con il materasso Press mod. "Bubble"
- Rumorosità: 33 ~ 34 dB (A)
- Peso apparecchio: Kg. 0,95 ca.
- Dimensioni: 25 x 12 x 10 cm
- Cavo di alimentazione: 180 cm ca.
- Certificazioni: Rohs/CA-117/EM-71

ANTIDECUBITO

LINEA DI AUSILI DI POSIZIONAMENTO POSIMED

Vasta gamma di ausili per il posizionamento per la prevenzione di lesioni in soggetti valutati a rischio o portatori di lesioni da pressione. Le cuciture dei diversi dispositivi sono saldate ad ultrasuoni per assicurare il massimo comfort e le imbottiture in microsfere si adattano alla morfologia corporea, alleviando e riducendo la pressione.


DATI TECNICI A CONFRONTO	Posimed				
					
	CUSCINO UNIVERSALE	CUSCINO DI POSIZIONAMENTO TALLONI	CUSCINO DI POSIZIONAMENTO DEGLI AVAMBRACCI	CUSCINO ABDUZIONE	CUSCINO CILINDRICO
Descrizione	ausilio di posizionamento multifunzionale	ausilio di posizionamento per il mantenimento dei talloni	ausilio di posizionamento per il mantenimento degli avambracci	ausilio per posizionare il ginocchio, la caviglia e l'epicondilo	ausilio per sostenere e posizionare ginocchio, collo e altre parti del corpo
Dimensioni disponibili (cm)	56 x 40; 37 x 26	39 x 21 x 8	39 x 21 x 8	60 x 35	60 x 21

DATI TECNICI A CONFRONTO	Posimed			
				
	CUSCINO ABDUZIONE ANCA	CUSCINO DI POSIZIONAMENTO 30°	CUSCINO A SEMICERCHIO	PROTEGGI TALLONE
Descrizione	ausilio per il posizionamento dell'anca - riduce il rischio di dislocazione della protesi d'anca	ausilio per il mantenimento della posizione a 30°, con cuscino integrato	ausilio per il supporto della parte superiore del corpo	dispositivo antidecubito per la protezione del tallone
Dimensioni disponibili (cm)	35 x 28 x 14	170 x 74; 182 x 54	137 x 80	25 x 23 x 35



I cuscini POSIMED® sono cuscini di posizionamento in diverse forme e dimensioni, per la prevenzione e il trattamento di ulcere da pressione. Con i vari ausili di posizionamento, il paziente può essere spostato marginalmente e la distribuzione della pressione ben bilanciata consente al paziente di sdraiarsi in una posizione rilassata e che allevia la pressione. L'obiettivo è di ridurre al minimo la durata e l'intensità della pressione.

ESEMPI DI POSIZIONAMENTO

Posiziona laterale a 30°		
Protezione del tallone		
Posizione semi-seduta		
Posizione prona		

Per il bagno offriamo diverse soluzioni: dai rialzi, ai seggiolini e alle sedie da doccia e wc per poter rispondere a tutte le esigenze della persona.

DATI TECNICI A CONFRONTO

					
	Seggiolino doccia regolabile con braccioli	Sedile doccia regolabile con schienale	Rialzo stabilizzante 3 in 1 (4pz)	Seggiolino doccia rotondo girevole	Seggiolino girevole per vasca
Codice	855990	855991	855995	856038	857109
Larghezza totale (cm)	50	50	63	35	69
Altezza (cm)	da cm 56 a cm 70	da cm 72 a cm 85	da cm 67 a cm 80	da cm 43 a cm 53	38 (schienale)
Portata massima (kg)	100	100	155	114	116
Peso (kg)	2,7	3,4	5	3	9
Larghezza sedile (cm)	45	45	36	32	40,5
Profondità sedile (cm)	34	34	45	35	36,5
Materiale	In duralluminio anodizzato anticorrosione, seduta in PVC atossico	In duralluminio anodizzato anticorrosione, seduta in PVC atossico	Struttura in duralluminio ad alta resistenza	Strutura in duralluminio an corrosione, sedile in PP	In acciaio inox 18-8 laccato con polvere epossidica anti-corrosione, ad alta resistenza
Altre informazioni	Braccioli estraibili,tappi antiscivolo	Braccioli estraibili,tappi antiscivolo	Braccioli con imbottitura morbida, tappi antiscivolo	Sedile con disposi vo ruotante, tappi antiscivolo	Il sedile dispone di appositi fori per il drenaggio dell'acqua



DATI TECNICI A CONFRONTO

						
	Rialzo WC con coperchio (10)	Rialzo WC con coperchio (15)	Rialzo WC (10)	Rialzo WC (15)	Rialzo WC con braccioli ribaltabili (10)	Rialzo WC con braccioli ribaltabili (15)
Codice	856101	856102	856500	856501	857114	857115
Altezza (cm)	10	15	10	15	10	15
Portata massima (kg)	100	100	150	150	114	114
Materiale	In PVC ad alta resistenza	In PVC ad alta resistenza	In PVC ad alta resistenza	In PVC ad alta resistenza	In PVC ad alta resistenza	In PVC ad alta resistenza
Altre informazioni	Coperchio	Coperchio	Senza coperchio	Senza coperchio	Braccioli ribaltabili con imbottiture soff, schienale	Braccioli ribaltabili con imbottiture soff, schienale

BAGNO



DATI TECNICI A CONFRONTO



	Rialzo WC comfort seat (6)	Rialzo WC comfort seat (9)	Rialzo WC comfort seat (12)	Rialzo WC comfort seat XL
Codice	856505	856506	856510	856518
Altezza (cm)	6	9	12	12
Profondità (cm)	37	37	37	42
Larghezza interna (cm)	21	20	2	18
Larghezza esterna (cm)	31	32	32	39
Portata massima (kg)	112	112	112	300 (compatibilmente con la resistenza del WC)
Materiale	in EVA (miscela plastificata di PVC in granuli), drorepellente - atossico - antibatterico - antimuffa - antiodore	in EVA (miscela plastificata di PVC in granuli), drorepellente - atossico - antibatterico - antimuffa - antiodore	in EVA (miscela plastificata di PVC in granuli), drorepellente - atossico - antibatterico - antimuffa - antiodore	in EVA (miscela plastificata di PVC in granuli), drorepellente - atossico - antibatterico - antimuffa - antiodore
Altre informazioni	Prodotto innovativo per la praticità di impiego. Le ventose sulla base garantiscono un'applicazione solida e stabile su vasi, bidet e vasche da bagno.			

DATI TECNICI A CONFRONTO

				
	Sedia da comodo con ruote	Sedia da doccia pieghevole - richiudibile su ruote	Sedia da doccia blu line	Sedia da doccia blu line 2
Codice	855751	856035	856201	856202
Larghezza totale (cm)	55,5	54	cm 56 a cm 66	cm 56 a cm 69 (secondo larghezza seduta)
Altezza (cm)	95	49 (seduta da terra)	98	98
Portata massima (kg)	136	114	160	160
Larghezza sedile (cm)	45	41	44	44 (su richiesta 40/50/55)
Profondità sedile (cm)	43	42	42	40
Materiale	Telaio in acciaio laccato epossidico, antiruggine e anticorrosione	Telaio in acciaio di alta qualità, laccato epossidico anticorrosione, di colore bianco	Telaio in alluminio (Duralluminio 6061) verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione	telaio in duralluminio verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione
Altre informazioni	Sedile rigido in PU SOFT imbottito, idrorepellente, amovibile. Schienale, abbattibile, in skay imbottito idrorepellente. Braccioli ribaltabili con imbottitura PU SOFT per appoggio braccia	Sedile con apertura anatomica e schienale ergonomici in plastica ABS di alta qualità. Diametro ruote mm 100 (posteriori con freno)	Schienale e sedile rigidi imbottiti in PU SOFT idrorepellente. Braccioli ribaltabili posteriormente con imbottitura di appoggio realizzata in PU SOFT. Appoggiapiedi regolabili in altezza, ribaltabili lateralmente ed estraibili. Dispositivo WC estraibile posteriormente dotato di coperchio, lavabile e disinfettab	Schienale e sedile rigidi, imbottiti in PU SOFT idrorepellente, estraibili. Braccioli ribaltabili posteriormente con imbottitura di appoggio realizzata in PU SOFT. Appoggiapiedi regolabili in altezza, ribaltabili lateralmente ed estraibili. Dispositivo WC estraibile posteriormente, dotato di coperchio, lavabile e disinfettabile. : 24"x 1 3/8" posteriori estraibili in PU SOFT e Nr 4 ruote da 5" (mm 127) posteriori con freno ed anteriori senza freno

REHASENSE ITALY SRL
VIALE DELLE INDUSTRIE 5
20044 ARESE (MI) ITALY
☎ **+39.02.99 77 08**
✉ **INFO.ITALY@REHASENSE.COM**

REHASENSE DEUTSCHLAND GMBH
STERNBERGER STRASSE 12,
32699 EXTERNAL,
GERMANY
☎ **+49 5262 5709326**
✉ **INFO@REHASENSE.COM**

REHASENSE DENMARK
GLARMESTERVEJ 16 A, ST. TV.
8600 SILKEBORG,
DENMARK
☎ **+49 176 588 788 01**
✉ **INFO@REHASENSE.COM**

REHASENSE UK
UNIT 5, GUILFORD ROAD
INDUSTRIAL ESTATE
HAYLE, CORNWALL, TR27 4BA
UNITED KINGDOM
☎ **+44 (0) 333 220 0704**
✉ **UKADMIN@REHASENSE.COM**

REHASENSE SP. Z O.O.
SULEJOWSKA 45G
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
POLAND
☎ **+48 880 331 272**
✉ **INFO@REHASENSE.COM**

REHASENSE BENELUX
MARKEWEG 81
8398GM BLESIJKE,
NETHERLANDS
☎ **+31 653 837 211**
✉ **INFO@REHASENSE.NL**

REHASENSE SVERIGE AB
POLHEMSGATAN 28, SE-392 39 KALMAR
SWEDEN
☎ **+46 722 325 090**
✉ **MATS.LAVEBORN@REHASENSE.COM**

REHASENSE CHINA
NO.289, WENGJIAO ROAD
XINYANG INDUSTRIAL AREA
361022 HAICANG, XIAMEN,
CHINA
☎ **+86 592 688 4014**
✉ **EVELYN.CHEN@REHASENSE.COM**

REHASENSE KOREA
1F. 338-46, DONGBUSUNHWAN-RO,
WONJU-SI 26454 GANGWON-DO,
REPUBLIC OF KOREA
☎ **+82 070 4216 3429**
✉ **JONGSUNG.KIM@REHASENSE.COM**

REHASENSE NEW ZEALAND
UNIT 4, 260 APIRANA AVENUE
GLEN INNES, AUCKLAND, 1072,
NEW ZEALAND
☎ **+09 555 3111**
✉ **NZ-INFO@REHASENSE.COM**

REHASENSE MOBILITY CANADA LTD
56 CHURCHILL DRIVE, UNIT # 5&6
BARRIE, ONTARIO, L4N8Z5
CANADA
☎ **+1 249 388 3197**
✉ **INFO.CANADA@REHASENSE.COM**

REHASENSE USA
1208 N. INDEPENDENCE BLVD.
ROMEVILLE IL. 60446, USA
☎ **+1 630 756 3145**
✉ **INFO-USA@REHASENSE.COM**

REHASENSE MENA
QETAF MEDICAL EST
3599 PRINCE MOHAMMED BIN
ABDULAZIZ ST,
SAUD LANGAWI CENTER, AL ANDALUS
JEDDAH 23326,
SAUDI ARABIA
☎ **+96 650 664 1993**
✉ **SALES-MIDDLE-EAST@REHASENSE.COM**

REHASENSE COLOMBIA
CALLE 171 # 21 A 47
BARRIO LA URIBE, BOGOTÁ
COLOMBIA
☎ **+57 3153118652**
✉ **IVANUMANA@REHASENSECOLOMBIA.COM**

REHASENSE AUSTRALIA PTY LTD
☎ **+61 475 856 207**
✉ **WERNER.PETZER@REHASENSE.COM**



Il sistema di Qualità Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come da certificazione TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense sono marcati CE e rispettano i requisiti della Direttiva Europea 2017/745 (MDR)

Copyright Rehasense® 2025



VI-2025