

SCHEMA TECNICA - ROLLATOR - SPACE CF

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.06.09.003		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	LRBLL60UK - Nr: 2523986/R LRCGL60UK - Nr: 2523989/R LRSGM55UK - Nr: 2523992/R LRCGM55UK - Nr: 2523994/R LRBLM55UK - Nr: 2523996/R	LRACL60RE - Nr: 2795368/R LRACM55RE - Nr: 2795369/R LRHFL60RE - Nr: 2795372/R LRHFM55RE - Nr: 2795374/R LRHTL60RE - Nr: 2795375/R	LRHTM55RE - Nr: 2795376/R LRRPL60RE - Nr: 2795377/R LRRPM55RE - Nr: 2795378/R LRZBL60RE - Nr: 2795379/R LRZBM55RE - Nr: 2795380/R
CND	Y122109		

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator SPACE LX combina un design intuitivo, linee pulite e leghe di materiali altamente performanti. Il telaio leggero lo rende molto agevole da spingere, sollevare e spostare, sia internamente che esternamente. Fascia schienale e portabastoni incluso.
Disponibile in due taglie.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	- Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole. - Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi - Maniglie di spinta regolabili in altezza a posizione multipla - Freni di marcia e posizione a leva chiusa - Ruote 200X35 cm antifuoristrada con gomma morbida - Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza - Appoggipiedi separati in plastica - Portata massima 150 Kg - Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe". - Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator. - Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie. - Dotato di schienale. - Dotato di porta bastone. - Tanti colori e fantasie → 

DIMENSIONI

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	6.1 kg	fino a 150 kg	62 cm	46 cm	22cm	62 cm	56 cm	80 - 102 cm
Medium	6.0 kg		55 cm					72 - 85 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	- LRBLL60UK - Blu -L - LRCGL60UK - Champagne -L - LRSGM55UK - Grigio - M - LRCGM55UK -Champagne -M - LRBLM55UK - Blu -M - LRACL60RE - Nuvola - L - LRACM55RE - Nuvola - M - LRHFL60RE - Fiori - L - LRHFM55RE - Fiori - M - LRHTL60RE - Ghepardo - L - LRHTM55RE - Ghepardo - M - LRRPL60RE - Peonia R. - L - LRRPM55RE - Peonia R. - M - LRZBL60RE - Zebra - L - LRZBM55RE - Zebra - M
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	- Campanello - Luci di posizione - Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) - Seduta imbottita - Borsa per il trasporto
GARANZIA	8 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.