

ECO TRAVEL

IL TUO BIGLIETTO PER UNA MOBILITÀ SENZA SFORZO

- MANUBRIO PIEGHEVOLE
- DOPPIO SISTEMA FRENANTE
- 5 COLORI
- CUSTODIA PER IL TRASPORTO DISPONIBILE*



* controlla le opzioni e i modelli disponibili nella tabella



Il sistema di gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TUV NORD. I dispositivi medici di Rehasense sono marcati CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR). I dispositivi medici di Rehasense sono marcati UKCA e soddisfano i requisiti delle normative MHRA.



VI-2025

Salvo errori e omissioni

RMFTALLEN0

ECO TRAVEL

VIAGGIA IN MODO SMART!



REHASENSE

**NUOVO
PRODOTTO**



www.rehasense.it

ECO TRAVEL

COMPATTO E IDEALE PER I VIAGGI

Rehasense ECO TRAVEL è un kit di motorizzazione per carrozzine che cambia le carte in tavola per chi cerca di migliorare la propria mobilità in viaggio. Progettato specificamente per i viaggi (e in particolare per gli spostamenti in aereo), è il kit di motorizzazione più leggero della nostra gamma, che offre una praticità e una facilità di trasporto senza pari. ECO TRAVEL trasforma senza sforzo la vostra carrozzina in un compagno potente e facile da manovrare, perfetto sia per i viaggi brevi che per quelli più lunghi. Leggero e portatile è progettato per viaggiare facilmente in aereo. È dotato di batteria ad alta capacità, cavalletto, e manubrio tetra (su richiesta). È possibile scegliere tra le due versioni ECO TRAVEL STANDARD (Bx) o ECO TRAVEL ADVANCED (Lx).

CONFIGURAZIONE FACILE E OTTIME PRESTAZIONI

- **Installazione facile e veloce:** il sistema di montaggio modulare non richiede supporti pre-montati, consentendo un'installazione senza problemi
- **Comfort personalizzabile:** Le impostazioni sono semplici e di facile utilizzo, tra cui la regolazione dell'altezza e della lunghezza del manubrio, assicurando un comfort di seduta e di guida ottimale
- **Autonomia della batteria senza pari:** la maggior autonomia presente sul mercato di questa categoria - fino a 45 km con la batteria di serie (per il trasporto aereo)
- **Stabile e sicuro:** fissaggio a 2 morsetti sul telaio anteriore

COMPATIBILITÀ

- Può essere utilizzato con carrozzine manuali rigide e pieghevoli, nonché con modelli con pedane rimovibili (su richiesta)
- Può essere montato su quasi tutti i modelli di carrozzine presenti sul mercato*
- Compatibile con telai con larghezza compresa tra 210 e 480 mm

AGGANCIO E SGANCIO

Sperimentate la configurazione più veloce del mercato: rapida e senza sforzo, in pochi secondi sarete pronti a guidare

SICUREZZA

- Doppio sistema frenante (freni a tamburo e freni elettronici)
- Il sistema di traiettoria assistita rende la guida sicura e confortevole

*Si sconsiglia l'uso di ECO TRAVEL con carrozzine in fibra di carbonio. Rehasense non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni.

Standard (Bx)

Advanced (Lx)

COLORE
Nero



Verde Arancione Blu Rosso Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Manubrio pieghevole integrato.



Doppio sistema frenante (freni a tamburo e freni elettronici).



Il sistema di montaggio modulare non richiede supporti premontati, consentendo un'installazione senza problemi.

DATI TECNICI



	STANDARD Bx	ADVANCED Lx
Peso totale	12,88 kg	13,86 kg
Peso trasporto	7,9 kg	8,88 kg
Portata max.	110 kg	
Diametro ruota	8"/200 mm	
Potenza del motore	250 W	350 W
Potenza massima	576 W	
Coppia massima del motore	19 Nm	24 Nm
Modalità di velocità	2 velocità	3 velocità
Velocità massima	Fino a 15 km/h	Fino a 20 km/h
Pendenza max superabile	Fino a 10% (6°)	
Batteria	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	
Autonomia	Fino a 45 km	
Schermo	1.34" LCD bianco/nero	1.81" LCD, a colori
• Opzioni di settaggio	No	Si
• Linguaggio	Inglese	Inglese
• Controllo della velocità di crociera	No	Si
• Freno del motore (CLC)	No	Si
• Funzione WALK	No	Si
Colori/Personalizzazioni	Solo Nero	Verde, Arancione, Blu, Rosso, Nero
Manubrio fisso-pieghevole	Fisso	Pieghevole
Attacco manubrio	100 mm, lunghezza fissa	Lunghezza regolabile (180-250 mm) e facilmente regolabile (senza utilizzo di attrezzi)
Cavalletto	Semplice	Con ruote incluse
Borsa da viaggio	Disponibile come accessorio	Inclusa

Ci riserviamo il diritto di modificare queste informazioni.

**ECO
TRAVEL
SMART
CASE**



Vi presentiamo la custodia

Eco Travel Smart! Con interni su misura, imbottitura antiurto e materiale in tela leggera, rende il trasporto del vostro Eco Travel sicuro. Pratica e resistente, ti accompagna in ogni spostamento, che sia un viaggio breve o una lunga avventura.

Altezza: 74 cm
Larghezza: 51 cm
Profondità: 36 cm
Peso totale: 13,86 kg
Borsa da viaggio
incl. EPE: 8.6 kg
Caricabatterie
e strumenti: 1 kg
Totale: 23,46 kg

Interni
sagomati

