

SCHEDA TECNICA - ECO TRAVEL

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.24.09.015
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	cod.RET08BKA00 : 2851853/R cod: RET08GRA00: 2851856/R cod: RET08BLA00: 2851920/R cod: RET08ORA00: 2851919/R cod: RET08REA00: 2851921/R cod.RET08BKS00 : 2851854/R
CND	Y122409

IMMAGINE ARTICOLO



DESCRIZIONE GENERALE

Rehasense ECO TRAVEL è un kit di motorizzazione per carrozzina ad autospinta, leggero e portatile è progettato specificamente per i viaggi, in particolare per i viaggi in aereo in quanto può essere riposto nelle capelliere. E' l'unità di propulsione aggiuntiva più leggera della nostra gamma.

INSTALLAZIONE e PERFORMANCE: facile da montare attraverso i 2 morsetti che si agganciano anteriormente al telaio della carrozzina, consentendo un'installazione semplice. Le impostazioni sono semplice e di facile utilizzo, tra cui la regolazione dell'altezza e della lunghezza, assicurando un comfort di seduta e una guida ottimale. Dotato di manubrio che può piegarsi per essere facilmente riposto.. Ha l'autonomia maggiore sul mercato (di questa categoria): fino a 45 Km con la batteria di serie Il display è LCD

COMPATIBILITA' : può essere utilizzato con carrozzine manuali rigide e pieghevoli, nonchè non i modelli di carrozzina con pedane rimovibili. Può essere montato su quasi tutti i modelli di carrozzina presenti sul mercato* e copre telai di larghezza compresa tra i 220 e i 480 mm.

SICUREZZA: doppio sistema frenante (freno a tamburo e freno elettromagnetico), inoltre prevede un sistema di monitoraggio intelligente per evitare qualsiasi situazione spiacevole. Il sistema di traiettoria assistita garantisce una maggiore sicurezza durante la guida.

VERSIONI: presente in due versioni STANDARD (BX) e AVANZATO (LX).

*si sconsiglia l'uso di ECO TRAVEL con carrozzine in fibra di carbonio.

DATI TECNICI

	STANDARD	AVANZATO
Peso totale	13 kg	14 kg
Peso trasporto	8 kg	9 kg
Portata max.	110 kg	
Diametro ruota	8"/200 mm	
Puissance moteur	250 W	350 W
Coppia massima del motore	19 Nm	24 Nm
Modalità di velocità	2 vitesses	3 vitesses
Velocità massima	Fino a 15 km/h	Fino a 20 km/h
Pendenza max superabile	Fino a 10% (6°)	
Batteria	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	
Autonomia	Fino a 45 km	
Schermo	1.34" LCD black/white	1.81" LCD, color
• Opzioni di settaggio	No	Si
• Linguaggio	solo inglese	multilingua
• Controllo della velocità di crociera	No	Si
• Freno del motore (CLC)	No	Si
• Funzione WALK	No	Si
Colori/Personalizzazioni	solo Nero	Verde, Arancione, Blu, Rosso, Nero
Manubrio fisso-pieghevole	Fisso	Pieghevole
Attacco manubrio	100 mm, lunghezza fissa	lunghezza regolabile (180-250 mm) e facilmente regolabile (senza utilizzo di attrezzi)
Cavaletto	semplice	Con ruote incluse
Borsa da viaggio	Disponibile come accessorio	Inclusa

COLORI DISPONIBILI

VERSIONE STANDARD (BX)



VERSIONE AVANZATO (LX)



Verde Arancione Blu Rosso Nero

INFO UTILI			
CODICE PRODOTTO	AVANZATO NERO:	AVANZATO VERDE:	AVANZATO BLU:
	RET08BKA00	RET08GRA00	RET08BLA00
	STANDARD NERO:	AVANZATO ARANCIONE:	AVANZATO ROSSO:
	RET08ORA00	RET08REA00	
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1		
ACCESSORI			
GARANZIA	2 anni		
CONFORMITÀ			
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.			

