



REHASENSE

LINEA BASE

ICON 30BX

INNOVATIVA E PRATICA



ICON 30BX

INNOVATIVA E PRATICA

LINEA BASE



Configurazione illustrata:
versione standard con ruote posteriori da 24".

ICON 30 BX è una delle nostre carrozzine della linea base che offre praticità di trasporto e stoccaggio, grazie alla robusta struttura a crociera, alla maneggevolezza e alla facilità di trasporto. È dotata di poggiamambe removibili e regolabili in altezza, braccioli smontabili e regolabili in altezza.

Disponibile anche nella versione da transito, ruote da 12"

CARATTERISTICHE

- Tela schienale e tela sedile in nylon per offrire il massimo comfort
- Ruota posteriore da 24" in PU, copertone nero
- Ruota anteriore da 8" in PU, copertone nero
- Disponibile con sedute 40 - 42 - 45 - 47 - 50 (su richiesta misure 35-37-53-57-61 cm -ordine min. 25 pz)
- Doppia crociera a partire dalla misura 50 cm
- Ruotine passaggi stretti
- Maniglie di spinta
- Cuscino con fodera in nylon di serie
- Sistema di regolazione inclinazione della forcella delle ruote anteriori

POSSONO ESSERE FORNITE, OPTIONAL:

- Ruotine antiribaltamento
- Pedane elevabili
- Supporto per amputati
- Freni per accompagnatore
- Portaflebo
- Poggiatesta
- Supporti laterali
- Tavolino
- Ombrellino
- Portastampelle

COLORE

Champagne

Codice Nomenclatore 12.22.03.006 (autospinta)

Codice Nomenclatore 12.22.18.003 (da transito)

DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Tipo crociera	Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza maniglie (da terra)	Ingombro totale	Altezza braccioli	Altezza seduta da terra
da 16.45 kg	140 kg (sed. 37-50cm, singola) 180 kg (sed. 50-61cm, doppia)	singola doppia	40-42- 45-47-50 cm (su richiesta 35-37- 53 -57-61 cm)	40 cm 45 cm	41 cm (sed. da 35 a 50 cm) 40 cm (sed. da 50 a 61 cm)	92,5 cm	seduta + 18 cm (lar) x 107 cm (lung) x 92,5 (h) cm	73 cm	49 cm

CARATTERISTICHE SPECIALI



Pedane con innovativo sistema d'aggancio



Ruote posteriori a posizione variabile



Braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza

DISTRIBUTORE

Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

Salvo modifiche ed errori

