

SCHEMA TECNICA - 9571/9571P

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
CODICE ISO	18.12.10.003	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	9571 - 2883670	9571-P - 2883673
CND	Y181210	

DESCRIZIONE GENERALE

Il letto di degenza è progettato per persone disabili o malate ed è adatto anche all'assistenza domiciliare. Questo letto può essere utilizzato per trattamenti su prescrizione medica e può essere utilizzato per diagnosi, assistenza o osservazione del paziente. Il letto è costituito principalmente da profili tubolari in acciaio, le testiere/pediere e le sponde del letto sono realizzate in legno o materiale simile, la cui superficie è impermeabile.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Regolazione elettrica dell'altezza del piano letto da 37 a 77 cm. • Regolazione elettrica della sezione schienale da 0° a circa 69°. • Regolazione elettrica della sezione gambe da 0° a 40°. • Regolazione elettrica della sezione piedi da 0° a 11°. • Quattro ruote piroettanti da 3", bloccabili singolarmente. • Sponde letto abbassabili su entrambi i lati. • Motore Moteck AC 100/240V
	9571  9571-P 

DIMENSIONI

Larghezza totale letto 1037mm
 Lunghezza totale letto 2140mm
 Larghezza base materasso 890mm
 Lunghezza base materasso 2020mm
 Altezza minima della base da terra 370mm
 Altezza massima della base da terra 770mm
 Altezza delle sponde laterali dalla base del materasso 340mm
 Peso massimo utente 135Kg
 Peso massimo totale 180Kg

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	9571	9571-P
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1	
ACCESSORI		
GARANZIA	2 anni	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.