

SCHEDA TECNICA - ICON 10A da transito

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
CODICE ISO	12.22.18.003	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RW01A37BK6 - 2883725 RW01A40BK6 - 2883726 RW01A42BK6 - 2883727 RW01A45BK6 - 2883728 RW01A47BK6 - 2883729 RW01A50BK6 - 2883731	RW01A37MG6 - 2883732 RW01A40MG6 - 2883733 RW01A42MG6 - 2883734 RW01A45MG6 - 2883736 RW01A47MG6 - 2883737 RW01A50MG6 - 2883738
CND	Y122103	

DESCRIZIONE GENERALE

La carrozzina manuale è un dispositivo medico indicato per persone con capacità motorie limitate, che non sono in grado di stare in piedi, camminare e/o sedersi in modo autonomo.

Il dispositivo è realizzato in tubolari di acciaio verniciato a polvere.

La carrozzina offre praticità di trasporto e stoccaggio, grazie alla robusta struttura a crociera, alla maneggevolezza e alla facilità di trasferimento. La sedia a rotelle ICON 10A non deve essere utilizzata come seduta in veicoli in movimento (auto, autobus, treni, metropolitane, ecc.)

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	maniglie di spinta freni di stazionamento a spinta ruote posteriori 12" PU antiforatura ruote anteriori 8" PU perno estrazione rapida sedile e schienale in nylon rinforzato pedane estraibili e regolabili in altezza braccioli ribaltabili ed rimovibili mis 53-57-61 Su richiesta

DIMENSIONI

	ICON 10A		
Barra trasversale	1 x 1		2 x 1
Larghezza seduta (cm)	37.5, 40, 42.5	45, 47.5, 50	50, 53, 57, 61
Profondità seduta (cm)	40	45	45
Peso massimo dell'utente (kg)	140		180
Lunghezza sedia (cm)	101		
Larghezza sedia (cm)	66		
Lunghezza (senza poggiamambe) (cm)	76		
Altezza da chiusa (cm)	91		
Larghezza da chiusa (cm)	33		
Peso totale (kg)	16.6	16.8	
Peso durante il trasporto (kg)	7.4		
Altezza frontale della seduta (cm)	49		
Altezza schienale (cm)	42		
Intervallo lunghezza poggiamambe (cm)	34-48		
Inclinazione del poggiatesta (°)	70°		
Intervallo altezza bracciolo (cm)	23-28		

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	Colore nero	Colore grigio:
	RW01A37BK6 - seduta 37,5 cm RW01A40BK6 - seduta 40 cm RW01A42BK6 - seduta 42,5 cm RW01A45BK6 - seduta 45 cm RW01A47BK6 - seduta 47,5 cm RW01A50BK6 - seduta 50 cm	RW01A37MG6 - seduta 37,5 cm RW01A40MG6 - seduta 40 cm RW01A42MG6 - seduta 42,5 cm RW01A45MG6 - seduta 45 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 PZ	

ACCESSORI	ruote antiribaltamento, ruotine passaggi stretti, pedane elevabili.
GARANZIA	2 anni
CONFORMITÀ	
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.	

