

SCHEDA TECNICA - Icon 30Bx

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska		
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)		
CODICE ISO	12.22.03.006 (RUOTE 24") E 12.22.18.003 (RUOTE 12")		
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	RW03B37CH0 12" - 2957108 RW03B40CH0 12" - 2883748 RW03B42CH0 12" - 2883749 RW03B45CH0 12" - 2883750 RW03B47CH0 12" - 2883751	RW03B50CH0 12" - 2883752 RW03B37CH1 24" - 2957114 RW03B40CH1 24" - 2906776 RW03B42CH1 24" - 2906777	RW03B45CH1 24" - 2906778 RW03B47CH1 24" - 2906779 RW03B50CH1 24" - 2906780
CND	Y122106 (RUOTE 24") - Y122103 (RUOTE 12")		

DESCRIZIONE GENERALE

Il sistema di telai ICON copre un'ampia gamma di dimensioni (profondità e larghezza) e offre la possibilità di regolare l'angolazione del sedile, l'altezza del sedile e il grado di stabilità, in base alle esigenze dell'utente

La carrozzina manuale è un dispositivo medico destinato all'uso da persone con capacità di movimento ridotte che non possono stare in piedi, camminare e/o sedersi in autonomia. È destinata al trasporto e movimentazione di tali persone in posizione seduta.

Il dispositivo è realizzato in tubi di alluminio o acciaio verniciati a polvere. Ha un'adeguata protezione contro la corrosione.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Doppia crociera per la misura seduta da 50 cm Ruote posteriori da 12" e 24" PU antifuoristrada Ruote anteriori 8" PU Sedile e schienale in nylon rinforzato Maniglia di spinta Freni di stazionamento Pedane a estrazione rapida "drop-out" Poggiapiedi smontabili e regolabili in altezza Braccioli smontabili e regolabili in altezza Perni ad estrazione rapida Ruotine passaggi stretti Su richiesta misure 35-53-57-61

DIMENSIONI

Nome prodotto	ICON 30Bx	
Barra trasversale	1 x 1	2 x 1
Larghezza del sedile (cm)	35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50	50, 53, 57, 61
Profondità del sedile (cm)	40, 45	
Peso massimo dell'utente (kg)	140	180
Lunghezza della sedia (cm)	104	107
Larghezza della sedia (cm)	68	79
Altezza sedia piegata (cm)	92,5	
Larghezza sedia aperta (cm)	30	30,4
Peso totale (kg)	16,45	16,45
Altezza della sedia anteriore (cm)	48	49
Altezza dello schienale (cm)	41	40
Ruota posteriore (")	12", 24"	
Ruota anteriore (")	8"	

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	RW03B37CH0 12" RW03B40CH0 12" RW03B42CH0 12" RW03B45CH0 12" RW03B47CH0 12"	RW03B50CH0 12" RW03B53CH0 12" SU RICH. RW03B37CH1 24" RW03B40CH1 24" RW03B42CH1 24"	RW03B45CH1 24" RW03B47CH1 24" RW03B50CH1 24" RW03B53CH1 24" SU RICH.
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 PZ		

ACCESSORI	freni a tamburo, supporti alzabili per gambe, supporti per amputati, supporti per persone con emiplegia, ruote antiribaltamento, poggiatesta, supporti laterali, cinture di sicurezza, cuscino per sedile, schienale imbottito con tensionamento regolabile, schienale pieghevole, maniglie di spinta regolabili in altezza, barra stabilizzatrice, tavolino, ombrellone, maniglia portaflebo, porta stampelle
GARANZIA	2 anni
CONFORMITÀ	
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.	

